

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szaküzlethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Terméklejelmzők

Ez egy orvostechnikai eszköz a csukló és az ujjak immobilizálására.

Javallatok

Preoperatív, posztoperatív, poszttraumás, kéztőalagút szindróma (CTS), kéz parézis, gyulladós és reumás betegségek esetén.

Ellenjavallatok

Perifériás artériás elzáródás (PAOD), nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanat akár az felhelyezett orvostechnikai eszköztől távolabb, érzékszervi és keringési zavarok a kezelt testtájékon, bőrbetegségek a kezelt testrészen.

Nyirokvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanat is távolabbi a helyzeti, érzékszervi és keringési zavarok támogatása a test régiójával kezelt, bőrbetegségek a kezelt testrészen.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsiabbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebekben ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra hasznosítható

– ez a orvostechnikai eszköz egy beteg kezelésére szolgál

- a z eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkretelhetik az anyagot
- az eszköz viselése közben kerülje a 40°C feletti hőmérsékletet (pl. forró víz, szauna, forrószág járműben)

Felhelyezés

Helyezze az ortézist a kéz/alkar belső oldalára, majd az ujjait az ujjtámaszra és a hüvelykujját is dugja bele a megfelelő tartóba. Először zárja be a tépőzárakat a kézközépen majd a hüvelykujjon, végül a csuklónál. Az ortézis poliészterből készült és melegítés után formázható.

Eltávolítás

Az ortézis eltávolításához nyissa ki a tépőzárakat. Majd húzza le az ujjakon keresztül a csuklójáról. Zárja be a tépőzárakat, hogy elkerülje a tépőzárak felület korai kopását.

Anyagösszetétel

100 % poliészter (PES), A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

Tisztítási információk



Kézi mosás. Fehérités, szárítógépben szárítani, vasalni, vegyileg tisztítani tilos. Ne használjon öblítőt.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényrel forduljon a szaküzlethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szaküzletet vagy bennünket. Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 04.2022



Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

