

# Übungsanleitungen für BORT Therapie-Knet



Übungen zur Stärkung der Muskulatur  
an Fingern, Hand und Unterarm

Der BORT Therapie-Knet ermöglicht ein ausgeglichenes Trainingsprogramm, da er – wie im folgenden illustriert – vielseitig geformt werden kann. Die Stärkung einander entgegenwirkender Muskeln bewirkt die Aufrechterhaltung eines empfindlichen Muskelgleichgewichtes. Gleichzeitig wird die Geschicklichkeit und die Koordinationsfähigkeit verbessert.

Rehabilitationsübungen mit dem BORT Therapie-Knet sollten unter Aufsicht eines Therapeuten oder Arztes durchgeführt werden. Diese werden Sie anweisen, wie oft und wie intensiv die Benutzung zu erfolgen hat. Sie sollten Ihren Arzt oder Therapeuten im Falle übermäßiger Schmerzen benachrichtigen.

Ein vorheriges Händewaschen verhindert Verschmutzung und erhält die Resistenz des Knets. Der BORT Therapie-Knet sollte bei Nichtgebrauch in dem dafür vorgesehenen Behälter aufbewahrt und nicht auf Textilien abgelegt werden.

Bitte benutzen Sie bei Bedarf als Reinigungsmittel Isopropylalkohol. Sollten Knetreste an der Hand oder unter den Fingernägeln haften bleiben, drücken Sie etwas Knet darauf und entfernen Sie damit die Reste.



## HINWEIS


Nicht alle gezeigten Übungen sind für alle Erkrankungen/Verletzungen gleichermaßen geeignet. Wir hoffen, dass Sie sich an dem BORT Therapie-Knet und an gesunden Händen erfreuen werden.

Name des Patienten: \_\_\_\_\_

Anweisungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_



### Finger drücken

Legen Sie den BORT Therapie-Knet auf die Handinnenfläche und pressen Sie die Finger in den Knet, bis die Fingerspitzen die Handinnenfläche erreichen und eine voll geballte Faust entsteht. Lockern Sie die Finger und rollen Sie den Knet in Ihren Händen, um dessen ursprüngliche Form wieder zu erhalten. Wiederholen Sie diese Übung.


Wiederholungen \_\_\_\_\_



### Finger Extension

Beugen Sie einen Finger oder Daumen, wobei die Fingerspitze die Handinnenfläche fast berührt. Wickeln Sie mit der anderen Hand einen Streifen BORT Therapie-Knet um die Spitze des gebeugten Fingers und ergreifen Sie beide Enden. Strecken Sie nun den Finger, bis er gerade ist. Wiederholen Sie die Übung mit jedem Finger.


Wiederholungen \_\_\_\_\_



### Daumen drücken

Bilden Sie aus dem BORT Therapie-Knet einen Zylinder und legen Sie diesen auf die Handinnenfläche. Pressen Sie den Daumen durch den Knet bis er die Handinnenfläche erreicht. Drücken Sie den Knet in die alte Form und wiederholen Sie diese Übung.


Wiederholungen \_\_\_\_\_



### Fingermassage Extension

Halten Sie Ihre Finger gestreckt und führen Sie mit der Handinnenfläche Rollbewegungen aus, so dass aus dem BORT Therapie-Knet ein Zylinder entsteht.

Wiederholungen \_\_\_\_\_

**5**


### Daumen Abduktion

Bilden Sie aus dem BORT Therapie-Knet einen Ring. Legen Sie diesen Ring um den Daumen und den Zeigefinger. Strecken Sie den Daumen vom Zeigefinger weg. Halten Sie den Daumen im rechten Winkel zum Zeigefinger.

### Daumen Adduktion

Legen Sie eine aus dem BORT Therapie-Knet geformte Kugel in den Zwischenraum von Daumen und Zeigefinger. Drücken Sie den Daumen in Richtung Zeigefinger.

Wiederholungen \_\_\_\_\_

**6**

### Daumen pressen

Formen Sie aus dem BORT Therapie-Knet eine Kugel. Bilden Sie mit Ihren Fingern ein „Dach“ über dem Knet und halten Sie den Daumen darunter. Legen Sie den kugelförmigen Knet zwischen Daumen und Finger und drücken Sie dieses zusammen. Halten Sie dabei die Finger gestreckt.

Wiederholungen \_\_\_\_\_

**7**

### Finger spreizen

Halten Sie zwei Finger zusammen und wickeln Sie den BORT Therapie-Knet um die obere Fingerhälfte. Versuchen Sie nun, die Finger zu spreizen. Wiederholen Sie diese Übung mit verschiedenen Fingerpaaren, bis Sie alle Finger trainiert haben.

Wiederholungen \_\_\_\_\_


**8**

### Finger drücken

Formen Sie aus dem BORT Therapie-Knet eine Kugel und legen Sie diese zwischen zwei gespreizte Finger. Versuchen Sie, mit einer scherenartigen Bewegung beide Finger wieder zusammenzubringen. Wiederholen Sie das Ganze mit verschiedenen Fingerpaaren, bis Sie alle Finger trainiert haben.

Wiederholungen \_\_\_\_\_

9




### Finger spreizen

Formen Sie aus dem BORT Therapie-Knet eine Art Pfannkuchen und legen Sie diesen auf einen Tisch. Beugen Sie Ihre Fingerspitzen und drücken Sie diese in den Knet. Spreizen Sie nun alle Finger gleichzeitig und vergrößern Sie den Pfannkuchen soweit es geht.

Wiederholungen \_\_\_\_\_

10




### Kneifbewegungen

Bilden Sie mit dem BORT Therapie-Knet eine Kugel. Kneifen Sie den Knet zwischen den Fingerspitzen von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger (Drei-Punkt-Griff) und pressen Sie die Finger durch den Knet.

Bilden Sie mit dem BORT Therapie-Knet eine Kugel. Kneifen Sie den Knet zwischen Daumenspitze und Seite des Zeigefingers.

Wiederholungen \_\_\_\_\_

11




### Handgelenk dorsale Extension

Legen Sie Ihren Vorderarm auf einen Tisch oder auf eine Stuhllehne, wobei die Hand mit der Handfläche über die Tischkante oder die Stuhllehne nach unten hängen sollte. Greifen Sie den BORT Therapie-Knet mit den Fingerspitzen derselben Hand. Während die andere Hand den Knet gegen den Widerstand in einer festen Position hält, versuchen Sie das Handgelenk zu strecken, wobei Ihr Arm auf dem Tisch liegen bleiben soll.

Wiederholungen \_\_\_\_\_

12



### Handgelenk volare Flexion

Legen Sie den Vorderarm auf einen Tisch oder auf eine Stuhllehne, wobei die Hand mit dem Handrücken über die Tischkante oder die Stuhllehne nach unten hängen sollte.

Greifen Sie den BORT Therapie-Knet mit den Fingerspitzen der selben Hand. Während die andere Hand den Knet gegen den Widerstand in einer festen Position hält, versuchen Sie das Handgelenk in eine volare Flexion zu beugen, wobei der Arm auf dem Tisch liegen bleiben soll.

Wiederholungen \_\_\_\_\_



4 005862 065729