

BORT antispasztikus sín

Használati útmutató

REF 103 700



BORT. A nálad lévő plusz.

D103700|2024-10|007 HU | Rev. 01

Nagyon köszönjük a BORT GmbH orvostechnikai eszközébe vetett bizalmát. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ha bármilyen kérdése van, forduljon orvosához vagy ahhoz a szakülethez, akitől ezt az orvostechnikai eszközt vásárolta.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Termékjellemzők

Ez egy orvostechnikai eszköz a csukló és az ujjak immobilizálására.

Javallatok

Preoperatív, posztoperatív, poszttraumás, kéztőalagút szindróma (CTS), kéz parézis, gyulladós és reumás betegségek esetén.

Ellenjavallatok

Különböző eredetű perifériás zavarok, nyirokelvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanat akár az felhelyezett orvostechnikai eszköztől távolabb. A kezelt testtáj érzékszervi, bőrbetegségek a kezelt testrészen.

Nyirokelvezetési zavarok, tisztázatlan lágyrész duzzanat is távolabbi a helyzeti, érzékszervi és keringési zavarok támogatása a test régiójával kezelt, bőrbetegségek a kezelt testrészen.

Alkalmazási kockázatok/Fontos megjegyzések

Ez egy orvostechnikai eszköz. Az alkalmazást és az időtartamot beszélje meg kezelőorvosával. A szakértő személyzet, akitől az orvostechnikai eszközt megkapta, kiválasztja a megfelelő méretet, és tájékoztatja Önt a használatáról.

- radiológiai vizsgálatok előtt távolítsa el az orvostechnikai eszközt
- távolítsa el hosszabb pihenőidő alatt, pl. amikor alszik
- zsiabbadás esetén lazítsa meg az orvostechnikai eszközt, és szükség esetén távolítsa el
- tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy szakkereskedőhöz
- az orvostechnikai eszközt a terápiás igényeknek megfelelően használja
- más termékeket csak az orvossal folytatott konzultációt követően használjon egyidejűleg
- ne végezzen semmilyen változtatást a terméken
- nyílt sebeket ne viselje
- ne használja valamelyik felhasznált anyag intoleranciája esetén
- nem újra használható
- nincs újrahaznát, ez a gyógyászati segédeszköz egy beteg kezelésére szolgál
- a z eszköz viselése közben ne használjon semmilyen krémet vagy kenőcsöt sem az ortézis alatt, sem a körül, mert tönkretehetik az anyagot
- az eszköz viselése közben kerülje a 40 °C feletti hőmérsékletet (pl. forró víz, szauna, forró víz forráság járműben)

Felhelyezés

Helyezze az ortézist a kéz/alkar belső oldalára, majd az ujjait az ujjtámaszra és a hüvelykujját is dugja bele a megfelelő tartóba. Először zárja be a tépőzárat a kézközépen majd a hüvelykujjon, végül a csuklónál. Az ortézis poliészterből készült és melegítés után formázható.

Eltávolítás

Az ortézis eltávolításához nyissa ki a tépőzárat. Majd húzza le az ujjakon keresztül a csuklójáról. Zárja be a tépőzárat, hogy elkerülje a tépőzárás felület korai kopását.

Anyagösszetétel

100 % poliészter (PES), A rögzítőbe varrt címkén látható a pontos anyagösszetétel.

Tisztítási információk



Kézi mosás 30 °C. Fehérlítés, szárítógépben szárítás, vasalás, vegytisztítás tilos. Ne használjon öblítőt.

Garancia

A megvásárolt termékre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, amelyben a terméket beszerezte. Garanciális igényel forduljon a szakülethez. Jótállási igény benyújtása előtt kérjük, tisztítsa meg a terméket. Ha nem tartják be megfelelően a mellékelt használati utasítást, a garancia megszűnhet. A garancia nem terjed ki a termék jelzésnek nem megfelelő használatára, az alkalmazási kockázatok, utasítások figyelmen kívül hagyására és a terméken végzett jogosulatlan módosításokra.

Hasznos élettartam/A termék élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát annak természetes elhasználódása határozza meg, ha az előírásoknak és az ajánlásoknak megfelelően kezelik.

Bejelentési kötelezettség

Ha az orvostechnikai eszköz használata során az egészségi állapot súlyos romlása következik be, értesítse a szakülethez vagy bennünket, mint gyártót, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI-t). Elérhetőségeinket ebben a használati útmutatóban találja. Az Ön országában illetékes nemzeti hatóság elérhetőségei a következő linken találhatóak: www.bort.com/md-eu-contact.

Megsemmisítés

A használat befejezése után a terméket a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy ez az eszköz megfelel az (EU) 2017/745 EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE követelményeinek. Az aktuális megfelelőségi nyilatkozatot az alábbi linken találja: www.bort.com/conformity

Pont: 10.2024

Orvostechnikai eszköz | Egy beteg – többször felhasználható