

IT

In caso di ernia inguinale riducibile (il che significa che è possibile una ricomposizione della frattura) il cinto erniario è una terapia provata da decenni. L'imbottitura chiude l'orifizio erniario impedendo così la fuoriuscita e l'incarceramento della frattura.

Istruzioni per l'uso:

Posizionare l'imbottitura sull'orifizio erniario. Avvolgere il bendaggio attorno al corpo sull'altezza della cresta iliaca (tra vita e anca) e chiuderlo.

Indicazioni: Ernia inguinale riducibile.

Controindicazioni:

Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP), disturbi del flusso linfatico e gonfiori poco chiari dei tessuti molli distanti dall'ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata, allergia al lattice.


Composizione dei materiali:

40 % poliammide, 36 % poliestere, 12 % elastodiene, 12 % cotone







Nota importante: Non riutilizzare – questo ausilio medico è destinato all'utilizzo di un solo paziente. Nel caso in cui venga prescritto l'utilizzo durante la notte, evitare la compromissione della circolazione sanguigna. In caso di intorpidimento allentare la fasciatura e se necessario rimuoverla. Se il disturbo permane consultare il medico.

Il prodotto contiene lattice e può provocare reazioni allergiche.

Größen / Sizes / Tailles / Tamaños / Misure

	Umfang Beckenkamm/ Circumference of iliac crest/ Tour du bassin/ Circunferencia de la pelvis/ Circonferenza della cresta iliaca
	Größe/Size 85 Größe/Size 90 Größe/Size 95 Größe/Size 100 Größe/Size 105
	83 – 88 cm 88 – 93 cm 93 – 98 cm 98 – 103 cm 103 – 108 cm
Art.-No. 109 100/400	
rechts oder links angeben/indicate left or right/indiquer à gauche ou à droite/ indicar a la derecha o a la izquierda/indicare destra o sinistra	
Art.-No. 109 500	
rechts und links gleich/right and left symmetrical/Égale à droite et à gauche/ igual a la derecha y la izquierda/uguale a destra e sinistra	

Pflegehinweise / Care instructions / Entretien / Instrucciones para el cuidado / Manutenzione

		Bruchband und Pelotten von Hand mit mildem Feinwaschmittel waschen. An der Luft trocknen. Hitze vermeiden.
		Wash hernia strap and pads by hand with mild light-duty detergent. Dry in the air. Avoid heat.
		Laver la bande pour l'hernie inguinale et les pelottes à la main avec détergent pour tissus délicats. Sécher à l'air. Éviter la chaleur.
		Lavar el braguero y los cojines a mano con detergente fino y suave. Sacar al aire. Evitar el calor.
		Lavare il cinto erniario e l'imbottitura a mano servendosi di un detersivo per capi delicati.

HerniaFix® Federbruchbänder mit runder Pelotte



Spring trusses, round pad | Bandages herniaire, pelote ronde | Vendajes a resorte para hernia, almohadilla redondo | Cinti erniari a molla, pelotta rotonda

HerniaFix® Federbruchbänder mit runder Pelotte



Spring trusses, round pad | Bandages herniaire, pelote ronde | Vendajes a resorte para hernia, almohadilla redondo | Cinti erniari a molla, pelotta rotonda



Stand: Oktober 2018

D109100/D-10718



Med
Mitten im
gesunden
Leben

BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®



4 005862 064975



⊕ Runde Pelotte
⊕ Kein Verrutschen der Pelotte



Art.-No.
109 100
109 400
109 500

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

DE

Bruchbänder sind bei reponierbarem Leistenbruch (d.h. der Bruch kann zurückgedrückt werden) ein seit Jahrzehnten bewährtes Therapiekonzept. Die Pelotte drückt auf die Bruchpforte und verhindert so das Heraustreten und Einklemmen des Bruchs.

Gebrauchsanleitung:

Zuerst die Pelotte auf der Bruchpforte positionieren. Dann das Band um den Körper auf Höhe des Beckenkammes (zwischen Taille und Hüfte) legen und verschließen.

Indikation: Reponierbarer Leistenbruch.

Kontraindikationen:

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, Latexallergie.

Materialzusammensetzung:

40 % Polyamid, 36 % Polyester, 12 % Elastodien, 12 % Baumwolle

Wichtiger Hinweis: Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Hilfsmittel lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt aufsuchen.

Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

EN

Spring Trusses have been a proven therapy concept for decades in case of resetttable inguinal hernia (i.e. the hernia can be forced back). The pad closes the point of hernia and avoids thus emerging and incarceration of the hernia.

Instructions:

First position the pad onto the point of hernia. Then place the strap around the body in height of the pelvic (between waist and hip) and close it.

Indication: Repositionable inguinal hernia.

Contraindications:

Peripheral arterial occlusive disease (PAOD), lymphatic drainage disorders and indistinct soft tissue swellings remote from the applied aid, sensory loss and blood flow disorders in the affected body part, skin disorders in the treated part of the body, latex allergy.

Composition:

40 % polyamide, 36 % polyester, 12 % elastodies, 12 % cotton

Important Note: No reutilisation – this medical device is meant for the care of one patient only. In case of doctor's order to wear support during night, avoid hindering blood circulation. In case of numbness loosen support and remove it if necessary. If complaints continue, please contact the doctor.

The product contains latex and can trigger allergic reactions.

FR

Les bandages pour hernie sont un moyen de thérapie qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années en cas de l'hernie inguinale réparable (c'est-à-dire que l'hernie peut être repoussée). La pelote ferme l'ouverture de l'hernie et ainsi empêche que l'hernie sorte ou se coince.

Mode d'emploi :

Placez d'abord la pelote sur l'ouverture de l'hernie. Ensuite menez la bande autour du corps à hauteur de la crête du bassin (entre la taille et la hanche) et fermez-la.

Indication : Hernie inguinale réductible.

Contre-indications :

Maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP), problèmes d'écoulement lymphatique, également des tuméfactions des parties molles à des endroits éloignés du bandage mis en place, perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle traitée, maladies de la peau dans la section du corps soignée, allergie au latex.

Composition des matières :

40 % polyamide, 36 % polyester, 12 % élastodiène, 12 % coton

Note importante : Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient. Si le médecin a prescrit de porter le bandage pendant la nuit, évitez de gêner la circulation du sang. En cas de sensation d'engourdissement, relâchez la bandage ou enlevez-le, si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de troubles persistants.

Le produit contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques.

ES

Los bragueros para hernia son un medio de terapia probado desde hace decenios en el caso de hernia reparable (es decir que se puede hacer retroceder la hernia). El cojín cierra la apertura de la hernia y así impide la salida o apretadura de la hernia.

Instrucciones de uso:

Primeramente ponga el cojín en la apertura de la hernia. Después pase la venda alrededor del cuerpo encima de la pelvis (entre el talle y la cadera) y ciérrela.

Indicacion: Hernia inguinal reducible.

Contraindicaciones:

Enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP), trastornos linfáticos, incl. hinchazón de origen desconocido del tejido blando en zonas alejadas de la tratada, trastornos sensitivos y circulatorios de la región corporal atendida, enfermedades cutáneas en la zona del cuerpo a tratar, alergia al látex.

Composición:

40 % poliamida, 36 % poliéster, 12 % elastodieno, 12 % algodón

Nota importante: Este producto no debe reutilizarse – es solamente destinado para un paciente. Si el médico ordenó llevarlo durante la noche, evitar la reducción de la circulación sanguínea. En caso de sensación de entumecimiento aflojar el vandaje y quitarlo si fuera necesario. En caso de trastornos persistentes consulte al médico.

Este producto contiene látex que puede causar reacciones alérgicas.