


IT

Le polsiere sostengono le strutture lese (articolazione, legamenti, capsule, cartilagine). La compressione sostiene la funzione di supporto dei legamenti sgravando l'articolazione. Allo stesso tempo, la fascia aiuta a evitare falsi movimenti.

Questa fascia sostiene il polso fino al dorso della mano. Grazie alla cavità per l'inserimento del pollice, la polsiera non può scivolare.



#### Istruzioni per l'uso:

Potete ingrandire l'apertura per il pollice, scucendo il filo rivolto verso il pollice.

#### Indicazioni:

Distorsione lieve, stiramento, post-gesso, tendovaginite.

#### Controindicazioni:

Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP), disturbi del flusso linfatico e gonfiori poco chiari dei tessuti molli distanti dall'ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata, allergia al lattice.

#### Composizione dei materiali:

68 % poliammide, 25 % elastodiene, 7 % viscosa.

#### Nota importante:

Non riutilizzare – questo ausilio medico è destinato all'utilizzo di un solo paziente. Nel caso in cui venga prescritto l'utilizzo durante la notte, evitare la compromissione della circolazione sanguigna. In caso di intorpidimento allentare la fasciatura e se necessario rimuoverla. Se il disturbo permane consultare il medico. Non utilizzare pomate o unguenti per tutta la durata del bendaggio perché potrebbero danneggiare il materiale.

Il prodotto contiene lattice e può provocare reazioni allergiche.

#### Größen / Sizes / Tailles / Tamaños / Misure



x-small  
small  
medium  
large  
x-large

Umfang Handgelenk/  
Circumference of wrist/  
Tour du poignet/  
Circunferencia de la muñeca/  
Circonfenza del polso  
bis/up to/jusqu'à/hasta/fino a 13 cm  
13 – 15 cm  
15 – 17 cm  
17 – 19 cm  
19 – 21 cm

#### Pflegehinweise / Care instructions / Entretien / Instrucciones para el cuidado / Manutenzione



Bandage mit lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. In Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

Wash by hand in hand warm water with light-duty detergent. Stretch in form, air-dry. Avoid heat.

Lavez le bandage à la main dans de l'eau tiède avec détergent pour tissus délicats. Remettez le bandage en forme et séchez-le à l'air. Évitez la chaleur.

Lavar el vendaje a mano en agua tibia con detergente fino y suave. Estirarlo y secarlo al aire. Evitar el color.

Lavare in acqua tiepida con detersivo neutro. Tirare in forma ed asciugare all'aria. Evitare il calore eccessivo.

## Handgelenkstütze mit eingefasster Daumenausparung



Wrist support with thumb opening | Bandage de poignet avec ouverture pour le pouce  
Muñequera con escogatura para el pulgar | Polsiera con apertura per pollice

## Handgelenkstütze mit eingefasster Daumenausparung



Wrist support with thumb opening | Bandage de poignet avec ouverture pour le pouce  
Muñequera con escogatura para el pulgar | Polsiera con apertura per pollice



Med  
Mitten im  
gesunden  
Leben

Stand: Oktober 2018

D112020/D-10/18



BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

- ⊕ Einfach Anwendung
- ⊕ Eingefasste Daumenausparung


BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Art.-No. 112 020

**DE**

Handgelenkbandagen unterstützen geschädigte Gewebestrukturen (Gelenk, Bänder, Kapseln, Knorpel). Die Kompression unterstützt dabei die Haltefunktion der Bänder und entlastet so das Gelenk. Gleichzeitig hilft die Bandage, Fehlbewegungen weitgehend zu vermeiden.

Diese Bandage stützt das Handgelenk bis auf den Handrücken. Durch die Ausparung des Daumens kann die Stütze nicht verrutschen.



#### Gebrauchsanleitung:

Daumenöffnung kann durch Auftrennen des dem Daumen zugewandten Fadens geöffnet werden.

#### Indikationen:

Leichte Distorsionen, Zerrung, nach Gipsverband, Tendovaginitis.

#### Kontraindikationen:

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, Latexallergie.

**Materialzusammensetzung:** 68 % Polyamid, 25 % Elastodien, 7 % Viskose.


**Wichtiger Hinweis:** Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Wurde das Tragen bei Nacht angeordnet, Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Hilfsmittel lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt aufsuchen. Während der Tragedauer der Bandage bitte keine Creme oder Salbe verwenden – kann Material zerstören.

Das Produkt enthält Latex und kann allergische Reaktionen auslösen.

**EN**

Wrist Supports support injured tissue structures (joint, ligaments, capsules, cartilages). The compression hereby supports the holding function of the ligaments and is thus relieving the joint. At the same time the support helps to a high degree to avoid wrong movements.

This support supports the wrist and the back of the hand. Due to the thumb opening the support does not slip.



#### Instructions for use:

The thumb opening can be opened by unpicking the thread facing the thumb.

#### Indications:

Minor sprains, strains, after removal of plaster cast, tenosynovitis.

#### Contraindications:

Peripheral arterial occlusive disease (PAOD), lymphatic drainage disorders and indistinct soft tissue swellings remote from the applied aid, sensory loss and blood flow disorders in the affected body part, skin disorders in the treated part of the body, latex allergy.

**Composition:** 68 % polyamide, 25 % elastodien, 7 % viscose.


**Important Note:** No reutilisation – this medical device is meant for the care of one patient only. In case of doctor's order to wear support during night, avoid hindering blood circulation. In case of numbness loosen support and remove it if necessary. If complaints continue, please contact the doctor. While wearing the support do not use creams or ointments. This can damage the material.

The product contains latex and can trigger allergic reactions.

**FR**

Les bandages pour le poignet soutiennent les structures de tissu lésées (articulations, ligaments, capsules, cartilages). La compression renforce le soutien des ligaments et soulage ainsi l'articulation. Le bandage aide en même temps à éviter, autant que possible, tout faux mouvement.

Grâce à l'ouverture pour le pouce, le soutien ne peut pas se déplacer.



#### Mode d'emploi :

L'ouverture pour le pouce peut être réalisée en défaisant le fil orienté vers le pouce.

#### Indications :

Distorsion légère, claquage, post-plâtre, tendovaginite.

#### Contre-indications :

Maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP), problèmes d'écoulement lymphatique, également des tuméfactions des parties molles à des endroits éloignés du bandage mis en place, perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle traitée, maladies de la peau dans la section du corps soignée, allergie au latex.

**Composition des matières :** 68 % polyamide, 25 % élastodiène, 7 % viscosse.


**Note importante :** Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient. Si le médecin a ordonné que vous le portiez pendant la nuit, évitez de gêner la circulation du sang. En cas de sensation d'engourdissement, relâchez le bandage et enlevez-le, si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de troubles persistants. Pendant la durée du port du bandage, ne pas utiliser de crème ou de pommade – risque d'endommager le matériau.

Le produit contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques.

**ES**

Los vendajes para la muñeca sostienen las estructuras de tejido lesionadas (articulación, ligamentos, cápsulas, cartílagos). La compresión apoya la función de soporte de los ligamentos y así alivia la articulación. El vendaje ayuda al mismo tiempo a que se eviten en gran parte los movimientos erróneos.

Debido a la escotadura del pulgar no puede correrse el soporte.



#### Instrucciones de uso:

Se puede regular la apertura para el pulgar.

#### Indicaciones:

Torceduras leves, esguinces, tras quitar la escayola, tenosinovitis.

#### Contraindicaciones:

Enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP), trastornos linfáticos, incl. hinchazón de origen desconocido del tejido blando en zonas alejadas de la tratada, trastornos sensitivos y circulatorios de la región corporal atendida, enfermedades cutáneas en la zona del cuerpo a tratar, alergia al látex.

**Composición:** 68 % poliamida, 25 % elastodieno, 7 % viscosa.

**Nota importante:** Este producto no debe reutilizarse – es solamente destinado para un paciente. Si el médico ordenó llevarlo durante la noche, evitar la reducción de la circulación sanguínea. En caso de sensación de entumecimiento aflojar el vendaje y quitarlo si fuera necesario. En caso de trastornos persistentes consulte al médico. Durante el tratamiento con el vendaje, no utilice cremas ni pomadas, ya que podrían dañar el material.

Este producto contiene látex que puede causar reacciones alérgicas.