

#### Destinazione

Questo ausilio è una pinza prensile o „mano ausiliaria”, che prolunga il braccio e permette di afferrare oggetti.

#### Indicazioni

Paraplegia, limitazione dei movimenti.

#### Controindicazioni

Deficit/distinzioni muscolari dell'avambraccio/muscolatura della mano, allergia al nichel.

#### Rischi correlati all'applicazione/Avvertenze importanti

Questo dispositivo medico è un prodotto prescrivibile. Chiedere informazioni sull’uso e la durata al medico presrittore. La selezione della misura e delle istruzioni adatte è effettuata dallo specialista da cui ha ricevuto il dispositivo medico.

– utilizzare il dispositivo medico secondo le indicazioni
– l’uso simultaneo di altri prodotti può avvenire solo dopo aver consultato il suo medico

– non apportare alcuna modifica al prodotto
– non utilizzare in caso di ferite aperte nel palmo della mano
– non utilizzare in caso di incompatibilità con uno dei materiali utilizzati, p. es. il nichel

– non è consentito il riutilizzo del prodotto – il presente ausilio è destinato al trattamento di un solo paziente

– fare attenzione quando si afferrano oggetti fragili o delicati

##### Istruzioni per l'uso

Afferrare il dispositivo manuale blu e azionare la leva mobile con le dita. Premendo la leva la pinza prensile si chiude, se non si preme la leva la pinza si apre di nuovo. A seconda del tipo di superficie/ forma, è possibile sollevare un massimo di circa 1,5 kg.

È possibile bloccare la pinza prensile in posizione chiusa.

1 Spingere indietro la leva fino in fondo e premere il pulsante all'estremità dell'impugnatura. Per sbloccare, spingere di nuovo la leva completamente indietro.

La corsa della leva può essere regolata sull'impugnatura come segue:

2 Spingere la leva completamente all'indietro poi prendere un oggetto appunto (p. es. una penna a sfera) e spostare il fermo nella posizione desiderata:
V Posizione: Corsa della leva lunga - meno sforzo richiesto in caso di capacità di presa limitata della mano.
√ Posizione: Corsa della leva corta - sforzo normale in caso di capacità di presa non limitata della mano.

<b>REF</b>	Lunghezza dell'estensione (circa)	Peso (circa)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

#### Rimozione

Conservare la pinza prensile a temperatura ambiente.

##### Composizione dei materiali

Tubo: Aluminium
Griglia/fermo, leva di azionamento: Plastica POM (poliossimetilene)
Impugnatura, parte finale: Plastica ABS (Acrilnitrile-Butadiene-Stirol)
Molle: Cromo/nichel

##### Istruzioni per la pulizia

La pinza prensile BORT EasyLife standard può essere lavata a mano con un detergente delicato o un panno umido e non deve essere asciugata in lavatrice.

##### Garanzia

Per il prodotto acquistato si applicano le leggi del Paese in cui è stato comprato. Se si sospetta un difetto che giustifica una richiesta di intervento in garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Si raccomanda di pulire il prodotto prima di presentare una richiesta di intervento in garanzia. Se le indicazioni delle istruzioni per l'uso non sono state adeguatamente rispettate, la garanzia potrebbe essere compromessa o annullata. La garanzia è esclusa in caso di utilizzo non conforme alle indicazioni, inosservanza dei rischi correlati all'applicazione e delle indicazioni, come pure in caso di difetti non autorizzate al prodotto.

##### Vita utile/durata utile del prodotto

La durata utile del dispositivo medico è determinata dall'usura naturale se maneggiato correttamente e in conformità alle istruzioni per l'uso.

##### Obbligo di segnalazione

In caso di grave deterioramento dello stato di salute durante l'utilizzo del dispositivo medico, segnalarlo al rivenditore specializzato o a noi in quanto produttori, inoltre in Italia anche al Ministero della Salute. I nostri dati di recapito si trovano in queste istruzioni per l'uso. I dati di recapito della autorità nazionale competente nel rispettivo Paese sono indicati nel seguente link: www.bort.com/md-eu-contact.

#### Smaltimento

Dopo l'uso, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle normative locali.

#### Dichiarazione di conformità

Si dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti del REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. La dichiarazione di conformità aggiornata si trova al seguente link: www.bort.com/conformity

Aggiornato al: 10.2022

<span></span>	<span></span>
---------------	---------------

#### **NL** BORT EasyLife-grijphulp standaard

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in een medisch hulpmiddel van BORT GmbH. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Als u vragen hebt, raadpleeg dan uw arts of de vakhandel waar u dit medische hulpmiddel gekocht hebt.

2 Druk de hendel helemaal in en pak een puntig voorwerp (bijvoorbeeld een pen). Schuif de grendel dan in de gewenste positie:
V positie: Langere baan van de hendel – minder krachtinspanning bij beperkte grijpfunctie van de hand.
√ positie: Kortere baan van de hendel – normale krachtinspanning bij niet-beperkte grijpfunctie van de hand.

##### Beoogd gebruik

Dit hulpmiddel is een grijphulp of 'helpende hand' die dient als verlengstuk van de arm en het grijpen van voorwerpen mogelijk maakt.

##### Indicaties

Paraplegie, bewegingsbeperking.

##### Contra-indicaties

Musculaire uitval, dysfunctie van de onderarm- en/of handmusculatuur, nikkelallergie.

##### Gebruiksrisico's/belangrijke instructies

Dit medische hulpmiddel is een product dat op voorschrift wordt geleverd. Bespreek het gebruik en de gebruiksduur met de arts die u dit product voorschrijft. De vakhandel bij wie u het hulpmiddel koopt, kiest de juiste maat van het hulpmiddel en geeft u de gebruiksinstructies.
– Dit medische hulpmiddel mag alleen conform de indicaties worden gebruikt.
– Gelijktijdig gebruik van andere producten uitsluitend na overleg met uw arts.

– Breng geen veranderingen aan het product aan.
– Niet gebruiken bij open wonden op de handpalm.
– Niet gebruiken bij allergie of overgevoeligheid voor een van de gebruikte materialen, bijvoorbeeld nikkel.
– Niet geschikt voor hergebruik: dit hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor het behandelen van één patiënt.

– Voorzichtig bij het grijpen van breekbare of kwetsbare voorwerpen.

##### Gebruiksaanwijzing

Pak het blauwe handvat vast en bedien de beweegbare hendel met de vingers. Als u de hendel inknijpt, wordt de grijphulp gesloten. Als u de hendel loslaat, gaat de grijphulp weer open. Afhankelijk van het oppervlaktemateriaal en de vorm van het object kan maximaal 1,5 kilo worden opgetild.

U kunt de grijphulp in gesloten toestand vastzetten.

1 Druk de hendel helemaal in en druk dan op de knop aan het uiteinde van de handgreep. Om de hendel los te maken drukt u de hendel weer helemaal in.

De baan van de hendel kan aan het handvat als volgt worden ingesteld:

2 Druk de hendel helemaal in en pak een puntig voorwerp (bijvoorbeeld een pen). Schuif de grendel dan in de gewenste positie:
V positie: Langere baan van de hendel – minder krachtinspanning bij beperkte grijpfunctie van de hand.
√ positie: Kortere baan van de hendel – normale krachtinspanning bij niet-beperkte grijpfunctie van de hand.

<b>REF</b>	Langte van de verlenging (ong.)	Gewicht (ong.)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

##### Afnemen

Bewaar de grijphulp op kamertemperatuur.

##### Materialiaansenstelling

Stang: aluminium
Raster/vergrendeling, schakelaar:POM-kunststof (polyoxymethyleen)
Handgreep, einddeel: ABS-kunststof (acrylnitril-butadiëen-styrol)
Veren: chroom/nikkel

##### Reinigingsinstructies

De BORT EasyLife-grijphulp standaard kan met een mild fijnwasmiddel of met een vochtige doek met de hand worden gereinigd en mag niet machinaal worden gedroogd.

##### Uitsluitend

Velice děkujeme za důvěru ve zdravotnický prostředek od společnosti BORT GmbH. Přechtěte si pečlivě tento návod k použití. Máte-li dotazy, obraťte se na svého lékaře nebo specializovaného prodejce, od kterého jste tento zdravotnický prostředek obdrželi.

##### Účel použití

Tato pomůcka jsou uchopovací kleště nebo také „pomocná ruka“, která produžuje paži a umožňuje uchopení předmětů.

#### Garantie

Voor het gekochte hulpmiddel gelden de wettelijke bepalingen van het land waarin u het hulpmiddel hebt gekocht. Raadpleeg uw vakhandel als u aanspraak wilt maken op garantie. Reinig het hulpmiddel voordat u het terugbrengt voor een garantieclaim. Als de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies niet of onvoldoende in acht worden genomen, kan de garantie worden beperkt of nietig worden verklaard. Bij gebruik voor een hier niet vermelde indicatie, bij veronachtzaming van de gebruiksrisico's en -instructies, en bij eigenhandig uitgevoerde veranderingen, is de garantie nietig.

1 Druk de hendel helemaal in en druk dan op de knop aan het uiteinde van de handgreep. Om de hendel los te maken drukt u de hendel weer helemaal in.

De levensduur van dit medische hulpmiddel wordt bepaald door de natuurlijke slijtage bij vakkundig gebruik conform de indicatie.

##### Meldplicht

Als het gebruik van dit medische hulpmiddel leidt tot een ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand, moet u dit melden aan uw vakhandel of aan ons als fabrikant, maar ook aan de IGT (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). U vindt onze contactgegevens in deze gebruiksaanwijzing. De contactgegevens van de verantwoordelijke nationale instantie van uw land vindt u via de volgende link: www.bort.com/md-eu-contact.

##### Weggooiën

Wanneer de levensduur van het hulpmiddel is verstreken, moet dit hulpmiddel conform de plaatselijke voorschriften worden weggegooid.

##### Conformiteitsverklaring

Wij bevestigen dat dit hulpmiddel voldoet aan de eisen van VERORDENING (EU) 2017/745 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. De actuele conformiteitsverklaring vindt u via de volgende link: www.bort.com/conformity

Versie: 10-2022

<span></span>	<span></span>
---------------	---------------

#### **CS** BORT EasyLife Uchopovací pomůcky Standard

Velice děkujeme za důvěru ve zdravotnický prostředek od společnosti BORT GmbH. Přechtěte si pečlivě tento návod k použití. Máte-li dotazy, obraťte se na svého lékaře nebo specializovaného prodejce, od kterého jste tento zdravotnický prostředek obdrželi.

<b>REF</b>	Délka prodloužení (cca)	Hmotnost (cca)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

#### Indikace

Paraplegie, pohybové omezení.

#### Kontraindikace

Svalové poruchy/dysfunkce v oblasti svalů předloktí/ruky, alergie na nikl.

#### Rizika aplikace/důležité pokyny

Tento zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis. Aplikaci a dobu trvání si dohodněte se svým předepisujícím lékařem. Výběr vhodné velikosti a poučení provádí odborný personál, od kterého jste zdravotnický prostředek obdrželi.

– Zdravotnický prostředek používejte podle indikací.

– Současné použití jiných výrobků je dovoleno pouze po konzultaci s vaším lékařem.

– Na výrobu neprovádějte žádné změny.

– Neuchopujte při otevřených ranách v oblasti dlaně.

– Nepoužívejte při nesnášenlivosti s některým použitým materiálem, např. niklem.

– Nepoužívejte opakovaně – tato pomůcka je určena k ošetření jednoho pacienta.

– Pozor při uchopování rozbitných nebo citlivých předmětů.

##### Návod k použití

Uchopte modrý ruční přípravek a prsty ovládejte pohyblivou páčku. Stlačení páčky se uchopovací kleště sevoú a po uvolnění tlaku na páčku se opět rozevoú. V závislosti na jakosti povrchu/varu lze zvednout max. cca 1,5 kg.

Uchopovací pomůcku lze aretovat v zavřeném stavu.

1 Zatlačte páčku zcela dozadu a stiskněte knoflík na konci rukojeti. Pro uvolnění zatlačte páčku zcela zpět.

Pohyb páčky lze na části rukojeti nastavit následujícím způsobem:

2 Zatlačte páčku úplně dozadu, uchopte špicatý předmět (např. kulíčkové pero) a posuňte západku do požadované polohy:

Poloha V: Delší dráha páčky – méně námahy při omezeném úchopu ruky.

Poloha V: Kratší dráha páčky – normální námaha při neomezeném úchopu ruky.

<b>REF</b>	Délka prodloužení (cca)	Hmotnost (cca)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

#### Odlžoení

Uchopovací kleště skládaje při pokojové teplotě.

##### Složení materiálu

trubka: hliník
mřížka/zarážka, přepínač: plast POM (polyoxymethylen)
rukoje: kovový díl: ABS plast (akrylonitrilový butadien-styren)
pružiny: chrom/nikl

##### Pokyny k čistění

Uchopovací pomůcky BORT EasyLife standard lze mýt ručně jemným mycím prostředkem nebo vlhkým hadříkem a nesmí se mýt strojeově ani sušit v sušičce.

##### Záruka

Pro zakoupený výrobek platí zákonná ustanovení země, ve které jste výrobek zakoupili. V případě podezření na záruční případ se obraťte na svého specializovaného prodejce. Před uplatněním záruky výrobek vyčistěte. Pokud přiložené pokyny k návodu k použití nebyly dostatečně dodrženy, může být záruka omezena nebo zaniká. Vyloučeno je záruční plnění při použití v rozporu s indikacemi, nedodržení aplikačních rizik, pokynů a svěvolném provedení změn na výrobku.

##### Doba použití/životnost výrobku

Životnost zdravotnického prostředku je určena přirozeným opotřebením při řádné a vhodné manipulaci.

##### Oznamovací povinnost

Dojde-li při používání zdravotnického prostředku k vážnému zhoršení zdravotního stavu pacienta, oznamte to svému odbornému prodejci nebo nám coby výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL). Naše kontaktní údaje naleznete v tomto návodu k použití. Kontaktní údaje příslušného národního úřadu ve vaší zemi naleznete pod následujícím odkazem: www.bort.com/md-eu-contact.

Pohyb páčky lze na části rukojeti nastavit následujícím způsobem:

2 Zatlačte páčku úplně dozadu, uchopte špicatý předmět (např. kulíčkové pero) a posuňte západku do požadované polohy:

Poloha V: Delší dráha páčky – méně námahy při omezeném úchopu ruky.

Poloha V: Kratší dráha páčky – normální námaha při neomezeném úchopu ruky.

##### Likvidace

Po ukončení použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s místními předpisy.

##### Prohlášení o shodě

Potvrzujeme, že tento výrobek splňuje požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745. Aktuální prohlášení o shodě naleznete na následujícím odkazu: www.bort.com/conformity

Stav: 10.2022

#### **ET** BORTI haaramise abivahend EasyLife

Täname BORT GmbH meditsiiniseadme usaldamise eest. Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Küsimuste korral pöörduge oma arsti või edasimüüja poole, kelle käest selle meditsiiniseadme saite.

2 Vajutage kang täiesti tagasi, võtke terav ese (nt pastapliiats) ja lükake lukusti soovitud asendisse:

√ asend: Kangi pikem käik – väiksem pingutus käe piiratud haaramisvõime korral.

√ asend: Kangi lühem käik – tavaline pingutus, kui käe haaramisvõime pole piiratud.

<b>REF</b>	Pikenduse pikkus (umbes)	Kaal (umbes)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

##### Õststarve

See abivahend on haaramistangid või „abikäsi”, mis pikendavad käsivart ning võimaldavad esemete haaramist.

##### Näidustused

Mölemapoline halvatus, piiratud liikumine.

##### Vastunäidustused

Mittetöötavad lihased/talitushäire küünarvarre/labakäe lihaste piirkonnas, nikliallergia.

##### Kasutamisega seotud ohud/olulised juhised

Käesolev meditsiiniseade on toode, mis on teatavatel juhtudel väljastatav retsepti alusel. Konsulteerige oma arstiga kasutamise ja kestuse suhtes. Sobiva suuruse valib ja toote kasutamist juhendab eripersonal, kellelt meditsiiniseadme saite.
– kasutage meditsiiniseadet näidustuste kohaselt

– muude toodete samaaegne kasutamine üksnes kokkuleppel teie arstiga

– ärge muutke toodet

– ärge haarake peopesa piirkonnas olevate lahtiste haavade korral

– ärge kasutage mõne kasutatud materjali, nt nikli talumatuse korral

– ei ole taaskasutatav – käesolev abivahend on mõeldud ühe patsiendi jaoks

– ettevaatust purunevate või õrnade esemete haaramisel

Te saate haaramise abivahendi suletud olekus lukustada.

1 Vajutage kang täiesti tagasi ning vajutage nuppu käepideme otsas. Vabastamiseks vajutage kang uuesti täiesti tagasi.

Kangi käigu saab seadistada käepidemedetaili järgmisel viisil:

Teatamiskohustus

Kui meditsiiniseadme kasutamisel halveneb tervislik seisund olulisel määral, teavitage sellest oma edasimüüjat või meid kui tootjat ning ka Eesti Terviseametit.

Meie kontaktandmed leiате käesolevast kasutusjuhendist. Pärast kasutamise lõppu tuleb toode vastavalt kohalikele nõuetele suunata jäätmekäitlusesse.

Jäätmekäitlus

Enne kasutamise lõppu tuleb toode vastavalt kohalikele nõuetele suunata jäätmekäitlusesse.

<b>REF</b>	Pikenduse pikkus (umbes)	Kaal (umbes)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

##### Eemaldamine

Hoidke haaramistange toatemperatuuril.

##### Koostis

toru: alumiinium
lukusti/fiksaator, ümberlüli: POM-plast(polüoksümetüleen)
käepide, otsadetail: ABS-plast (akrüülnitril-butadiëen-stürol)
vedrud: kroom/nikkel

##### Puhastamisjuhised

BORTI standardset haaramise abivahendit EasyLife tohib pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendi või niiske lapiga ning seda ei tohi kuivatada masinas.

##### Garanti

Omandatud tootele kehtivad selle riigi seadusesätted, kus olete toote hankinud. Garantiinõude kahtluse korral pöörduge oma edasimüüja poole. Puhastage toodet enne garantiinõude esitamist. Kui kasutusjuhendi juhiseid ei järgitud piisavalt, võib see mõjutada garantiid või selle tühistada. Garantiõigus on väljastatud muul kui näidustuste kohasel kasutamisel, kasutamisega seotud ohtude, juhiste eiramisel, samuti toote omavoliliste muudatuste tegemisel.

##### Toote kasutisiga

Meditsiiniseadme kasutusea määrab loomulik kulumine asja- ja nõuetekohasel kasutamisel.

##### Teatamiskohustus

Kui meditsiiniseadme kasutamisel halveneb tervislik seisund olulisel määral, teavitage sellest oma edasimüüjat või meid kui tootjat ning ka Eesti Terviseametit.

Meie kontaktandmed leiате käesolevast kasutusjuhendist. Pärast kasutamise lõppu tuleb toode vastavalt kohalikele nõuetele suunata jäätmekäitlusesse.

Jäätmekäitlus

Enne kasutamise lõppu tuleb toode vastavalt kohalikele nõuetele suunata jäätmekäitlusesse.


<b>REF</b>	Pikenduse pikkus (umbes)	Kaal (umbes)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

##### Eemaldamine

Hoidke haaramistange toatemperatuuril.

</

## Illustrationen Figures



 PDF: [ga.bort.com](http://ga.bort.com)



 BORT GmbH  
Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | [www.bort.com](http://www.bort.com)

## DE BORT EasyLife Greifhilfe Standard

Vielen Dank für das Vertrauen in ein Medizinprodukt der BORT GmbH. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Fachhandel von dem Sie dieses Medizinprodukt erhalten haben.

### Zweckbestimmung

Bei diesem Hilfsmittel handelt es sich um eine Greifzange oder „Helfende Hand“, welche den Arm verlängert und das Greifen von Gegenständen ermöglicht.

### Indikationen

Paraplegie, Bewegungs einschränkung

### Kontraindikationen

Muskuläre Ausfälle/Dysfunktion im Bereich der Unterarm/Handmuskulatur, Nickelallergie

### Anwendungsrisiken/Wichtige Hinweise

Dieses Medizinprodukt ist ein verordnungsfähiges Produkt. Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Die Auswahl der geeigneten Länge und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.

- Medizinprodukt indikationsgerecht einsetzen
- gleichzeitige Nutzung anderer Produkte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt

- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht bei offenen Wunden im Handflächenbereich greifen
- nicht verwenden bei Unverträglichkeiten gegen eines der verwendeten Materialien z.B. Nickel

- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt
- Vorsicht beim Greifen zerbrechlicher oder empfindlicher Objekte

### Bedienungsanleitung

Umgreifen Sie die blaue Handvorrichtung und bedienen Sie mit den Fingern den beweglichen Hebel. Drücken Sie diesen, schließt sich die Greifhilfe, geben Sie keinen Druck auf den Hebel, öffnet sie sich wieder. Je nach Oberflächenbeschaffenheit/Form können max. bis zu ca. 1,5 kg gehoben werden.

Sie können die Greifhilfe im geschlossenen Zustand arretieren.

- 1 Drücken Sie den Hebel ganz zurück und drücken Sie den Knopf am Griffende. Zum Lösen drücken Sie den Hebel erneut ganz zurück.

Der Hebelweg kann am Griffteil wie folgt eingestellt werden:

- 2 Drücken Sie den Hebel ganz zurück und nehmen Sie einen spitzen Gegenstand (z.B. einen Kugelschreiber) und verschieben Sie den Riegel auf die gewünschte Position.

V Position: Längerer Hebelweg – geringerer Kraftaufwand bei eingeschränkter Greiffähigkeit der Hand.

✓ Position: Kürzerer Hebelweg – normaler Kraftaufwand bei uneingeschränkter Greiffähigkeit der Hand.

REF	Länge der Verlängerung (ca.)	Gewicht (ca.)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

### Ablagen

Bitte lagern Sie die Greifhilfe bei Raumtemperatur.

### Materialzusammensetzung

Rohr: Aluminium  
Raster/Feststeller, Umschalter: POM-Kunststoff (Polyoxymethylen)  
Griff, Endstück: ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)  
Federn: Chrom/Nickel

### Reinigungshinweise

Die BORT EasyLife Greifhilfe Standard kann mit mildem Feinwaschmittel oder mit einem feuchten Tuch von Hand gewaschen werden und darf nicht maschinell getrocknet werden.

### Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wunden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen. Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

### Nutzungsdauer/Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer des Medizinprodukts wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßem Umgang bestimmt.

### Meldepflicht

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder uns als Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte).

Unsere Kontaktdaten entnehmen Sie der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die Kontaktdaten der zuständigen nationalen Behörde Ihres Landes finden Sie unter folgendem Link: [www.bort.com/md-eu-kontakt](http://www.bort.com/md-eu-kontakt).

### Entsorgung

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

### Konformitätserklärung

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTES UND DES RATES entspricht. Die aktuelle Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: [www.bort.com/konformitaet](http://www.bort.com/konformitaet)

Status: 10.2022

## EN BORT EasyLife Standard Gripping Aid

Many thanks for placing your trust in a medical device from BORT GmbH. Please read the existing instructions for use carefully. If you have any questions, please refer to your physician or the specialist retailer from whom you purchased this medical device.

### Intended purpose

This aid is a gripper or a "helping hand" which extends the arm, enabling its user to grip objects.

### Indications

Paraplegia, restricted movement.

### Contraindications

Muscular failure/Lower arm region or hand muscle dysfunction/ Nickel allergy.

### Application risks/Important notes

This medical device is a prescribable product. Discuss the use and duration with your treating physician. The expert staff from whom you have received the medical device will select the appropriate size and instruct you regarding its use.

- use the medical device in accordance with therapeutic needs

- only use other products simultaneously after consultation with your physician
- do not make any changes to the product
- do not grip in case of open palm wounds
- do not use in case of intolerance of one of the materials used, e.g. nickel
- no re-use – this medical aid is intended for treating one patient
- be careful when gripping fragile or sensitive items

### Operating instructions

Grasp the blue hand-held device and operate the moveable lever using your fingers. If you press it, the gripper closes and if you apply no pressure it opens again. Depending on the surface quality/form, a maximum of some 1.5 kg can be lifted.

You can lock the gripping aid in a closed status.

- 1 Press the lever back as far as it goes and press the button on the end of the grip. To release, press the lever back as far as it goes again.

The leverage can be set from the grip component as follows:

- 2 Press the lever back as far as it goes and take a sharp object (e.g. a biro) and move the bar to the desired position:

V Position: Longer leverage – lower exertion of force in case of restricted manual gripping ability.  
✓ Position: Shorter leverage – normal exertion of force in case of unrestricted manual gripping ability.

REF	Extension length (approx.)	Weight (approx.)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

### Removal

Please store the gripper at room temperature.

### Material composition

Pipe: Aluminium  
Catch/locking device, reverser: POM plastic (polyoxymethylene)  
Grip, bottom part: ABS plastic (acrylonitrile butadiene styrene)  
Springs: Chrome/nickel

### Cleaning information

The BORT EasyLife gripping aid standard can be washed using mild detergents or manually with a damp cloth and not be dried mechanically.

### Guarantee

The legal regulations of the country in which you acquired the product apply to the purchased product. Please contact your specialist retailer if you suspect a warranty claim. Please clean the product before submitting a warranty claim. If the enclosed instructions for use have not been properly observed, the warranty may be impaired or cancelled. The warranty does not cover use of the product inappropriate for the indication, non-observance of application risks, instructions and unauthorised modifications to the product.

### Useful life/Lifetime of the product

The lifetime of the medical device is determined by its natural wear and tear if treated appropriately and as recommended.

### Duty of notification

If a serious worsening of the state of health occurs when using the medical device, you are obliged to notify the specialist dealer or us as the manufacturer and the Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). You can find our contact information in these instructions for use. You can find the contact information for the national authority responsible for your country under the following link: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

The leverage can be set from the grip component as follows:

- 2 Press the lever back as far as it goes and take a sharp object (e.g. a biro) and move the bar to the desired position:

V Position: Longer leverage – lower exertion of force in case of restricted manual gripping ability.  
✓ Position: Shorter leverage – normal exertion of force in case of unrestricted manual gripping ability.

REF	Extension length (approx.)	Weight (approx.)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

### Removal

Please store the gripper at room temperature.

### Material composition

Pipe: Aluminium  
Catch/locking device, reverser: POM plastic (polyoxymethylene)  
Grip, bottom part: ABS plastic (acrylonitrile butadiene styrene)  
Springs: Chrome/nickel

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à l'un des dispositifs médicaux de la société BORT GmbH. Veuillez lire attentivement l'intégralité du présent mode d'emploi. En cas de question, consultez votre médecin ou le magasin spécialisé qui vous a fourni ce dispositif médical.

### Utilisation prévue

Ce matériel est une pince ou une « troisième main » servant de prolongement à la main et permettant de saisir des objets.

### Indications

Paraplégie, mobilité réduite.

### Contre-indications

Pertes musculaires/dysfonction dans la région de l'avant-bras/musculature de la main, allergie au nickel.

### Risques inhérents à l'utilisation/Remarques importantes

Ce dispositif médical est un produit prescrit sur ordonnance. Consultez votre médecin prescripteur pour en connaître l'utilisation et la durée de port. Le choix de la taille ainsi qu'une présentation du produit seront réalisés par le personnel spécialisé qui vous fournira ce dispositif médical.

- utiliser le dispositif médical conformément aux indications
- utilisation simultanée d'autres produits exclusivement sur avis de votre médecin
- ne pas modifier le produit
- ne pas saisir d'objets en cas de plaies ouvertes dans la paume de la main
- ne pas utiliser en cas d'intolérance à l'un des matériaux utilisés (p. ex. nickel)
- ne pas réutiliser. Ce dispositif est conçu pour le soin d'un seul patient.
- attention aux objets cassables ou fragiles lors de la prise

### Consigne d'utilisation

Saisissez entièrement le dispositif manuel bleu et utilisez le levier mobile avec les doigts. Le fait de pousser le levier ferme le préhenseur. Le préhenseur s'ouvre à nouveau lorsque vous n'exercez pas pression sur le levier. Selon le type de surface/la forme, il est possible de soulever jusqu'à 1,5 kg env.

### Disposal

Upon the termination of use, the product must be disposed of in accordance with the corresponding local requirements.

### Declaration of conformity

We confirm that this device conforms with the requirements of REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. You can find the current declaration of conformity under the following link: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Status: 10.2022

## FR BORT EasyLife Aides à la préhension Standard

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à l'un des dispositifs médicaux de la société BORT GmbH. Veuillez lire attentivement l'intégralité du présent mode d'emploi. En cas de question, consultez votre médecin ou le magasin spécialisé qui vous a fourni ce dispositif médical.

REF	Longueur du prolongement (env.)	Poids (env.)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

### Retirer

Veillez ranger le préhenseur à température ambiante.

### Composition des matières

Tube: Aluminium  
Grille/Blocage, sélecteur: Plastique POM (polyoxyméthylène)  
Poignée, extrémité: Plastique ABS (acrylonitrile butadiène styrène)  
Ressorts: Chrome/Nickel

### Conseils de lavage

L'aide à la préhension BORT EasyLife standard peut être lavée à la main avec une lessive pour linge délicat ou avec un linge humide et ne doit pas être séchée en machine.

### Garantie

Les dispositions légales du pays dans lequel vous vous êtes procuré le produit sont applicables au produit acquis. Veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé si vous suspectez un cas relevant de la garantie. Veuillez nettoyer le produit avant de l'envoyer en cas de recours à la garantie. Si les présentes indications du mode d'emploi n'ont pas été suffisamment respectées, le recours à la garantie peut être impacté ou exclu. Le recours à la garantie est exclu en cas d'utilisation non conforme aux indications, en cas de non-respect des risques inhérents à l'utilisation, en cas d'instructions et de modifications du produit effectuées de votre propre initiative.

### Consigne d'utilisation

Saisissez entièrement le dispositif manuel bleu et utilisez le levier mobile avec les doigts. Le fait de pousser le levier ferme le préhenseur. Le préhenseur s'ouvre à nouveau lorsque vous n'exercez pas pression sur le levier. Selon le type de surface/la forme, il est possible de soulever jusqu'à 1,5 kg env.

### Durée d'utilisation/Durée de vie du produit

La durée de vie du dispositif médical est conditionnée par l'usage naturelle et par une utilisation appropriée et conforme.

### Obligation de signalement

Si une détérioration grave de l'état de santé d'un patient se produit lors de l'utilisation du dispositif médical, veuillez en informer votre distributeur spécialisé ou nous avertir en tant que fabricant et avertir l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Nos coordonnées figurent dans le présent mode d'emploi. Vous trouverez les coordonnées de l'autorité nationale compétente de votre pays à l'adresse suivante : [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

- 1 Appuyez à nouveau sur le levier et appuyez sur le bouton situé à l'extrémité du préhenseur. Pour détacher, appuyez à nouveau sur le levier.

Le parcours du levier peut être réglé sur la saisie de la manière suivante :

- 2 Appuyez à nouveau sur le levier et prenez un objet pointu (p. ex. un stylo-bille). Déplacez le loquet vers la position souhaitée :

V Position : Parcours de levier allongé – effort réduit lorsque la main a une capacité de saisie limitée.

✓ Position : Parcours de levier raccourci – effort normal lorsque la main a une capacité de saisie illimitée.

### Élimination

Le produit doit être éliminé après son utilisation conformément aux dispositions locales.

### Déclaration de conformité

Nous attestons que le présent produit est conforme aux exigences du RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL. La déclaration de conformité actuelle figure dans le lien suivant : [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

État du : 10.2022

## ES BORT EasyLife Pinza de presión estándar

Muchas gracias por confiar en un producto sanitario de BORT GmbH. Lea atentamente estas instrucciones de uso. Si le surge cualquier duda, consulte a su médico o al distribuidor especializado en el que ha adquirido este producto sanitario.

### Indicaciones

Paraplejia, limitación de la movilidad.

### Contraindicaciones

Déficits musculares/diñfunción en la zona del antebrazo/la musculatura de la mano, alergia al níquel.

### Riesgos de aplicación/Indicaciones importantes

Este producto sanitario es un producto prescribible. Hable con el médico que le ha recetado este producto acerca de su aplicación y duración. El personal especializado que le ha entregado el producto sanitario debe seleccionar el tamaño adecuado del producto y le explicará cómo debe usarlo.

- emplee el producto sanitario de acuerdo con las indicaciones
- emplee simultáneamente con otros productos solo después de haberlo consultado con su médico
- no lleve a cabo ninguna modificación en el producto
- no agarre por la cara interna de la mano en caso de heridas abiertas
- no lo emplee en caso de alergia a alguno de los materiales utilizados, p. ej., el níquel
- no lo reutilice. Este producto está destinado al cuidado de un solo paciente

### Composición de los materiales

Tubo: Aluminio  
Trinquete/bloqueo, conmutador: Plástico POM (polioximetileno)  
Mango, pieza final: Plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)  
Muelles: Cromo/níquel

### Indicaciones de lavado

La pinza de presión estándar BORT EasyLife puede lavarse manualmente con un detergente suave o con un paño húmedo y debe secarse al aire.

– tenga cuidado al agarrar objetos frágiles o delicados

### Instrucciones de uso

Agarre el mango azul y maneje la palanca móvil con los dedos. Si la presiona, la pinza se cierra y, si no aplica ninguna presión, se vuelve a abrir. En función de las características de la superficie/la forma, es posible elevar un máximo de aproximadamente 1,5 kg.

La pinza de presión puede bloquearse cuando está cerrada.

- 1 Empuje la palanca totalmente hacia atrás y pulse el botón que se encuentra en el extremo del mango. Para aflojar la pinza, vuelva a empujar la palanca totalmente hacia atrás.

El recorrido de la palanca puede ajustarse en la parte del mango tal como se indica a continuación:

- 2 Empuje la palanca totalmente hacia atrás y utilice un objeto puntiagudo (como puede ser un bolígrafo) para desplazar el pasador hasta la posición deseada:

Posición V: Recorrido más largo de la palanca; aplicación de poca fuerza con capacidad de agarre limitada de la mano.  
Posición ✓: Recorrido más corto de la palanca; aplicación de fuerza normal con capacidad de agarre ilimitada de la mano.

REF	Longitud de la extensión (aprox.)	Peso (aprox.)
118 150	50 cm	220 g
118 170	75 cm	240 g
118 190	90 cm	260 g

### Retirar

Guarde la pinza a temperatura ambiente.

### Composición de los materiales

Tubo: Aluminio  
Trinquete/bloqueo, conmutador: Plástico POM (polioximetileno)  
Mango, pieza final: Plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)  
Muelles: Cromo/níquel

### Indicaciones de lavado

La pinza de presión estándar BORT EasyLife puede lavarse manualmente con un detergente suave o con un paño húmedo y debe secarse al aire.

### Garantía

Para el producto adquirido se aplican las disposiciones legales del país en el que se ha adquirido el producto. Si sospecha de un caso de garantía, contacte con su distribuidor especializado. Antes de presentar la reclamación de garantía, lave el producto. Si no se han seguido debidamente las indicaciones de las instrucciones de uso, la garantía puede verse afectada o perder su validez. Quedan excluidos de la garantía el uso no conforme a las indicaciones, así como la inobservancia de los riesgos de aplicación o de las indicaciones y las modificaciones no autorizadas en el producto.

### Duración de utilización/Vida útil del producto

Si el producto sanitario se maneja y utiliza debidamente, su vida útil viene determinada por el desgaste natural.

### Obligación de notificación

Si se produce un incidente que provoque un empeoramiento importante del estado de salud del paciente durante el uso del producto sanitario, notifique el hecho a su distribuidor, a nosotros, el fabricante, o a la AEPM (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).

Encontrará nuestros datos de contacto en estas instrucciones de uso. Para conocer los datos de contacto de la autoridad nacional competente de su país, visite el siguiente enlace: [www.bort.com/md-eu-contact](http://www.bort.com/md-eu-contact).

### Eliminación

Al final de la vida útil, el producto debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales.

### Declaración de conformidad

Confirmamos que este producto cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración de conformidad actual puede consultarse en el siguiente enlace: [www.bort.com/conformity](http://www.bort.com/conformity)

Versión: 10.2022

## IT BORT EasyLife Pinza prensile standard

La ringraziamo per aver preferito un dispositivo medico di BORT GmbH. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. In caso di domanda, contattare il medico o il rivenditore specializzato da cui è stato ricevuto questo dispositivo medico.