

IT

È una fascia speciale contro il cosiddetto “gomito del tennista”. Il sovraccarico provoca l’irritazione delle intersezioni tendinee. L’applicazione della fascia all’avambraccio all’incirca 5 cm al di sotto dell’articolazione del gomito all’avambraccio permette di sgravare dal carico la parte lesa.

**Istruzioni per l’uso:** Servendovi della chiusura a Velcro, potete posizionare la pelottes secondo le vostre esigenze. Ai fini di un corretto posizionamento, si raccomanda di fare attenzione agli appositi contrassegni riportati sulla fasciatura. La porzione stretta della pelotte dovrebbe essere sempre rivolta verso l’articolazione del gomito. Per prima cosa, fate passare la fascia di chiusura a Velcro nell’occhiello, quindi applicate il cinturino-bracciale sull’avambraccio. Lo spessore inserito nel dispositivo (pelottes) ha il compito di esercitare una pressione sul ventre muscolare che porta dalla mano al gomito, all’incirca 5 cm al di sotto dell’articolazione del gomito; per localizzare con la palpazione il ventre

muscolare, stringete la mano a pugno. Il BORT cinturino bracciale per epicondylite deve esercitare una pressione soltanto quando fatte il pugno con la mano o un movimento di prensione. Quando la mano è rilassata, il cinturino bracciale dovrebbe essere applicato senza che la pelottes eserciti alcuna pressione. Chiudete la chiusura a Velcro in modo che il cinturino bracciale sia ben posizionato evitando, tuttavia, una compressione occlusiva. Tagliate il pezzo eventualmente eccedente della fascia di chiusura a Velcro.

**Indicazioni:** Epicondylite, epicondilopatia cronica o recidivante, tendinopatie, sovraccaricamento, cosiddetto gomito del tennista/golfista.

**Controindicazioni:** Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP), disturbi del flusso linfatico e gonfiori poco chiari dei tessuti molli distanti dall’ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata.

**Composizione dei materiali:** 74 % poliammide, 26 % poliuretano

**Nota importante:** Non riutilizzare – questo ausilio medico è destinato all’utilizzo di un solo paziente. Nel caso in cui venga prescritto l’utilizzo durante la notte, evitare la compromissione della circolazione sanguigna. In caso di intorpidimento allentare la fasciatura e se necessario rimuoverla. Se il disturbo permane consultare il medico.

Größen / Sizes / Tailles / Tamaños / Misure



5 cm unter Ellenbogengelenk/  
5 cm below elbow joint/  
5 cm en-dessous de l’articulation du coude/  
5 cm debajo de la articulación del codo/  
5 cm al di sotto dell’articolazione del gomito

Größe/Size 0  
Größe/Size 1  
Größe/Size 2

21 – 25 cm  
25 – 30 cm  
30 – 35 cm

**Pflegehinweise / Care instructions / Entretien / Instrucciones para el cuidado / Manutenzione**



Pelotte herausnehmen und Bandage in lauwarmem Wasser mit mildem Feinwaschmittel von Hand waschen. Klettverschluss schließen, um Beschädigung anderer Wäschestücke zu vermeiden. In Form ziehen und an der Luft trocknen. Hitze vermeiden.

After taking out pad, wash by hand in hand warm water with light-duty detergent. Close Velcro fastening to avoid damage of other clothes. Stretch in form, air-dry. Avoid heat.

Enlever la pelote et laver le bandage à la main dans de l’eau tiède avec détergent pour tissus délicats. Remettez-le en forme et séchez-le à l’air. Fermez la fermeture Velcro afin d’éviter d’endommager votre linge. Évitez la chaleur.

Sacar el cojín y lavar el vendaje a mano en agua tibia con detergente fino y suave. Estirarlo y secarlo al aire. Cerrar el cierre de bardana afin de evitar daños a su ropa. Evitar el calor.

Rimuovete la pelotte e lavate la fascia a mano con detersivo per capi delicati. Chiudete la chiusura a Velcro per evitare che vengano danneggiati altri capi. Mettete in forma il capo e asciugatelo all’aria. Evitate temperature elevate.

## EpiContur® mit 2 Pelotten Epicondylitis-Spange



Epicondylitis clasp with 2 pads | Bracelet épicondylite avec 2 pelotes | Codera para epicondilitis con 2 almohadillas | Presa morbida per epicondylite con 2 pelottes

## EpiContur® mit 2 Pelotten Epicondylitis-Spange



Epicondylitis clasp with 2 pads | Bracelet épicondylite avec 2 pelotes | Codera para epicondilitis con 2 almohadillas | Presa morbida per epicondylite con 2 pelottes



Med  
Mitten im  
gesunden  
Leben

- ⊕ Spangendruck individuell dosierbar
- ⊕ Einfache Handhabung
- ⊕ Angenehmer Tragekomfort



Stand: Oktober 2018

D122500/D-10/18



BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Art.-No. 122 500

**DE**

Dies ist eine Spezialbandage gegen den sogenannten Tennisarm. Durch Überbelastung kommt es zu einer Reizung der Sehnenansätze. Das Anlegen der Bandage ca. 5 cm unterhalb des Ellenbogengelenks am Unterarm bringt eine Entlastung dieses Bereichs.

#### Gebrauchsanleitung:



Die Pelotten können mittels Klettverschluss frei positioniert werden. Zur korrekten Positionierung beachten Sie die auf der Bandage aufgedruckten Markierungen. Der schmale Teil der Pelotte sollte immer Richtung Ellenbogengelenk zeigen. Fädeln Sie zunächst das Klettband durch die Kunststofföse und legen Sie dann die Spange am Unterarm an. Die Pelotten sollen Druck auf den Muskelbauch ausüben, der von der Hand zum Ellenbogen führt, ca. 5 cm unterhalb vom Ellenbogengelenk. Der Muskelbauch ist deutlich spürbar, wenn Sie eine Faust machen. Die BORT Epicondylitis-Spange soll nur dann



Druck auf diesen Muskel ausüben, wenn Sie eine Faust oder Greifbewegung machen. Bei entspannter Hand soll die Spange ohne spürbaren Druck der Pelotten anliegen. Den Klettverschluss so schließen, dass die Spange zwar gut anliegt, aber keine Stauung hervorruft. Evtl. überstehendes Klettband abschneiden.

**Indikationen:** Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golfarm.

**Kontraindikationen:** Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperform des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

**Materialzusammensetzung:** 74 % Polyamid, 26 % Polyurethan

**Wichtiger Hinweis:** Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Hilfsmittel nur unter Belastung tragen, nicht während Ruhepausen, zum Beispiel Schlaf. Beeinträchtigung des Blutkreislaufs vermeiden. Bei Taubheitsgefühl Hilfsmittel lockern und ggf. abnehmen. Bei anhaltenden Beschwerden den Arzt aufsuchen.

**EN**

This is a special support for the so called tennis elbow. Pain in the elbow will occur through overstraining. Application of this brace 2" below the elbow joint of the forearm will reduce the tension in this area.

#### Instructions for use:



To position the pad correctly, please take care of the marking, printed on the brace. The narrow part of pad should always show in the direction of elbow joint. Thread the Velcro strap into plastic ring and then slip the brace onto your forearm. The inserted pads are to exert pressure on the muscle elevation from the back of the hand to the elbow. You can feel this muscle by squeezing your fist. The pressure of the BORT Epicondylitis Strap should only be felt on this muscle when you squeeze your fist or grasp something with your hand. If the hand is re-laxed, the brace should fit without any pressure



being felt from the pads. Close the Velcro fastening to make the brace fit tightly without hindering the blood circulation. Cut off the overlapping Velcro strap.

#### Indications:

Epicondylitis, chronic or recurrent epicondylopathy, tendopathies, overstraining, so-called 'tennis-/golf elbow'.

#### Contraindications:

Peripheral arterial occlusive disease (PAOD), lymphatic drainage disorders and indistinct soft tissue swellings remote from the applied aid, sensory loss and blood flow disorders in the affected body part, skin disorders in the treated part of the body.

**Composition:** 74 % polyamide, 26 % polyurethane

#### Important Note:

No reutilisation – this medical device is meant for the care of one patient only. Wear brace only when under strain, not during rest or sleep. Avoid hindering blood circulation. In case of numbness loosen brace and remove it if necessary. If complaints continue, please contact the doctor.

**FR**

Ce bracelet est un bandage spécial pour ce que l'on appelle le «tennis-elbow». Le sollicitation excessive est à l'origine de l'irritation des tendons. Placé à environ 5 cm en-dessous de l'articulation du coude, le bracelet soulage la douleur.

#### Mode d'emploi :



Pour une position correcte, respectez les points de repère imprimés sur le bracelet. La partie étroite du coussinet doit toujours être orienté vers l'articulation du coude. Passez d'abord la bande Velcro dans l'anneau en plastique, puis mettez le bracelet sur votre avant-bras. Les coussinets doivent exercer une pression sur la naissance du muscle reliant la main au coude, soit à environ 5 cm en-dessous de l'articulation du coude. En serrant le poing, vous sentez nettement ce muscle. Le bracelet anti-épicondylien de BORT ne doit exercer de pression sur le muscle que lorsque vous serrez le poing



ou saisissez un objet. Lorsque la main est au repos, les coussinets du bracelet ne doivent pas exercer de pression sur le muscle. Attachez la fermeture Velcro de telle sorte que le bracelet soit bien en place sans toutefois créer de compression. Coupez éventuellement la bande Velcro qui dépasse.

**Indications :** Epicondylite, épicondylopathie chronique ou épicondylopathie récidivante, tendinopathies, surmenage, syndrome du bras du joueur de «tennis/bras du golfeur».

**Contre-indications :** Maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP), problèmes d'écoulement lymphatique, également des tuméfactions des parties molles à des endroits éloignés du bandage mis en place, perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle traitée, maladies de la peau dans la section du corps soignée.

**Composition des matières :** 74 % polyamide, 26 % polyuréthane

#### Note importante :

Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient. Portez le bracelet seulement lorsque vous êtes en action, et non pendant le repos ou le sommeil. Évitez d'entraver la circulation du sang. En cas de sensation d'engourdissement, desserrez le bracelet et enlevez-le si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de troubles persistants.

**ES**

Este es un vendaje especial contra el llamado „tennis-elbow“. La sobrecarga lleva a una irritación de los comienzos de los tendones. Si Vd. coloca el vendaje aprox. 5cm por debajo de la articulación del codo en el antebrazo, sentirá Vd. un alivio en esta región.

#### Instrucciones de uso:



Preste atención a las marcas en la codera para colocarla correctamente. La parte estrecha de la almohadilla debe indicar siempre en dirección al codo. Pasar primero la venda bardana por el anillo plástico. Después colocar el brazalete de forma cónica en el antebrazo con el lado más estrecho mirando hacia la mano. Los cojines insertada al lado del anillo plástico debe ejercer una presión en el comienzo del músculo que lleva de la mano al codo, aprox. 5 cm por debajo de la articulación del codo. Si cierre el puño, Vd. nota claramente el comienzo del músculo. La cincha epicondilar BORT debe ejercer únicamente presión sobre el músculo al levantar el puño o al hacer un movimiento de agarre. Con la mano relajada, la cincha debe dejar la almohadilla sin una presión palpable. Cerrar el velcro de tal manera que la cincha esté bien colocada pero que no provoque congestión. En caso necesario, cortar la cinta de velcro sobrante.



Indicaciones: Epicondilitis, epicondilopatía crónica o recurrente, tendinopatías, sobreesfuerzo, conocido también como "codo de tenista" o "codo de golfista".

#### Indicaciones:

Epicondilitis, epicondilopatía crónica o recurrente, tendinopatías, sobreesfuerzo, conocido también como "codo de tenista" o "codo de golfista".

**Contraindicaciones:** Enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP), trastornos linfáticos, incl. hinchazón de origen desconocido del tejido blando en zonas alejadas de la tratada, trastornos sensitivos y circulatorios de la región corporal atendida, enfermedades cutáneas en la zona del cuerpo a tratar.

**Composición:** 74 % poliamida, 26 % poliuretano

#### Nota importante:

Este producto no debe reutilizarse – es solamente destinado para un paciente. Vendaje solamente para realizar esfuerzo, no durante el descanso, por ejemplo al dormir. Evitar la disminución de la circulación sanguínea. En caso de sensación de entumecimiento relajar el vendaje y retirarlo si fuera necesario. En caso de trastornos continuos consulte al médico.