

Los protectores de caderas absorben o distribuyen las fuerzas a las que está sometida la cadera en caso de caída y, de este modo, reducen el riesgo de fractura del cuello del fémur.

El protector de caderas StabiloHip de BORT está formado por dos componentes armonizados, la funcional faja protectora y el conjunto de protectores elaborados con una espuma especial amortiguadora. Como resultado, se obtiene una efectiva acción de prevención y una importante reducción del riesgo de fractura en caso de caída.

Instrucciones de uso:

El protector de caderas StabiloHip de BORT destaca por su comodidad de uso y su fácil mantenimiento.

Las almohadillas protectoras de espuma se acoplan perfectamente al cuerpo gracias a su adaptación tridimensional y a las propiedades especiales del material empleado, garantizando así un ajuste óptimo. La cintura y el pantalón elásticos de la faja protectora facilitan máxima comodidad a la hora de ponerla y quitarla y un gran ajuste. Los bolsillos integrados en la faja garantizan la correcta colocación de las almohadillas protectoras.

Para sacar las almohadillas protectoras, dé la vuelta a la faja, es decir, ponga la lengüeta del bolsillo de protección tras la almohadilla protectora y retire la almohadilla por la parte inferior del bolsillo. Para colocar el protector, saque la lengüeta superior hacia fuera, deslice el protector con el lado ancho en la parte inferior del bolsillo y, finalmente, tape con la lengüeta

el extremo estrecho de la almohadilla de espuma. Asegúrese de que el lado cóncavo de la almohadilla protectora está colocado hacia el cuerpo.

Accesorios disponibles:

Nº art. 201 200 pantalones de repuesto

Nº art. 201 120 el juego de protectoras

Indicaciones:

Tendencia a la caída por varios motivos.

Contraindicaciones:

Enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP), trastornos linfáticos, incl. hinchazón de origen desconocido del tejido blando en zonas alejadas de la tratada, trastornos sensitivos y circulatorios de la región corporal atendida, enfermedades cutáneas en la zona del cuerpo a tratar.

Composición:

95 % algodón, 5 % elastano (LYCRA®)

Nota importante:

Este producto no debe reutilizarse – es solamente destinado para un paciente.

I tutori anca assorbono e distribuiscono le forze che agiscono sull'anca in caduta riducendo così il rischio di frattura del collo del femore.

Il tutore per anca BORT StabiloHip consiste di due componenti accordati tra loro, il funzionale slip di protezione e il set protettore in schiuma speciale che assorbe i colpi. Insieme costituiscono una misura preventiva e una riduzione notevole del rischio di frattura in caso di caduta.

Istruzioni per l'uso:

Il tutore anca BORT StabiloHip è caratterizzato da un elevato comfort e da un facile impiego.

Grazie alla loro forma tridimensionale e alle caratteristiche specifiche del materiale impiegato, i cuscini di protezione in schiuma aderiscono al corpo garantendo così un'ottima vestibilità. Le estremità particolarmente elastiche della cintura e delle gambe dello slip di protezione consentono di indossare e togliere il capo con semplicità nonché un alto livello di acquiescenza. Grazie alle tasche integrate nello slip viene garantita una posizione corretta dei cuscini protettivi.

Per rimuovere i cuscini di protezione è necessario girare a rovescio lo slip, posizionare a questo punto superiore della tasca protettrice dietro il cuscino di protezione e tirare il cuscino di protezione dalla parte inferiore della tasca. Per impiegare il tutore è necessario aprire il coprigiunto verso l'esterno e inserire il tutore con il lato largo in avanti nella parte inferiore della tasca. Infine, posizionare il coprigiunto sull'estremità stretta

del cuscino in materiale plastico espanso. Fare attenzione a che il lato concavo del cuscino del tutore sia rivolto verso il corpo.

Accessori disponibili:

cod. 201 200 slip di ricambio

cod. 201 120 gamma di protettori

Indicazioni:

Propensione a cadute di diversa origine.

Controindicazioni:

Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP), disturbi del flusso linfatico e gonfiori poco chiari dei tessuti molli distanti dall'ausilio applicato, disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata.

Composizione dei materiali:

95 % cotone, 5 % elastano (LYCRA®)

Nota importante:

Non riutilizzare – questo ausilio medico è destinato all'utilizzo di un solo paziente.

Größen / Sizes / Tailles / Tamaños / Misure

	Konfektionsgröße/Standard size/Tailles/Tallas/Taglia	
	Damen/Women/Femmes/ Señora/Signora	Herren/Men/Hommes/ Caballero/Signori
small	38	46
medium	40	48
large	42	50
x-large	44	52
xx-large	46/48	54/56
xxx-large	50/52	58/60

Pflegehinweise / Care instructions / Entretien / Instrucciones para el cuidado / Manutenzione

	<p>Vor dem Waschen die Protektorenkissen entnehmen. Die Hose kann bei 60°C unter Verwendung von Feinwaschmittel in der Waschmaschine gewaschen werden. Nach dem Waschen in Form ziehen. Die Protektorenkissen per Hand mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschen und anschließend trocknen. Direkte Hitzeinwirkung vermeiden.</p>
	<p>Prior to washing remove protector cushions. The panty can be machine-washed at 60°C, using mild detergent. Pull to shape after washing. Wash protector cushions by hand with luke-warm water and mild detergent and subsequently dry it. Avoid direct heat influence.</p>
	<p>Enlever les coussins de protection avant lavage. La culotte peut être lavée en machine à 60° avec une lessive douce. Remettre en forme après lavage. Laver les coussins de protection à la main avec de l'eau tiède et un produit de nettoyage doux, puis sécher. Éviter l'exposition directe à la chaleur.</p>
	<p>Antes de lavar la faja, saque las almohadillas protectoras. La faja se puede lavar en la lavadora, con detergente para ropa delicada y a una temperatura máxima de 60°C. Después de lavarla, déle forma. Las almohadillas protectoras se deben lavar a mano con agua tibia y detergente para ropa delicada y después secarlas. Evite la exposición directa a fuentes de calor.</p>
	<p>Prima del lavaggio rimuovere il cuscino del tutore. È possibile lavare lo slip a 60°C in lavatrice utilizzando detersivo per capi delicati. Mettere in forma dopo il lavaggio. Lavare i cuscini del tutore a mano in acqua tiepida con detersivo per capi delicati e asciugare successivamente. Evitare l'esposizione diretta a temperature elevate.</p>

Stand: April 2019

D201100-04-04/2019_002



4 605862 065347

BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®


StabiloHip Hüftprotector

Hip Protector | Protecteur des hanches | Protector de cadera
Tutore anca



Med
Mitten im
gesunden
Leben

- ⊕ Hochelastischer Bund
- ⊕ Protektoren entnehmbar
- ⊕ Funktionshose aus Baumwolle und LYCRA®



Art.-No. 201 100
Art.-No. 201 120
Art.-No. 201 200

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

DE

Hüftprotektoren absorbieren bzw. verteilen die bei einem Sturz auf die Hüfte einwirkenden Kräfte und reduzieren somit das Risiko einer Fraktur des Oberschenkelhalses.

Der BORT StabiloHip Hüftprotector besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Komponenten, der funktionellen Protektorenhose sowie dem Protektoren-Set aus speziellem, stoß-absorbierendem Schaum. In Kombination ergeben sie eine effektive Präventivmaßnahme und deutliche Reduzierung des Frakturrisikos beim Sturz.

Gebrauchsanleitung:

Der BORT StabiloHip Hüftprotector zeichnet sich durch seinen hohen Tragekomfort und seine einfache Handhabung aus.

Die Schaumprotektorenkissen schmiegen sich durch die dreidimensionale Formgebung und die speziellen Eigenschaften des verwendeten Materials dem Körper an und gewähren somit einen optimalen Sitz. Die hochelastischen Bund- und Beinabschlüsse der Protektorenhose garantieren ein einfaches An- und Ablegen und eine hohe Compliance. Durch die in die Hose integrierten Taschen ist eine korrekte Positionierung der Protektorenkissen sichergestellt.

Zum Entnehmen der Protektorenkissen wird die Hose „auf links“ gewendet, nun die obere Abdecklasche der Protektorentasche hinter das Protektorenkissen stülpen und das Protektorenkissen aus dem unteren Teil der Tasche ziehen. Zum Einsetzen des Protektors die obere Abdecklasche nach außen klappen, den Protector mit der breiten Seite voran in den unteren

Teil der Tasche einschieben und abschließend die Abdecklasche über das schmale Ende des Schaumkissens stülpen. Beachten Sie, dass die konkave Seite des Protektorenkissens zum Körper hin zeigt.

Erhältliches Zubehör:

Art. Nr. 201 200 Ersatzhose

Art. Nr. 201 120 Protektoren-Set

Indikationen:

Sturzneigung unterschiedlicher Genese.

Kontraindikationen:

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK), Lymphabflussstörungen auch unklare Weichteilschwellungen körperfern des angelegten Hilfsmittels, Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt.

Materialzusammensetzung:

95 % Baumwolle, 5 % Elasthan (LYCRA®)

Wichtiger Hinweis:

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt.

EN

Hip Protectors absorb resp. distribute the forces affecting the hip in case of tumbling and therefore reduce the risk of a fracture of the femur collar.

The BORT StabiloHip hip protector comprises two coordinated components, the functional protector panty and the protector set made of special, shock-absorbing foam. In combination they result in an effective prevention measure and significant reduction of fracture risk in case of tumbling.

Instructions for use:

The BORT StabiloHip Hip Protector is distinguished by its high wearing comfort and simple handling.

The foam protector cushions cling to the body by its three dimensional shaping and the special features of the used material and thus provide an optimal fit. The high elastic band at waist and leg of the protector panty guarantee easy putting-on and off and high compliance. By the integrated pockets of the panty correct positioning of the protector cushions is ensured.

For removing the protector cushions turn over the panty, then turn the upper flap of the protector pocket behind the protector cushion and pull the protector cushion out of the lower part of the pocket. For insertion of the protector fold forward the flap and slip the protector with the wide side ahead into the lower part of the pocket and finally put the flap over the narrow end of the foam cushion. Pay attention that the concave side of the protector cushion faces the body.

Accessories available:

Art. no. 201 200 Replacement panties

Art. no. 201 120 Protector set

Indications:

Tendency to fall for various reasons.

Contraindications:

Peripheral arterial occlusive disease (PAOD), lymphatic drainage disorders and indistinct soft tissue swellings remote from the applied aid, sensory loss and blood flow disorders in the affected body part, skin disorders in the treated part of the body.

Composition:

95 % cotton, 5 % spandex (LYCRA®)

Important Note:

No reutilisation – this medical device is meant for the care of one patient only.

FR

Les protecteurs de hanches absorbent ou répartissent les forces exercées sur les hanches lors d’une chute et réduisent ainsi les risques de fracture du col du fémur.

Le protecteur de hanches StabiloHip BORT est constitué de deux composants adaptés l’un à l’autre, de la culotte de protection fonctionnelle ainsi que du set de protection constitué d’une mousse spéciale absorbant les chocs. Cette combinaison exerce effectivement une mesure préventive et une réduction significative des risques de fracture en cas de chute.

Mode d’utilisation :

Le protecteur de hanches StabiloHip BORT se distingue par un port très confortable et une mise en oeuvre simple.

Par la forme tridimensionnelle et les caractéristiques spéciales du matériau utilisées les coussins de protection en mousse, s’adaptent au corps et garantissent ainsi une tenue optimale. La haute élasticité des culottes de protection à la taille et aux cuisses est garante de la facilité pour les mettre et les ôter et une forte adaptabilité. Les poches intégrées dans la culotte assurent un positionnement correct des coussins de protection. Pour enlever les coussins de protection, la culotte est mise « à l’envers », ensuite pousser la patte de couverture de la poche de protection derrière le coussin de protection, puis retirer le coussin de protection par la partie inférieure de la poche. Pour la mise en place du protecteur, basculer la patte d’obturation supérieure vers l’extérieur, glisser le protecteur par le côté large dans la partie inférieure de la poche et enfin replier la

patte d’obturation sur la partie étroite du coussin en mousse. Veiller à ce que la partie concave du coussin de protection soit dirigée vers le corps.

Accessoires disponibles :

Art. n° 201 200 les culottes de rechange

Art. n° 201 120 le kit de protections

Indications :

Tendance à la chute de différentes origines.

Contre-indications :

Maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP), problèmes d’écoulement lymphatique, également des tuméfactions des parties molles à des endroits éloignés du bandage mis en place, perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle traitée, maladies de la peau dans la section du corps soignée.

Composition des matières :

95 % coton, 5 % élasthane (LYCRA®)

Note importante :

Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l’usage d’un seul patient.