

ES

Con esta ortesis, su médico le ha prescrito un zapato terapéutico de calidad indicado para la movilización temprana. Para que llevarlo le resulte lo más cómodo posible deberá tener en cuenta los siguientes puntos.

Instrucciones de uso:

Importante: ¡Mientras lleve puesto el zapato de descarga del antepié BORT no deberá conducir vehículos!

Proteja la herida abierta del pie con una venda o similares. En el pie sano deberá calzarse siempre un zapato antideslizante que tenga una suela de la misma altura que el zapato ortopédico. No lleve el zapato en contacto directo con la piel. Si lo desea puede utilizar la cubierta para los dedos adjuntada como protección contra el frío o el polvo. Péguela al zapato por la parte del Velcro.

Indicaciones:

Lesiones o heridas post-operatorias en la parte delantera del pie, bajo la planta del pie, estados post-operatorios tras una osteotomía correctiva en la parte delantera del pie.

Contraindicaciones:

No se conocen contraindicaciones si se usa de la forma indicada.

Composición:

Suela: 100 % EVA
Material exterior: 50 % PUR, 35 % poliéster, 15 % poliamida
Cintas de Velcro: 100 % poliamida

Nota importante:

Este producto no debe reutilizarse – es solamente destinado para un paciente.
Evitar una reducción de la circulación sanguínea.
Para evitar lesiones en la piel compruebe varias veces al día si el pie presenta puntos de presión.

IT

Questo ausilio, prescritto dal vostro medico, è una scarpa terapeutica di altissima qualità, idonea alla precoce mobilità. Affinché godiate appieno della calzatura di questa scarpa, prestate attenzione ai seguenti punti.

Istruzioni per l'uso:

Importante: Quando indossate la scarpa post-operatoria BORT non potete guidare autoveicoli!

Protegete con una benda o simili la ferita aperta sul piede. Indossate sempre una scarpa antiscivolo, avente la stessa altezza di tacco, al piede sano. Non indossare la scarpa a diretto contatto con la pelle. La copertura per le dita, in dotazione, può essere attaccata a strappo alla calzatura per proteggere il piede dal freddo o dalla polvere.

Indicazioni:

Postoperatorio, ferite/lesioni dell'avampiede ed alla pianta del piede, postoperatorio dopo osteotomia correttiva all'avampiede.

Controindicazioni:

Non sono note controindicazioni se la scarpa è usata correttamente.

Composizione dei materiali:

Suola: 100 % EVA
Tomaia e materiale esterno: 50 % PUR, 35 % poliestere, 15 % poliammide
Fasce di ratina/Velcro: 100 % poliammide

Nota importante:

Non riutilizzare – questo ausilio medico è destinato all'utilizzo di un solo paziente.
Evitate compromissioni della circolazione sanguigna. Controllate frequentemente e quotidianamente i punti di pressione, ad evitare lesioni della pelle.

Größen / Sizes / Tailles / Tamaños / Misure

Schuhgröße / Shoe size / Pointure / Tamaño / Numero di scarpe
33 – 35
36 – 38
39 – 41
42 – 44
45 – 47

Pflegehinweise / Care instructions / Entretien / Instrucciones para el cuidado / Manutenzione

Den Schuh mit lauwarmem Wasser von Hand mit mildem Feinwaschmittel waschen.
Hand-wash the shoe using lukewarm water and mild detergent.
Laver la chaussure à la main, à l'eau tiède avec une lessive douce pour textiles délicats.
Lavar el zapato a mano con agua tibia y un detergente suave para ropa delicada.
Lavate la scarpa a mano, in acqua tiepida con sapone per capi delicati.

Stand: März 2019

0930140/0-05/2019_003



BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com



Vorfußentlastungsschuh



Forefoot Relief Shoe | Chaussure de décharge de l'avant-pied | Zapato de descarga del antepié | Scarpa post-operatoria (per la riduzione della pressione sull'avampiede)



Med
Mitten im
gesunden
Leben

- ⊕ Druckumverteilung
- ⊕ Individuelle An- und Nachpassung
- ⊕ Rutschfeste Laufsohle



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Art.-No. 930 140

DE

Ihr Arzt hat Ihnen mit diesem Hilfsmittel einen qualitativ hochwertigen Therapieschuh verordnet, der zur frühzeitigen Mobilisierung geeignet ist.

Damit das Tragen so angenehm wie möglich für Sie wird, beachten Sie bitte folgende Punkte.

Gebrauchsanleitung

Wichtig: Während Sie den BORT Vorfußentlastungsschuh tragen dürfen Sie kein Fahrzeug steuern!

Schützen Sie die offene Verletzung am Fuß durch einen Verband oder ähnlichem. Tragen Sie an Ihrem gesunden Fuß immer einen rutschfesten Schuh mit gleicher Absatzhöhe. Tragen Sie den Schuh nicht direkt auf der Haut.

Beiliegende Zehenkappe kann bei Bedarf als Kälte- oder Staubschutz mittels Klettverschluss an den Schuh adaptiert werden.

Indikationen

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Vorfußbereich und unter der Fußsohle, postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich.

Kontraindikationen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, keine Kontraindikationen bekannt.

Materialzusammensetzung

Sohle: 100 % EVA

Obermaterial: 50 % PUR, 35 % Polyester, 15 % Polyamid

Flusch-/Klettbänder: 100 % Polyamid

Wichtiger Hinweis

Kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt. Beeinträchtigungen des Blutkreislaufs vermeiden.

Untersuchen Sie Ihren Fuß mehrmals täglich auf Druckstellen um Hautverletzungen zu vermeiden.

EN

Your physician has prescribed you with a high-quality therapeutic shoe, which is suited for early mobilisation in the form of this aid. Please observe the following points in order to ensure that wearing this shoe is as comfortable as possible for you.

Instruction for use:

Important: You are not permitted to drive a vehicle whilst wearing the BORT forefoot relief shoe.

Protect the open foot wound by means of a bandage or similar product. Always wear a non-slip shoe with the same heel height on your healthy foot. Do not wear the shoe directly on the skin.

The supplied toe cap can be adjusted using the Velcro closure located on the shoe in order to protect against the cold or dust if necessary.

Indications

Post-operative, wounds/injuries of the forefoot and the sole of the foot, post-operative following corrective osteotomy in the forefoot area.

Contraindications:

No contraindications are known if used correctly.

Composition:

Sole: 100 % EVA

Upper: 50 % PUR, 35 % polyester, 15 % polyamide

Knit loop / Velcro straps: 100 % polyamide

Important Note:

No reutilisation – this medical device is meant for the care of one patient only.

Avoid restricting the circulation of the blood.

Check your foot for pressure points several times a day in order to prevent injuries to the skin.

FR

En vous prescrivant cet instrument, votre médecin vous a prescrit une chaussure thérapeutique d'excellente qualité qui convient à une mobilité précoce.

Afin de rendre son port le plus agréable possible, veuillez suivre les indications suivantes.

Mode d'emploi :

Important : Vous ne devez conduire aucun véhicule lorsque vous portez la chaussure de décharge de l'avant-pied BORT.

Protéger la blessure ouverte du pied à l'aide d'un bandage ou de quelque chose de semblable. Portez toujours au pied sain une chaussure antidérapante à hauteur de talon égale. Ne pas porter le chausson sur la peau nue.

En cas de besoin, le capuchon d'orteil fourni peut être adapté à la chaussure au moyen d'une fermeture Velcro et servir de protection contre le froid ou la poussière.

Indications :

Post-opératoire, plaies/blessures de la partie antérieure du pied et sous la plante du pied, post-opératoire après ostéotomie de la partie antérieure du pied.

Contre-indications :

Pas de contre-indications connues si le chausson est correctement utilisé.

Composition des matières :

Semelle : 100 % EVA

Recouvrement : 50 % PUR, 35 % polyester, 15 % polyamide

Bandes Velcro : 100 % polyamide

Note importante :

Pas de réutilisation – ce produit est destiné à l'usage d'un seul patient.

Éviter de gêner la circulation sanguine.

Examinez votre pied plusieurs fois par jour en portant attention aux points de pression afin d'éviter des blessures cutanées.