



REF: 107 650


 BORT GmbH | Am Schweizerbach 1
 D-71384 Weinstadt | www.bort.com

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.

mit Ring

Zehenseparator

PEDIS
SOFT
 Silikon & Gel


Silikon & Gel


Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel

Gentle silicone & gel foot protection
 Protection pour le pied douce en silicone et avec gel
 Morbida protezione per il piede in silicone e gel
 Zachte voetbescherming van silicone en gel
 Jemná ochrana chodidla ze silikonu a gelu

DE Zehenseparator mit Ring
Funktion

Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen. Ein Ring der über den Zeh gezogen wird sorgt für einen sicheren Halt.

Anwendung

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Gelring über den Zeh stülpen, damit nebeneinander liegende Zehen getrennt werden.

Vorteile durch Gel

- › dauerhaft und strapazierfähig
- › sehr weich und glatt
- › hygienisch
- › dank **Memory-Effekt** optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Pflegehinweis

Zur Reinigung mit Wasser waschen, gut trocknen lassen.

EN Toe Separator with a Ring
Function

Separates dislocated and tight toes. A ring which is pulled over the toe ensures a secure hold.

Application

Use on clean, dry skin. Put the gel ring over the toe to separate adjacent toes.

Advantages of gel

- › long-lasting and durable
- › very soft and smooth
- › hygienic
- › thanks to its **memory effect**, optimal adaptation, returns immediately to its original shape after wearing

Care instructions

Clean by washing with water, dry thoroughly.

FR Séparateur d'orteils avec anneau

Fonction

Sépare les orteils déplacés et très serrés. L'anneau tiré par-dessus l'orteil assure un bon maintien.

Utilisation

Utiliser sur une peau nettoyée et sèche. Enfiler l'anneau sous forme de gel afin de séparer les orteils entre eux.

Avantages du gel

- › durable et résistant à l'usure
- › très doux et lisse
- › hygiénique
- › ajustement optimal grâce à l'**effet mémoire**. Après le port, retour immédiat à la forme d'origine

Conseils pour l'entretien

Pour le nettoyer, laver à l'eau et laisser bien sécher.

IT Separatore dita con anello

Funzione

Separa le dita dislocate e adiacenti del piede. L'anello copre il dito del piede garantendone la posizione stabile.

Applicazione

Indossare sulla pelle pulita e asciutta. Far passare l'anello in gel sopra il dito del piede per separare le dita adiacenti.

Vantaggi del gel

- › duraturo e resistente all'usura
- › molto morbido e liscio
- › igienico
- › grazie all'**effetto Memory** si adatta in modo ottimale, dopo essere stato indossato riprende subito la forma originale

Avviso per la cura

Lavare in acqua e lasciare asciugare bene.

NL/BE Teenscheider met ring

Werking

Houdt scheef gegroeide en dicht bij elkaar gepositioneerde tenen uit elkaar en dient zo als correctiehulp. Een ring die over de teen wordt geschoven, zorgt voor een goede grip.

Toepassing

Te gebruiken op een schone, droge huid. Schuif de gelring over de teen, zodat naast elkaar liggende tenen gescheiden worden.

Voordelen door gel

- › duurzaam en stevig
- › zeer zacht en glad
- › hygiënisch
- › dankzij **memory-effect** optimale aanpassing, na het dragen onmiddellijke terugkeer naar de oorspronkelijke vorm

Wasinstructie

Met water reinigen, goed laten drogen.

CS Separátor prstů s kroužkem

Funkce

Odděluje nesprávně postavené a těsně přiléhající prsty na nohou a slouží jako korekční pomůcka. Kroužek přetažený přes prst separátor bezpečně fixuje.

Použití

Používejte na čisté a suché pokožce. Gelový kroužek přetáhněte přes prst, abyste oddělili sousedící prsty.

Přednosti gelu

- › trvanlivý a odolný
- › velmi měkký a hladký
- › hygienický
- › díky **paměťovému efektu** se optimálně přizpůsobí a po použití se ihned vrátí do původního tvaru

Pokyny pro péči

Omývejte vodou, nechejte dobře vyschnout.