

Zehen-/Fingerschutz-Pad

Toe/Finger Protection Pad

Pad pour protection des orteils et des doigts

Protezione tubolare per le dita del piede e della mano

Teen-vinger bescherm-pad

Ochranný polštářek pro prsty rukou a nohou

REF 137 010 large

2 Stück / pieces / pièces / pezzi / stuks / kusy

PEDI SOFT
TEXTLINE

bort
MEDICAL



Mit Textilbezug
für empfindliche
Füße

PEDI SOFT
TEXTLINE

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.

Distribution:

(CH) Orthosan SA | 3172 Niederwangen | Tel. 0848800333

(F) Neut | 75002 Paris | Tél. 0142338346

(B) M2M Europe NV | 9900 Eeklo | Tel. 093784800

(I) Meddy Italia s.r.l. | 22032 Albese con Cassano
Tel. 0314291111

BORT GmbH | Am Schweißelzbech 1 | D-71384 Weinstadt | www.bort.com



REF 137 010 large

MA102-137015/2019-12/002 ML



(B) CNK 2373-298
(CH) PhC 3341351
(AT) PZN 3624706
(D) PZN 05563328



LOT:

UNSERE PEDISOFT TEXTLINE-PRODUKTE FÜR GESUNDE FÜSSE



REF 137 030




REF 137 040



REF 137 050



REF 137 060



REF 137 080



REF 137 100

**Zur Druckentlastung an
Fingern und Zehen.**

Funktion:

Das Zehen-/Fingerschutz-Pad kann bequem auf Finger oder Zehen gesteckt werden.

Es dient der Druckentlastung.

Anwendung:

Das Zehen-/Fingerschutz-Pad so über den Zeh oder den Finger ziehen, dass das Gel-Polster auf der abzupolstern-Stelle liegt.

Zur Vermeidung von Mazerationen sollte das Produkt für mindestens 3 bis 4 Stunden pro Tag abgenommen werden.

Warnhinweise:

Nicht bei offenen Wunden anwenden. Bei Diabetes, Entzündungen oder Gefäßerkrankungen vor Anwendung den Arzt befragen!

Beim Auftreten von Hautirritationen oder Durchblutungsstörungen das Produkt sofort absetzen und ggf. einen Arzt konsultieren.



Zehen-/Finger-
schutz-Pad

REF 137 010

Vorteile:

- > dauerhaft, strapazierfähig, mehrfach verwendbar
- > sehr hygienisch
- > angenehmes Tragegefühl
- > Maschinenwaschbar bei 30°C
- > Kehrt nach dem Tragen dank **Memory-Effekt** sofort in die Ursprungsform zurück

Ir | IIr | IIIr | IVr | Is | IIs | IIIs | IVs

Zehen-/Fingerschutz-Pad

Toe/Finger Protection Pad

Pad pour protection des orteils et des doigts

Protezione tubolare per le dita del piede e della mano

Teen-vinger beschermepad

Ochranný polštářek pro prsty rukou a nohou

REF 137 010 large

(GB) Toe/Finger Protection Pad

Function

The Toe/Finger Protection Pad can easily be slipped onto the finger or toe.

Application

Slip the Toe/Finger Protection Pad over the toe or finger in a way that the gel pad is positioned on the area to be padded. To avoid macerations, the product should be removed for at least 3 to 4 hours per day.

Warning note

Do not apply in case of open wounds. In case of diabetes, inflammations or vascular diseases consult a physician! In case of skin irritations or circulatory disturbances remove product immediately and consult a physician if necessary.

Advantages

- > Long-lasting, durable, multiple use
- > Very hygienic
- > Pleasant to wear
- > Machine washable at 30 °C
- > Thanks to its **memory effect** it returns immediately to its original shape

(F) Pad pour protection des orteils et des doigts

Fonction

Ces pads pour doigts de pied et doigts peuvent être mis facilement sur les doigts de pied et les doigts.

Emploi

Enfiler le pad sur le doigt de pied ou le doigt de manière à ce que le coussin en gel soit placé sur le côté à protéger. Pour éviter des macérations, il est recommandé d'enlever le produit au moins 3 ou 4 heures par jour.

Attention

Ne pas utiliser en cas de blessures ouvertes. En cas de diabète, d'inflammations ou de maladies de vaisseaux, demander auparavant l'avis d'un médecin!

En cas d'irritations de la peau ou une mauvaise circulation du sang, arrêter immédiatement l'utilisation de ce produit et consulter éventuellement un médecin.

Avantages

- > durable, résistant à l'usure, réutilisable
- > très hygiénique
- > port agréable
- > lavable en machine à 30 °C
- > ajustement optimal grâce à l'**effet mémoire**. Après le port, retour immédiat à la forme d'origine

(I) Protezione tubolare per le dita del piede e della mano

Funzione

La protezione tubolare può essere inserita facilmente sulle dita della mano e del piede.

Applicazione

Infilare la protezione tubolare sul dito della mano o del piede e tirare in modo che l'imbottitura in gel si trovi sulla parte da proteggere. Per evitare macerazioni, il prodotto dovrebbe essere rimosso per almeno 3-4 ore al giorno.

Avvertimento

Non applicare su ferite aperte. In caso di infiammazioni, diabete o angiopatie, consultare il medico prima dell'utilizzo!

Togliere immediatamente il prodotto in presenza di irritazioni cutanee o disturbi di vascolarizzazione, ed eventualmente consultare il medico.

Vantaggi

- > duraturo, molto resistente all'usura e utilizzabile più volte
- > molto igienico
- > piacevole da indossare
- > lavabile in lavatrice a 30 °C
- > dopo essere stato indossato riprende subito la forma originale grazie all'**effetto Memory**.

(B) Teen-vinger beschermepad

Werking

De teen- en vingerbeschermepad kunt u heel gemakkelijk over vingers of tenen schuiven.

Gebruik

Schuif de teen- en vingerbeschermepad over de teen of vinger tot het gelkussen de te beschermen zone afdekt. Om maceratie te voorkomen, moet u de pad gedurende minstens 3 tot 4 uur per dag van de teen of vinger laten.

Waarschuwing

Niet gebruiken bij open wonden. In geval van diabetes, ontstekingen of vaatziekten dient u voor gebruik de arts te raadplegen!

Wanneer er huidirritaties optreden of u kampt met doorbloedingsproblemen, moet u de pad onmiddellijk verwijderen en indien nodig een arts raadplegen.

Voordelen

- > duurzaam, erg stevig en meermalen te gebruiken
- > zeer hygiënisch
- > aangenaam draaggevoel
- > wasbaar in de wasmachine op 30°
- > keert na het dragen dankzij **memory-effect** onmiddellijk terug naar de oorspronkelijke vorm

(CZ) Ochranný polštářek pro prsty rukou a nohou

Funkce

Ochranný polštářek pro prsty rukou a nohou lze pohodlně nasadit na prsty rukou nebo nohou.

Použití

Ochranný polštářek pro prsty rukou a nohou přetáhněte přes prst ruky nebo nohy tak, aby byl gelový polštářek umístěn na otláčovaném místě. Kvůli zamezení macerace produkt denně sejměte nejméně na dobu 3 až 4 hodin.

Výstražná upozornění

Nepoužívejte na otevřené rány. Při diabetu, zánětech nebo onemocnění cév se před použitím poraďte s lékařem. Při výskytu podráždění pokožky nebo poruch prokrvení produkt okamžitě sejměte a příp. se poraďte s lékařem!

Přednosti

- > trvanlivý, odolný, opětovně použitelný
- > velmi hygienický
- > pohodlný
- > lze prát v pračce na 30 °C
- > po použití se díky **paměťovému efektu** ihned vrátí do původního tvaru