

Auftrag zur Maßanfertigung Sprunggelenk



Bestellung **Kostenvoranschlag**

Fax: 07151 99200-50 | E-Mail: medical@bort.com

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	E-Mail:
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

Kommission: _____
Name Patient Angabe zwingend erforderlich

Artikelauswahl (bitte ankreuzen):

wird von BORT ausgefüllt

Stempel/Unterschrift/Datum

054 900 BORT AchilloStabil® Eco FARBE: haut

Pos. Nr. 05.02.01.1999

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):

b1 = _____ cm
(muss größer als b sein)

b = _____ cm

h = _____ cm

a = _____ cm

A-b1 = _____ cm
(mind. 12 cm)

A-b = _____ cm
(mind. 10 cm)

A-a = _____ cm
(mind. 7 cm)

Legende:

- b1** Umfang Wadenansatz (mind. 12 cm oberhalb Punkt A)
- b** Umfang Fesselmaß (dünnste Stelle oberhalb Knöchel)
- h** Umfang Rist
- a** Umfang kurz hinter den Grundgelenken
- A** Bezugspunkt für Längenmaß (A-b, A-b1)

Bitte beachten:
Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden.

Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 071 51/99200-0 zur Verfügung.

