

# Auftrag zur Maßanfertigung Knie



**Bestellung**     **Kostenvoranschlag**

**Fax: 07151 99200-50 | E-Mail: medical@bort.com**

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	E-Mail:
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

**Kommission:** \_\_\_\_\_  
Name Patient Angabe zwingend erforderlich

wird von BORT ausgefüllt

**Artikelauswahl (bitte ankreuzen):**

Stempel/Unterschrift/Datum

**114 700 BORT Asymmetric®**      FARBE: ■■ silber

rechts       kurz (30 cm, Gesamtlänge ohne Haftband c bis f-Maß)

links       lang (37 cm, Gesamtlänge ohne Haftband c bis f1-Maß)

**Mit Silikonhaftpunkten.**       zusätzliches Haftband  
Pos. Nr. 23.04.05.0999      (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

**Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):**

Umfang	Längenhinweis
f1 = _____ cm	lang e - f1 = 22 cm
f = _____ cm	kurz e - f = 15 cm
e = _____ cm	
d = _____ cm	
c = _____ cm	e - c = 15 cm

**Legende:**

**f1** Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte  
**f** Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte  
**e** Umfang Kniemitte  
**d** kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks  
**c** Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte

Patient ist adipös

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

**Bitte beachten:**  
 Maßabnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.  
 Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden.  
**Längenmaße können nicht geändert werden.**

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 071 51/99200-0 zur Verfügung.**

