

# Auftrag zur Maßanfertigung BORT DorsoFX Rückenorthese



**Bestellung**    **Kostenvoranschlag**

**Fax: 07151 99200-50 | E-Mail: medical@bort.com**

|             |          |                                 |
|-------------|----------|---------------------------------|
| Firma:      |          |                                 |
| Kunden-Nr.: | Datum:   | Ansprechpartner:                |
| Telefon:    | Telefax: | E-Mail:                         |
| Anschrift:  |          | Unterschrift und Firmenstempel: |

Pos. Nr. 23.15.02.0002

## Kombinationsmöglichkeiten von Rückenplatte, Beckenkorb, Brustspange und Bandage.

Zutreffendes bitte **auswählen** und **ankreuzen**:

wird von BORT ausgefüllt

---

Stempel/Unterschrift/Datum

| Brustspange Art. Nr. 180 420 |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Brustumfang <b>B</b>         |          |                                     |
| 70–78 cm                     | Größe B0 |                                     |
| 78–86 cm                     | Größe B1 |                                     |
| 86–94 cm                     | Größe B2 |                                     |
| 94–102 cm                    | Größe B3 |                                     |
| 102–110 cm                   | Größe B4 |                                     |
| 110–118 cm                   | Größe B5 |                                     |

| Bandage Art. Nr. 180 410 |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------|----------|-------------------------------------|
| Umfang Taille <b>T</b>   |          |                                     |
| 60–70 cm                 | Größe T0 |                                     |
| 70–80 cm                 | Größe T1 |                                     |
| 80–90 cm                 | Größe T2 |                                     |
| 90–100 cm                | Größe T3 |                                     |
| 100–110 cm               | Größe T4 |                                     |
| 110–120 cm               | Größe T5 |                                     |

| Beckenkorb Art. Nr. 180 440 |          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| Hüftumfang <b>H</b>         |          |                                     |
| 86–94 cm                    | Größe H0 |                                     |
| 94–102 cm                   | Größe H1 |                                     |
| 102–110 cm                  | Größe H2 |                                     |
| 110–118 cm                  | Größe H3 |                                     |
| 118–126 cm                  | Größe H4 |                                     |
| 126–134 cm                  | Größe H5 |                                     |

| Rückenplatte Art. Nr. 180 460 |        | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Rückenlänge <b>L</b>          |        |                                     |
| 35–42 cm                      | small  |                                     |
| 42–50 cm                      | medium |                                     |
| 50–58 cm                      | large  |                                     |

**Bitte beachten:**  
Komponenten nicht einzeln bestellbar.  
Orthese wird nur montiert versendet.

## Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):

### Ermittlung Brust- und Hüftumfang

### Ermittlung Rückenlänge

**Legende:**

**B** Brustumfang unter Achselhöhle gemessen

**T** Umfang Taille gemessen oberhalb Darmbeinkamm

**H** Hüftumfang unter vorderem oberem Darmbeinstachel gemessen

**L** Rückenlänge von Gesäßfalte bis Höhe Mitte Schulterblattwinkel (TH 7)

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-0 zur Verfügung.**

