

# Auftrag zur Maßanfertigung Ellenbogen



**Bestellung**     **Kostenvoranschlag**

**Fax: 07151 99200-50 | E-Mail: medical@bort.com**

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	E-Mail:
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

**Kommission:** \_\_\_\_\_  
Name Patient Angabe zwingend erforderlich

wird von BORT ausgefüllt

## Artikelauswahl (bitte ankreuzen):


Stempel/Unterschrift/Datum \_\_\_\_\_

**055 100 BORT KubiTal®**

Pos. Nr. 05.08.01.1999

FARBE:  haut     blau

zusätzliches Haftband  
(verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm)




**122 600 BORT Epi Basic**

Pos. Nr. 05.08.01.1999

FARBE:  haut     schwarz

zusätzliches Haftband  
(verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm)



Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

## Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):

Umfang	Längenhinweis
<b>f1</b> = _____ cm	<b>e - f1</b> = 7 cm
<b>f</b> = _____ cm	<b>e - f</b> = 5 cm
<b>e</b> = _____ cm	
<b>d</b> = _____ cm	<b>e - d</b> = 5 cm
<b>c</b> = _____ cm	<b>e - c</b> = 14 cm

**Legende:**

- f1** Umfang 7 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte
- f** Umfang 5 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte
- e** Umfang Ellenbogen
- d** Umfang 5 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte
- c** Umfang 14 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte

**Bitte beachten:**  
 Maßabnahme in 20 - 30° Beugung im Ellenbogengelenk.  
 Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden.  
**Längenmaße können nicht geändert werden.**

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen!  
 Für falsche Maßangaben haftet der Besteller.  
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-0 zur Verfügung.**

