

# BORT DAFO Orthesensystem



Das innovative Versorgungskonzept

- ⊕ Ultraleichte, dünne und dynamische Orthesenkonstruktionen
- ⊕ BORT DAFO JumpStart zur sofortigen Versorgung
- ⊕ BORT DAFO Maßanfertigung nach Gipsabdruck

FOR KIDS!

CASCADE<sup>®</sup>  
dafo<sup>®</sup>

JUMP  
START<sup>®</sup>



**BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®**

## Anprobefertige Fußorthesen nach Maß

CASCADE<sup>®</sup>  
dafo<sup>®</sup>

Art. Nr. 410 100

### BORT DAFO JumpStart Frog



JumpStart Orthesen bestehen aus zwei exakt ineinander passenden Schalen: eine transparente Orthesenschale und ein blauer Container. Diese Kombination umfasst den Mittel- und Rückfuß zirkulär und stabilisiert die Ferse. Es kann hierzu aus 21 Größen und 2 Weiten ausgewählt werden (Fußlänge von 10,2 cm – bis 22,9 cm). Diese umfangreiche Vielfalt ist in drei unterschiedlichen Stabilisierungsgraden (Orthesenhöhen) erhältlich.

Art. Nr. 410 700

### BORT DAFO JumpStart Kangaroo



- Anprobefertig vorkonfektioniert!
- Zur sofortigen Versorgung.
- 3 unterschiedliche Stabilisierungsgrade (Höhen).

## Individuelle DAFOs nach Gipsabdruck

Art. Nr. 411 130

### BORT DAFO 3



Die biomechanische Gestaltung der Orthese kann aus **18 unterschiedlichen Modellen** ausgewählt werden. Es handelt sich bei jeder einzelnen Orthese um eine individuelle Anfertigung. Die Wahl des Orthesentyps trifft der Orthopädie-Techniker. Die indikationsgerechte Gestaltung, wie spezielle Polsterung, Zuschnitte und Randverläufe der Orthesenschale oder der Verlauf von Klettverschlüssen, wird genau nach Kundenwunsch, **ohne Aufpreis**, in die Versorgung integriert.

Art. Nr. 411 150

### BORT DAFO 3.5



Die BORT GmbH gewährt dem Fachhandel auf alle individuellen DAFOs nach Gipsabdruck **90 Tage Garantie**. Diese Garantie beinhaltet Funktion, Passform und handwerkliche Ausführung, sowie den Austausch in ein anderes Orthesenmodell.

**Bitte Spezialprospekt anfordern!**



### BORT GmbH

Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt  
Telefon (07151) 99200-0  
Telefax (07151) 99200-50  
www.bort.com | medical@bort.com

