



Spezifische Hilfsmittel Neurologie



- ⊕ Hohe therapeutische Wirksamkeit
- ⊕ Angenehmer Tragekomfort



Med
Mitten im
gesunden
Leben



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Bewährte Hilfsmittel für die neurologische Versorgung



Pos.Nr. 23.12.03.0027
(Früher: 05.12.01.0010)
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 127 260/360/660

BORT Cervicalstütze

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar
- Auch für Kinder

FARBEN

- weiß (Art. Nr. 127 260)
- haut (Art. Nr. 127 360)
- blau/schwarz (Art. Nr. 127 660)

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, **Cervicalsyndrom**, postoperativ

GRÖSSEN Halsumfang

Kinder (nur 127260, blau)	bis 33 cm
small	bis 38 cm
medium	38 – 43 cm
large	43 – 48 cm
Kinnhöhen	5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm
	Kinder 5,0 cm / 6,0 cm



Messpunkt:
Blick geradeaus
A = Halsumfang
K = Kinnhöhe
(Kinnspitze bis Höhe Sternoclaviculargelenk)

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich.



Pos.Nr. 23.09.01.0059
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 121 980

BORT OmoSAT

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit **Tragetasche** zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Handauflage mit Ball zum Trainieren der Unterarmmuskulatur

FARBE

- blau

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, **Lähmungserscheinungen**

GRÖSSEN Körpergröße

Größe 1	bis 160 cm
Größe 2	160 – 180 cm
Größe 3	über 180 cm

rechts und links gleich



Pos.Nr. 05.08.01.1020
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 055 100

BORT KubiTal® Ellenbogen-Polster-Bandage

- Großflächig gepolsterte Ellenbogenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Großflächige Silikonpelotte mit zusätzlicher Olecranon-Aussparung für Formstabilität bei Beugung
- Kompressions-Klasse II

FARBEN

- haut
- blau

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Kompression des Nervus ulnaris am Ellenbogen (**Sulcusulnaris-Syndrom/Kubitaltunnel-Syndrom**), Bursitis

GRÖSSEN Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)

x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm
xx-large	32 – 34 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts und links gleich



Messpunkt:
Umfang Unterarm
5 cm von Gelenkmitte nach distal.



Pos.Nr. 23.08.01.0005
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 055 350

BORT KubiFX light Ellenbogen-Orthese

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Länge: ca. 39 cm

FARBE

- schwarz

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei **proximalem Sulcus ulnaris Syndrom**, deszendierender Tendopathie, nach Bursektomie

GRÖSSEN

Nur eine Größe

rechts und links gleich

Handgelenkbandagen und Handlagerungsorthesen für mehr Stabilität



Med

Pos.Nr. 23.07.02.4019
(Früher: 05.07.02.2012)
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 112 730
BORT ManuStabil® kurz

- Feste Handgelenkbandage mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 18 cm
- Auch für Kinder

FARBEN

- haut
- blau
- schwarz

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, **periphere Nervenlähmung**

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

Kinder (nur blau)	13 – 15 cm
x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm



rechts oder links angeben



Med

Pos.Nr. 23.07.02.1012
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 102 400
BORT ManuCarpal® Combi

- Handorthese mit abnehmbarer Fingerauflage
- Fingerauflage, individuell anformbar
- Innenliegende volare Polsterung
- Integrierte Schlupfhilfe

FARBE

- schwarz

INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, **periphere Nervenlähmung**

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm



rechts oder links angeben



Med

Pos.Nr. 23.07.02.3xxx
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 103 700
BORT Pareseschiene

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Thermoplastisches Material
- Innenseite vollflächig mit Textil beflockt
- Abwaschbar

FARBE

- haut

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, **Handparesen**, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm



rechts oder links angeben

Fußheberorthesen bei Schlaganfall



- Art. Nr. 054 300
BORT Fußheberorthese
- Dynamische textile Fußheberorthese
 - 8er-Zügelung
 - Unelastischer, lateraler Zügel
 - Unterstützung der Fußhebung im oberen Sprunggelenk
 - Stabilisierung des unteren Sprunggelenks
 - Pronierende Wirkung

Pos.Nr. 23.03.02.0006
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

FARBE


- schwarz

INDIKATIONEN

Peroneusparesie, bei allen Ausprägungsgraden, besonders für leichte bis mittlere Fuß- und Zehenheberparesen (Kraftgrad 2-4)

GRÖSSEN	Fesselumfang
small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

kurz _____ bis Schuhgröße 40
lang _____ über Schuhgröße 40



rechts/links, kurz/lang angeben



- Art. Nr. 470 620
Peroneus-Schiene
- Fußheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fußes während der Schwungphase
 - ¾-Sohle bis zu den Zehengrundgelenken

Pos.Nr. 23.03.02.5022
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

FARBE

- weiß

INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fußhebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch z. B. Peroneusparesie, lumbaler Nervenwurzelschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	36 – 39
medium	40 – 43
large	44 – 48

rechts oder links angeben



- Art. Nr. 470 630
BORT Peroneus-Schiene langsohlig
- Fußheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fußes während der Schwungphase
 - Langsohlige Ausführung

Pos.Nr. 23.03.02.5023
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

FARBE

- weiß

INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fußhebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch z. B. Peroneusparesie, lumbaler Nervenwurzelschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	35 – 37
medium	37 – 39
large	39 – 41
x-large	41 – 44

rechts oder links angeben

Unser Generation-Sortiment mit den besonderen Handlingvorteilen



Art. Nr. 215 200 BORT Generation Daumen-Handorthese

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Schienen anformbar und entnehmbar
- **Abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator**
- Daumenband mit Umkehrschleife
- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung

FARBE

- blau



INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, z. B. **Rhizarthrose**, bei **degenerativen Erkrankungen**, z. B. CTS

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm



rechts oder links angeben



Art. Nr. 215 100 BORT Generation Handgelenkorthese

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

FARBE

- blau



INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen**, **entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen**, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm



rechts oder links angeben



Art. Nr. 215 850 BORT Generation Rückenbandage

- Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Integrierte Stabilisierungselemente
- Dosierte Einstellung der Stabilisierung über Seilzugsystem
- Viscoelastische Pelotten, variabel positionierbar
- Innovative leichte Bandagenkonstruktion
- Breite Griffaschen zur einfachen Handhabung
- Höhe ventral 17 cm, dorsal 21 cm

FARBE

- blau



Kraftsparendes Seilzugsystem zur Fixierung der Bandage

INDIKATIONEN

Degenerative lumbale Veränderungen, leichte bis mittelschwere Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, radikuläres Reizsyndrom, Zustand nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm



Höhe 22 cm oder 28 cm angeben



Art. Nr. 215 800 BORT Generation Rückenorthese

- Wirbelsäulen-Orthese zur Entlastung und Stabilisierung der LWS
- Integrierter Beckenkorb aus Kunststoff
- Dosierte Einstellung der Stabilisierung über Seilzugsystem
- Elastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Innovative Spangenform unterstützt Eigenfixierung der Orthese beim Anlegen
- Breite Griffaschen auf Verschlussplatte
- Höhen Rückenplatte: 22 cm, 28 cm

FARBE

- blau




Kraftsparendes Seilzugsystem zur Fixierung der Orthese

INDIKATIONEN

Lumboischialgie, Bandscheibenprotrusion/Prolaps, radikuläres Reizsyndrom, **degenerative lumbale Veränderungen**, Zustand nach Bandscheiben-OP, stabile Frakturen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose

GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm



Höhe 22 cm oder 28 cm angeben

Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung - REHA-Produkte



Art. Nr. und Pos.Nr.
je nach Ausführung
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

BORT EasyLife® Greifhilfe

- Hochwertige Greifhilfe zum Greifen von großen und kleinen Gegenständen (Flaschen, Nadeln, etc.)
- Spezielle Gummilippen erlauben ein dosiertes und gezieltes Greifen von Gegenständen
- Arretierung: Gegrieffene Gegenstände werden auch nach Loslassen des Griffhebels gehalten
- Auch als zusammenklappbare Variante erhältlich: Art. 118 100 mit Länge 75 cm, eingeklappt 40 cm

INDIKATIONEN

Z. B. Paraplegie, Bewegungseinschränkung

Pos.Nr.	Längen
Pos.Nr. 02.40.04.1001	_____ 50 cm (Art. 118 150)
Pos.Nr. 02.40.04.1001	_____ 75 cm (Art. 118 170)
Pos.Nr. 02.40.04.1001	_____ 90 cm (Art. 118 190)
Pos.Nr. 02.40.04.1002	_____ klappbar 75/40 cm (Art. 118 100)



Pos.Nr. 32.07.01.1001 (80 g)
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 951 500 (80 g)
Art. Nr. 951 600 (440 g)
BORT Therapieknä Standard

- Therapieknä aus 100 % Silikon
- 6 verschiedene Festigkeiten
- Stärkung der Muskulatur an Fingern, Hand und Unterarm
- Latexfrei
- Dosengrößen: 80 g

INDIKATIONEN

Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit der Hand

FESTIGKEIT	Farbe
extra-weich	_____ hellblau
weich	_____ pink
mittel-weich	_____ hellgrün
mittel	_____ dunkelblau
mittel-fest	_____ violett
fest	_____ dunkelgrün



BORT GmbH
Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt
Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50
www.bort.com | medical@bort.com



M2075/01-02/2019_002