

BORT AktiVen®

Medizinische Kompressionsstrümpfe



Programm

Medizinische Kompressionsstrümpfe

Phlebologie | Ödemtherapie

Gültig ab 05/2025

Kompetenz in Kompression

BORT ist Ihr leistungsstarker Partner in der Patientenversorgung

Neben bewährten orthopädischen Hilfsmitteln bietet BORT auch hochqualitative Versorgungslösungen für die Kompressionstherapie. **BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe (Phlebologie)** werden im Rundstrickverfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards gefertigt und sind auch als Maßanfertigung erhältlich. Die flachgestrickten **BORT AktiVen® Intense Versorgung** ergänzen Ihr Sortiment in der **Ödemtherapie** – inklusive höchst individueller Lösungen.



BORT AktiVen®
Medizinische Kompressionsstrümpfe

WIR BLEIBEN
AKTIV



Phlebologie | Rundstrick

**STARKER
AUS
TRITT**



Ödemtherapie | Flachstrick

VITRAL | 100

Intense

select®

Generation

Sport

Med

Reha

OTC

Orthopädie



Wichtige Informationen

Erstattungsfähigkeit	Für Hilfsmittelverordnungen gilt auch weiterhin: – keine Budgetierung – keine Richtgrößen – 10 %ige gesetzliche Zuzahlung des Patienten, jedoch min. € 5 und max. € 10. Darüber hinaus sehen einige Kassenerstattungsverträge die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Aufzählung durch den Versicherten vor.
Hilfsmittelverzeichnis	Nach den Zulassungskriterien für das Hilfsmittelverzeichnis können unsere Produkte wie folgt eingeordnet werden: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 10px;">Pos.Nr. 17.06.01.1178</div> Erstattungsfähiges Produkt einer verabschiedeten Produktgruppe.
Sonstiges	Zeichnungen, auch solche mit Maßangaben und deren Bezeichnungen, sind urheberrechtlich geschützt. Alle BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe tragen das RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe e. V. BORT, AktiVen und alle mit ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen. Farbabweichungen zwischen der Darstellung im Internet und Katalog und der angegebenen Farbe in natura sind technisch bedingt.

Inhaltsverzeichnis

BORT AktiVen® Rundstrick

Seite 4/5	Produktlinienübersicht
Seite 6	Ein variantenreiches Markensortiment
Seite 7	Das Serien-Plus / Das INDIVIDUAL-Plus
Seite 8 – 11	BORT AktiVen® VITAL
Seite 12 – 15	BORT AktiVen® EXTRA
Seite 16 – 19	BORT AktiVen® TREND
Seite 20 – 23	BORT AktiVen® 100

BORT AktiVen® Intense Flachstrick

Seite 24 – 26	Produktsortiment
Seite 27 – 39	Beinversorgung

BORT AktiVen® Allgemein

Seite 43 – 45	BORT AktiVen® Zubehör
Seite 46/47	BORT AktiVen® Serviceangebot



Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: 04.04.2025

WIR BLEIBEN AKTIV



BORT AktiVen®
Medizinische Kompressionsstrümpfe
für die Venentherapie



Sie erhalten BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe in folgenden Qualitäten:

BORT AktiVen® VITAL

Der komfortable und vielseitige Kompressionsstrumpf

- ⊕ Versorgung für ein breites Indikationsspektrum
- ⊕ Weiche Haptik durch atmungsaktives Microfasergestrick für höchsten Tragekomfort
- ⊕ Konturierte Form für leichtes Anziehen



BORT AktiVen® TREND

Der modisch-elegante Kompressionsstrumpf

- ⊕ Perfekter Auftritt in transparenter, feiner BORT Qualität
- ⊕ Modisch-elegant mit Kompressionswirkung
- ⊕ Konturierte Form für angenehmen Tragekomfort



BORT AktiVen® EXTRA

Der kraftvolle Kompressionsstrumpf

- ⊕ Besonders kraftvolle Kompressionswirkung
- ⊕ Enthält TENCEL™ Lyocell Fasern* und ist äußerst angenehm zu tragen. 
- ⊕ Konturierte Form für leichtes Anziehen

*TENCEL™ ist eine eingetragene Marke der Lenzing AG.



BORT AktiVen® 100

Der Kompressionsstrumpf für die medizinisch notwendige Grundversorgung



BORT AktiVen®: ein variantenreiches Markensortiment

Medizinische Wirksamkeit

Moderne Fertigungstechniken und der Einsatz hochwertiger Garne sichern zuverlässig die medizinische Wirksamkeit von BORT AktiVen® Medizinischen Kompressionsstrümpfen.

Indikationsgerechter Versorgungsbereich

Der größte Anteil der täglichen Indikationsstellungen wird von BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe abgedeckt. Die ärztliche Diagnose, die Lokalisation der Abflussstörung und der klinische Befund bestimmen die Wahl von Strumpfarth und Kompressionsklasse. Die Grafik zeigt Anwendungsempfehlungen (farbig hervorgehoben) für die einzelnen BORT AktiVen® Produktlinien.

Figur			
Ödemneigung			
Gestrick	Fein	Mittel	Kräftig
BORT AktiVen® Anwendungsempfehlung	VITAL Der Komfortable und Vielseitige		
	TREND Der Modisch-elegante		EXTRA Der Kraftvolle und Strapazierfähige
	100 Für die medizinische Grundversorgung		

Das BORT AktiVen® Sortiment: So individuell wie Ihre Patienten

Ein breites Spektrum an Ausführungen, vom Trikotrand bis zum Leibteil Plus, sowie attraktive Strumpffarben ermöglichen Ihnen im Verkaufsgespräch größtmöglichen Freiraum. Alle BORT AktiVen® Strumpfmodelle sind mit offener und geschlossener Spitze sowie als individuelle Maßanfertigung erhältlich.




Das Serien-Plus

BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe in Serienfertigung sind in den folgenden Farben und Varianten erhältlich:

Produktlinien	Beige	Karamell	Marine	Anthrazit	Schwarz	Natur
BORT AktiVen® VITAL	●	●	●	●	●	
BORT AktiVen® EXTRA		●			●	
BORT AktiVen® TREND	●	●	●	●	●	
BORT AktiVen® 100					●	●

Produktlinie	Trikot-rand	Noppen-haftband	Micro-noppe	Spitzen-haftband	Leibteil Standard	Leibteil Plus*	offene Spitze	geschlossene Spitze	geschlossene Spitze Fuß+
AD	●	●					●	●	●
BORT AktiVen® VITAL	●	●					●	●	
BORT AktiVen® EXTRA	●	●					●	●	●
BORT AktiVen® TREND	●	●					●	●	
BORT AktiVen® 100	●	●					●	●	
AG		●	●	●			●	●	●
BORT AktiVen® VITAL		●					●	●	
BORT AktiVen® EXTRA		●	●	●			●	●	●
BORT AktiVen® TREND		●					●	●	
BORT AktiVen® 100		●					●	●	
AT					●		●	●	●
BORT AktiVen® VITAL					●		●	●	
BORT AktiVen® EXTRA					●	●	●	●	●
BORT AktiVen® TREND					●		●	●	
BORT AktiVen® 100					●	●	●	●	●

*AT/U



- + BORT AktiVen® EXTRA Strümpfe mit geschlossener Spitze sind zusätzlich als „Fußlänge+“ erhältlich. Wir empfehlen diese bei einer Beinlänge „normal“ für Fußlängen $\ell Z > 26$ cm (ab Schuhgröße 42) bzw. bei Beinlänge „kurz“ für Fußlängen $\ell Z > 24$ cm (ab Schuhgröße 39), siehe S. 16–19 BORT AktiVen® EXTRA.
- + **Einzelstrumpfbestellungen**
 Alle Strümpfe in Seriengröße können auch stückweise bestellt werden. Der Preis beträgt 60 % des jeweiligen Paarpreises. Bestellbar per Fax, Telefon oder E-Mail an individual@bort.com.

Das INDIVIDUAL-Plus

Kundenzufriedenheit nach Maß

Damit Sie Ihren Kunden BORT AktiVen® Qualität in perfekter Passform anbieten können, fertigen wir für Sie unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe der Produktlinien VITAL, EXTRA und 100 nach den individuellen Beinmaßen Ihrer Patienten als BORT AktiVen® INDIVIDUAL Medizinische Kompressionsstrümpfe.

INDIVIDUAL – für Sie nach Maß gefertigt

Jeder Strumpf entspricht dabei exakt den von Ihnen übermittelten Maßen. Die schnelle Bearbeitung Ihres Auftrags mit einem angeschlossenen Qualitätssicherungsprozess sorgt auch im Maßbereich der BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe für den gewohnt schnellen Lieferservice und höchste Fertigungsqualität von BORT.



Bestellbar im BORT Webshop



INDIVIDUAL Maßkonfigurator

shop.bort.com/individual

BORT AktiVen® INDIVIDUAL	Beige	Karamell	Marine	Anthrazit	Schwarz	Natur
BORT AktiVen® VITAL	●	●	●	●	●	
BORT AktiVen® EXTRA		●			●	
BORT AktiVen® 100					●	●

Der komfortable und vielseitige Kompressionsstrumpf

BORT AktiVen® VITAL

VOLL VITAL



- ⊕ Versorgung für ein breites Indikationsspektrum
- ⊕ Weiche Haptik durch atmungsaktives Microfasergestrick für höchsten Tragekomfort
- ⊕ Konturierte Form für leichtes Anziehen

BORT AktiVen® VITAL AD-Strumpf

REF 611 BORT AktiVen® VITAL AD offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 611M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0100 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1128
	1 = CCL 1	0 = Trikotrand	● B = Beige ● K = Karamell ● M = Marine ● A = Anthrazit ● S = Schwarz	1 = normal	1	
2 = CCL 2		2 = kurz		2		
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				

CCL 1: Pos.Nr. 17.06.01.0134
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1178

REF 612 BORT AktiVen® VITAL AD geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 612M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0100 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1128
	1 = CCL 1	0 = Trikotrand	● B = Beige ● K = Karamell ● M = Marine ● A = Anthrazit ● S = Schwarz	1 = normal	1	
2 = CCL 2		2 = kurz		2		
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				

CCL 1: Pos.Nr. 17.06.01.0134
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1178

BORT AktiVen® VITAL AD-Strumpf mit Haftband

REF 611H/612H BORT AktiVen® VITAL AD offene/geschlossene Spitze mit Haftband	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 611HM/612HM CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0100 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1128
	1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband, 5,0 cm	● B = Beige ● K = Karamell ● M = Marine ● A = Anthrazit ● S = Schwarz	1 = normal	1	
2 = CCL 2	7 = Noppenhaftband, 2,5 cm	2 = kurz		2		
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				

CCL 1: Pos.Nr. 17.06.01.0134
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1178
Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008

BORT AktiVen® VITAL AG-Strumpf mit Haftband

REF 621 BORT AktiVen® VITAL AG offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 621M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.12.0087 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1119
	1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband	B = Beige	1 = normal	1	
 CCL 1: Pos.Nr. 17.06.03.0115 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1204	2 = CCL 2	2 = Noppenhaftband weit	K = Karamell	2 = kurz	2	
			M = Marine		3	
			A = Anthrazit		4	
			S = Schwarz		5	
					6	
					7	

REF 622 BORT AktiVen® VITAL AG geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 622M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.12.0087 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1119
	1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband	B = Beige	1 = normal	1	
 CCL 1: Pos.Nr. 17.06.03.0115 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1204	2 = CCL 2	2 = Noppenhaftband weit	K = Karamell	2 = kurz	2	
			M = Marine		3	
			A = Anthrazit		4	
			S = Schwarz		5	
					6	
					7	



Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008

BORT AktiVen® VITAL AT-Strumpfhose

REF 631 BORT AktiVen® VITAL AT offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 631M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.13.0082 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1115
	1 = CCL 1	5 = Standard	● B = Beige ● K = Karamell ● M = Marine ● A = Anthrazit ● S = Schwarz	1 = normal	1	
2 = CCL 2	2 = kurz			2		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					

CCL 1: Pos.Nr. 17.06.04.0116
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1175

REF 632 BORT AktiVen® VITAL AT geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 632M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.13.0082 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1115
	1 = CCL 1	5 = Standard	● B = Beige ● K = Karamell ● M = Marine ● A = Anthrazit ● S = Schwarz	1 = normal	1	
2 = CCL 2	2 = kurz			2		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					


CCL 1: Pos.Nr. 17.06.04.0116
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1175

REF 599 030 BORT Taillenband	Elastisches Taillenband, Zubehör für Strumpfhose
--	--

Der kraftvolle Kompressionsstrumpf

BORT AktiVen[®] EXTRA



- ⊕ Besonders kraftvolle Kompressionswirkung
- ⊕ Enthält TENCEL™ Lyocell Fasern und ist äußerst angenehm zu tragen. 
- ⊕ Konturierte Form für leichtes Anziehen
- ⊕ Geschlossene Spitze auch in Fußlänge+ erhältlich

*TENCEL ist eine eingetragene Marke der Lenzing AG.

BORT AktiVen® EXTRA AD-Strumpf

REF 711 BORT AktiVen® EXTRA AD offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 711M CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1133
	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	● K = Karamell ● S = Schwarz	1 = normal 2 = kurz	1 2 3 4 5 6 7	



CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1227

REF 712 BORT AktiVen® EXTRA AD geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 712M CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1133
	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	● K = Karamell ● S = Schwarz	1 = normal 2 = kurz 3 = normal/ Fußlänge+* 4 = kurz/ Fußlänge+*	1 2 3 4 5 6 7	



CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1227

*Fußlänge+ = Fußlänge: $\ell Z > 26$ cm (Länge normal) / $\ell Z > 24$ cm (Länge kurz)

BORT AktiVen® EXTRA AD-Strumpf mit Haftband

REF 711H/712H BORT AktiVen® EXTRA AD offene/geschlossene Spitze mit Haftband	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 711HM/712HM CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1133
	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband, 5,0 cm 7 = Noppenhaftband, 2,5 cm	● K = Karamell ● S = Schwarz	1 = normal 2 = kurz 3 = normal/ Fußlänge+* 4 = kurz/ Fußlänge+*	1 2 3 4 5 6 7	



CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1227
Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008

*Fußlänge+ = Fußlänge: $\ell Z > 26$ cm (Länge normal) / $\ell Z > 24$ cm (Länge kurz)

BORT AktiVen® EXTRA AG-Strumpf mit Haftband

REF 721 BORT AktiVen® EXTRA AG offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 721M CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1125
	 <p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1175</p>	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband	● K = Karamell	1 = normal	
2 = Noppenhaftband weit			● S = Schwarz	2 = kurz	2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	

REF 722 BORT AktiVen® EXTRA AG geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 722M CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1125
	 <p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1175</p>	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband	● K = Karamell	1 = normal	
2 = Noppenhaftband weit			● S = Schwarz	2 = kurz	2	
				3 = normal/ Fußlänge+*	3	
				4 = kurz/ Fußlänge+*	4	
					5	
					6	
					7	

*Fußlänge+ = Fußlänge: $\ell Z > 26$ cm (Länge normal) / $\ell Z > 24$ cm (Länge kurz)



Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008

BORT AktiVen® EXTRA AT-Strumpfhose

REF 731 BORT AktiVen® EXTRA AT offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 731M CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1120
	2 = CCL 2	5 = Standard	● K = Karamell ● S = Schwarz	1 = normal 2 = kurz	1 2 3 4 5 6 7	

CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1186

REF 732 BORT AktiVen® EXTRA AT geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 732M CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1120
	2 = CCL 2	5 = Standard	● K = Karamell ● S = Schwarz	1 = normal 2 = kurz 3 = normal/ Fußlänge+* 4 = kurz/ Fußlänge+*	1 2 3 4 5 6 7	

CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1186

*Fußlänge+ = Fußlänge: $\ell Z > 26$ cm (Länge normal) / $\ell Z > 24$ cm (Länge kurz)

REF 599 030 BORT Taillenband	Elastisches Taillenband, Zubehör für Strumpfhose
--	--

Der modisch-elegante Kompressionsstrumpf

BORT AktiVen® TREND


AG-Haftband
jetzt auch mit
Micronoppe
erhältlich

MEIN TREND

- ⊕ Perfekter Auftritt in transparenter, feiner BORT Qualität
- ⊕ Modisch-elegant mit Kompressionswirkung
- ⊕ Konturierte Form für angenehmen Tragekomfort




BORT AktiVen® TREND AD-Strumpf


REF 811 BORT AktiVen® TREND AD offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
 <p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183</p>	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	B = Beige	1 = normal	1
			K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
					6
					7


REF 812 BORT AktiVen® TREND AD geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
 <p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183</p>	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	B = Beige	1 = normal	1
			K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
					6
					7

BORT AktiVen® TREND AD-Strumpf mit Haftband

REF 811H/812H BORT AktiVen® TREND AD offene/geschlossene Spitze mit Haftband	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
 <p>CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183 Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008</p>	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband, 5,0 cm	B = Beige	1 = normal	1
		7 = Noppenhaftband, 2,5 cm	K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
					6
					7

BORT AktiVen® TREND AG-Strumpf mit Haftband


REF 821	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® TREND AG offene Spitze	2 = CCL 2	3 = Spitzenhaftband	B = Beige	1 = normal	1
		4 = Spitzenhaftband weit	K = Karamell	2 = kurz	2
		8 = Micronoppe 5,0 cm	M = Marine		3
		9 = Micronoppe weit	A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
					6
					7
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1167					

REF 822	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® TREND AG geschlossene Spitze	2 = CCL 2	3 = Spitzenhaftband	B = Beige	1 = normal	1
		4 = Spitzenhaftband weit	K = Karamell	2 = kurz	2
		8 = Micronoppe 5,0 cm	M = Marine		3
		9 = Micronoppe weit	A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
					6
					7
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1167					




Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008


**AG-Haftband
jetzt auch mit
Micronoppe
erhältlich**



BORT AktiVen® TREND AT-Strumpfhose

REF 831 BORT AktiVen® TREND AT offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
	2 = CCL 2	5 = Standard	● B = Beige	1 = normal	1
		6 = Plus	● K = Karamell	2 = kurz	2
			● M = Marine		3
			● A = Anthrazit		4
			● S = Schwarz		5
					6
					7

CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1180

REF 832 BORT AktiVen® TREND AT geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
	2 = CCL 2	5 = Standard	● B = Beige	1 = normal	1
		6 = Plus	● K = Karamell	2 = kurz	2
			● M = Marine		3
			● A = Anthrazit		4
			● S = Schwarz		5
					6
					7

CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1180

REF 599 030 BORT Taillenband	Elastisches Taillenband, Zubehör für Strumpfhose
---------------------------------	--

Leibteil Plus*: Pos.Nr. 17.99.99.2019

*AT/U

BORT AktiVen® 100

Der Kompressionsstrumpf für die medizinisch notwendige Grundversorgung



BORT AktiVen® 100 AD-Strumpf

REF 511 BORT AktiVen® 100 AD offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 511M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0094 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1135
	1 = CCL 1	0 = Trikotrand	● S = Schwarz	1 = normal	1	
	2 = CCL 2		● N = Natur	2 = kurz	2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.01.0125 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1181						

REF 512 BORT AktiVen® 100 AD geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 512M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0094 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1135
	1 = CCL 1	0 = Trikotrand	● S = Schwarz	1 = normal	1	
	2 = CCL 2		● N = Natur	2 = kurz	2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.01.0125 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1181						

BORT AktiVen® 100 AD-Strumpf mit Haftband

REF 511H/512H BORT AktiVen® 100 AD offene/geschlossene Spitze mit Haftband	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 511HM/512HM CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0094 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1135
	1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband, 5,0 cm	● S = Schwarz	1 = normal	1	
	2 = CCL 2	7 = Noppenhaftband, 2,5 cm	● N = Natur	2 = kurz	2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.01.0125 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1181 Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008						

BORT AktiVen® 100 AG-Strumpf mit Haftband

REF 521 BORT AktiVen® 100 AG offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 521M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.12.0080 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1121
	1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband	● S = Schwarz	1 = normal	1	
 <p>CCL 1: Pos.Nr. 17.06.03.0107 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1165</p>	2 = CCL 2	2 = Noppenhaftband weit	● N = Natur	2 = kurz	2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	

REF 522 BORT AktiVen® 100 AG geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 522M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.12.0080 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1121
	1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband	● S = Schwarz	1 = normal	1	
 <p>CCL 1: Pos.Nr. 17.06.03.0107 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1165</p>	2 = CCL 2	2 = Noppenhaftband weit	● N = Natur	2 = kurz	2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	




Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008

BORT AktiVen® 100 AT-Strumpfhose

REF 531 BORT AktiVen® 100 AT offene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 531M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.13.0076 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1117
	1 = CCL 1	5 = Standard	● S = Schwarz	1 = normal	1	
	2 = CCL 2	6 = Plus	● N = Natur	2 = kurz	2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.04.0109 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1179						

REF 532 BORT AktiVen® 100 AT geschlossene Spitze	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe	Maßanfertigung REF 532M CCL 1: Pos.Nr. 17.06.13.0076 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1117
	1 = CCL 1	5 = Standard	● S = Schwarz	1 = normal	1	
	2 = CCL 2	6 = Plus	● N = Natur	2 = kurz	2	
					3	
					4	
					5	
					6	
					7	
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.04.0109 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1179						

REF 599 030 BORT Taillenband	Elastisches Taillenband, Zubehör für Strumpfhose
--	--

 Leibteil Plus*: Pos.Nr. 17.99.99.2019

*AT/U

Auftrag zur Maßanfertigung

Phlebologie / Rundstrick

BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe

Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com



Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
E-Mail: (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	

Ausführung	Qualität	Form	Menge	Fußspitze	Abschluss	Farben		
	<input type="checkbox"/> VITAL <input type="checkbox"/> EXTRA <input type="checkbox"/> 100 CCL <input type="checkbox"/> 1 (nur VITAL 100) <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> AT	Paar Stück links Stück rechts Hose	<input type="checkbox"/> Offen <input type="checkbox"/> Geschlossen	<input type="checkbox"/> Trikotrand (AD) <input type="checkbox"/> Noppenhaftband 2,5 cm (AD) <input type="checkbox"/> Noppenhaftband 5 cm (AD + AG) <input type="checkbox"/> Leibteil Standard (AT) <input type="checkbox"/> Leibteil Plus (AT/U)	VITAL <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Karamell <input type="checkbox"/> Marine <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Schwarz	EXTRA <input type="checkbox"/> Karamell <input type="checkbox"/> Schwarz	100 <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Natur


Längenmaße links

Maß-Schema

bitte alle Angaben in cm

Hier geht es zum INDIVIDUAL Maßkonfigurator

Leibteillänge	Umfangmaße links		Umfangmaße rechts		Längenmaße rechts	
	vorn:	hinten:				
lT	cT					
lH	cH					
lK	cK					
Längenmaße Bein	lG	cG		cG	lG	
	lF	cF		cF	lF	
	lE	cE		cE	lE	
	lD	cD		cD	lD	
	lC	cC		cC	lC	
	lB1	cB1		cB1	lB1	
lB	cB		cB	lB		
Längenmaße Fuß	cY			cY		
	cA			cA		
	Fußlänge offene Spitze				Fußlänge offene Spitze	
	Fußlänge geschlossene Spitze				Fußlänge geschlossene Spitze	



Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch / Rücknahme ausgeschlossen sind. Lieferzeit 2 - 4 Arbeitstage. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutznichtlinien, die Sie unter https://s.bort.com/datenschutz einsehen können.




MPR001|2025-03|013 DE | Rev. 01



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com

Notizen



ICH BIN SO



BORT AktiVen® Intense

Medizinische Kompressionsstrümpfe für die Ödemtherapie





Das Produktsortiment: variantenreich

BORT AktiVen® Intense Medizinische Kompressionsstrümpfe in den Kompressionsklassen CCL 1, 2 und 3 sind elementarer Bestandteil in der konservativen Basistherapie in Form der komplexen physikalischen Entstauung (KPE). Dabei kann die Versorgung mit Kompressionsstrümpfen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Therapie leisten. Dieser hängt maßgeblich von der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Arzt, Lymphdrainage-Therapeut, Sanitätshaus und Patient ab.

Quellenangabe: Dr. Anya Miller, 2015, www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0034-1378093.pdf

Kompressions-Strumpfhosen

Ob AT-Strumpfhosen, Caprihosen oder Bermudas – BORT AktiVen® Intense hat übergreifend ein Hosenteil in Slipform für stabilen Sitz und ein sehr angenehmes Tragegefühl im Programm.



Kompressions-Strümpfe

Volle Vielfalt in der Beinversorgung: BORT AktiVen® Intense bietet offene oder geschlossene Spitzen, mit oder ohne schrägen Abschlüssen, anatomische Knieformen, Pelotten und vieles mehr. Zehenkappen ergänzen die Beinversorgung. Höchste Maßgenauigkeit gewährleistet dabei maximalen Tragekomfort.



BORT AktiVen® Intense: Unser vielseitiges Flachstrick-Sortiment steht für höchste Material- und Fertigungsqualität in Kombination mit der bewährten BORT Zuverlässigkeit bei Lieferung und Service.

Highlights

- Leibteil in Slipform
- Poröse Strickung an den Übergängen
- Geschlossene Fußspitze mit optionaler Softspitze
- Anatomische Kniewinkel



BORT INDIVIDUAL
Für Sie nach Maß gefertigt



BORT AktiVen® Intense: für eine patienten-individuelle Kompressionsversorgung

Eine starre Zuordnung von Kompressionsklassen zur Indikationsstellung der unterschiedlichen Ausprägungen eines Lymph- oder Lipödems ist nicht durchgehend möglich, da auch patientenindividuelle Faktoren eine entscheidende Rolle für die Akzeptanz der Versorgung mit medizinischen Kompressionsstrümpfen spielen. Gerne wollen wir Ihnen jedoch eine Orientierung auf Basis des GKV Hilfsmittelverzeichnisses* geben.

Klassifikationen

Lymphödem				
Stadium	0 Latenzstadium	I Spontan reversibles Stadium	II Nicht spontan reversibles Stadium	III Ausgeprägte Form des nicht spontanen reversiblen Stadiums
Charakteristika	<ul style="list-style-type: none"> Lymphödem ist nicht sichtbar Einzelne Lymphgefäße sind bereits betroffen, können aber durch gesunde Lymphbahnen umgeleitet werden Betroffene haben noch keine Symptome 	<ul style="list-style-type: none"> Ödem von weicher Konsistenz Hochlagern reduziert die Schwellung 	<ul style="list-style-type: none"> Ödem mit sekundären Gewebeveränderungen, wie z. B. Verhärtungen Hochlagern beseitigt die Schwellung nicht 	<ul style="list-style-type: none"> Deformierende harte Schwellung Zum Teil mit typischen Hautveränderungen, wie z. B. stark verhärteter Haut, Entstehung von Bläschen und Fisteln Elephanteasis

Lipödem			
Ausprägung	schwach	mittel	stark
Charakteristika	<ul style="list-style-type: none"> Hautoberfläche ist glatt Fettgewebe unter der Haut ist gleichmäßig und feinknotig sichtbar 	<ul style="list-style-type: none"> Hautoberfläche ist uneben und wellenartig Fettstruktur zeigt sich grobknotig 	<ul style="list-style-type: none"> Gewebe ist großflächig deformiert, die Hautoberfläche hat Dellen Starke Umfangsvermehrung, mit überhängenden Hautlappen (Wammen)

AktiVen® Intense CCL 1 Leichte Kompression	
AktiVen® Intense CCL 2 Mittlere Kompression	
AktiVen® Intense CCL 3 Kräftige Kompression	

*Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes: <https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/home/verzeichnis/7c51a666-bee0-452b-94a9-e367216d5b2e> (zuletzt besucht am: 17.05.2023)

BORT AktiVen® Intense


Beinversorgung

AKTIV



Auf den folgenden Seiten finden Sie unser vielfältiges Sortiment im Bereich der Beinversorgung sowie die individuellen Zusätze für BORT AktiVen® Intense Medizinische Kompressionsstrümpfe.

BORT AktiVen® Intense **AD-Wadenstrümpfe**




● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz
● 1 = Beige	● 6 = Natur
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun
● 3 = Marine	● 8 = Silber
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux

CCL 1: [REF 91AD1](#)
Pos.Nr. 17.06.14.0025

CCL 2: [REF 91AD2](#)
Pos.Nr. 17.06.14.1034

CCL 3: [REF 91AD3](#)
Pos.Nr. 17.06.14.2032

BORT AktiVen® Intense **AG-Oberschenkelstrümpfe**




● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz
● 1 = Beige	● 6 = Natur
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun
● 3 = Marine	● 8 = Silber
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux

CCL 1: [REF 91AG1](#)
Pos.Nr. 17.06.16.0025

CCL 2: [REF 91AG2](#)
Pos.Nr. 17.06.16.1035

CCL 3: [REF 91AG3](#)
Pos.Nr. 17.06.16.2032

BORT AktiVen® Intense **AT-Strumpfhose**



● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz
● 1 = Beige	● 6 = Natur
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun
● 3 = Marine	● 8 = Silber
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux

CCL 1: [REF 91AT1](#)
Pos.Nr. 17.06.17.0025

CCL 2: [REF 91AT2](#)
Pos.Nr. 17.06.17.1033

CCL 3: [REF 91AT3](#)
Pos.Nr. 17.06.17.2028

BORT AktiVen® Intense **ATL-Einbeinhose links**



● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz
● 1 = Beige	● 6 = Natur
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun
● 3 = Marine	● 8 = Silber
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux

CCL 1: **REF 91ATL1**
Pos.Nr. 17.06.16.0025

CCL 2: **REF 91ATL2**
Pos.Nr. 17.06.16.1035

CCL 3: **REF 91ATL3**
Pos.Nr. 17.06.16.2032

Jeweils mit Einbeinhosenteil
Pos.Nr. 17.99.99.2009

BORT AktiVen® Intense **ATR-Einbeinhose rechts**



● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz
● 1 = Beige	● 6 = Natur
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun
● 3 = Marine	● 8 = Silber
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux

CCL 1: **REF 91ATR1**
Pos.Nr. 17.06.16.0025

CCL 2: **REF 91ATR2**
Pos.Nr. 17.06.16.1035

CCL 3: **REF 91ATR3**
Pos.Nr. 17.06.16.2032

Jeweils mit Einbeinhosenteil
Pos.Nr. 17.99.99.2009

BORT AktiVen® Intense **FT-Radlerhose**




● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz
● 1 = Beige	● 6 = Natur
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun
● 3 = Marine	● 8 = Silber
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux

CCL 1: **REF 91FT1**
Pos.Nr. 17.06.22.0021

CCL 2: **REF 91FT2**
Pos.Nr. 17.06.22.1024


CCL 3: **REF 91FT3**
Pos.Nr. 17.06.22.2002

BORT AktiVen® Intense **ET-Bermuda**



● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz	CCL 1: REF 91ET1
● 1 = Beige	● 6 = Natur	Pos.Nr. 17.06.19.0022
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun	CCL 2: REF 91ET2
● 3 = Marine	● 8 = Silber	Pos.Nr. 17.06.19.1030
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux	CCL 3: REF 91ET3
		Pos.Nr. 17.06.19.2026

BORT AktiVen® Intense **CT-Caprihose**



● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz	CCL 1: REF 91CT1
● 1 = Beige	● 6 = Natur	Pos.Nr. 17.06.18.0022
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun	CCL 2: REF 91CT2
● 3 = Marine	● 8 = Silber	Pos.Nr. 17.06.18.1029
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux	CCL 3: REF 91CT3
		Pos.Nr. 17.06.18.2025

BORT AktiVen® Intense **B1T-Leggins**



● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz	CCL 1: REF 91B1T1
● 1 = Beige	● 6 = Natur	Pos.Nr. 17.06.21.0022
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun	CCL 2: REF 91B1T2
● 3 = Marine	● 8 = Silber	Pos.Nr. 17.06.21.1024
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux	CCL 3: REF 91B1T3
		Pos.Nr. 17.06.21.2021

BORT AktiVen® Intense **BT-Leggins**



- | | |
|-----------------|-------------------|
| ● 0 = Weiß | ● 5 = Schwarz |
| ● 1 = Beige | ● 6 = Natur |
| ● 2 = Karamell | ● 7 = Dunkelbraun |
| ● 3 = Marine | ● 8 = Silber |
| ● 4 = Anthrazit | ● 9 = Bordeaux |

CCL 1: [REF 91BT1](#)

Pos.Nr. 17.06.21.0022

CCL 2: [REF 91BT2](#)

Pos.Nr. 17.06.21.1024

CCL 3: [REF 91BT3](#)

Pos.Nr. 17.06.21.2021

BORT AktiVen® Intense **AB-Strümpfe**



- | | |
|-----------------|-------------------|
| ● 0 = Weiß | ● 5 = Schwarz |
| ● 1 = Beige | ● 6 = Natur |
| ● 2 = Karamell | ● 7 = Dunkelbraun |
| ● 3 = Marine | ● 8 = Silber |
| ● 4 = Anthrazit | ● 9 = Bordeaux |

CCL 1: [REF 91AB1](#)

CCL 2: [REF 91AB2](#)

CCL 3: [REF 91AB3](#)

BORT AktiVen® Intense **AB1-Strümpfe**



- | | |
|-----------------|-------------------|
| ● 0 = Weiß | ● 5 = Schwarz |
| ● 1 = Beige | ● 6 = Natur |
| ● 2 = Karamell | ● 7 = Dunkelbraun |
| ● 3 = Marine | ● 8 = Silber |
| ● 4 = Anthrazit | ● 9 = Bordeaux |

CCL 1: [REF 91AB11](#)

CCL 2: [REF 91AB12](#)

CCL 3: [REF 91AB13](#)

BORT AktiVen® Intense **B1G-Beinstulpen**




● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz	CCL 1: REF 91B1G1
● 1 = Beige	● 6 = Natur	CCL 2: REF 91B1G2
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun	CCL 3: REF 91B1G3
● 3 = Marine	● 8 = Silber	
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux	

BORT AktiVen® Intense **CG-Beinstulpen**




● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz	CCL 1: REF 91CG1
● 1 = Beige	● 6 = Natur	CCL 2: REF 91CG2
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun	CCL 3: REF 91CG3
● 3 = Marine	● 8 = Silber	
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux	

BORT AktiVen® Intense **A1X-Zehenkappe** mit offenen Zehen



● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz	CCL 1: REF 94A1X1
● 1 = Beige	● 6 = Natur	Pos.Nr. 17.99.99.2004
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun	CCL 2: REF 94A1X2
● 3 = Marine	● 8 = Silber	Pos.Nr. 17.99.99.2004
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux	CCL 3: REF 94A1X3
		Pos.Nr. 17.99.99.2004

BORT AktiVen® Intense **A1Z-Zehenkappe** mit offenen Zehen ohne kleine Zehe




● 0 = Weiß	● 5 = Schwarz	CCL 1: REF 94A1Z1
● 1 = Beige	● 6 = Natur	Pos.Nr. 17.99.99.2004
● 2 = Karamell	● 7 = Dunkelbraun	CCL 2: REF 94A1Z2
● 3 = Marine	● 8 = Silber	Pos.Nr. 17.99.99.2004
● 4 = Anthrazit	● 9 = Bordeaux	CCL 3: REF 94A1Z3
		Pos.Nr. 17.99.99.2004

BORT AktiVen® Intense **Ausführung Fuß Standard**



Zusätze Fuß



BORT AktiVen® Intense **Ausführung Strumpfabschluss Standard**



Gestrickabschluss, gerade/proximal



Zusätze Strumpfabschluss



Flache Schräge proximal

REF 90S10

Pos.Nr. 17.99.99.2026



Noppenhaftband 5 cm

REF 90S30

Pos.Nr. 17.99.99.2008



Steile Schräge proximal

REF 90S15

Pos.Nr. 17.99.99.2026



Noppenhaftband 2,5 cm

REF 90S31

Pos.Nr. 17.99.99.2008



Oberbeinerhöhung

REF 90S20

Pos.Nr. 17.99.99.2027



Wellenhaftband 5 cm

REF 90S32

Pos.Nr. 17.99.99.2008



Hüftbefestigung links

(nur für AG-Strümpfe,
Angabe cH notwendig)

REF 90S41

Pos.Nr. 17.99.99.2006



Schmuckhaftband 5 cm

REF 90S33

Pos.Nr. 17.99.99.2008




Hüftbefestigung rechts

(nur für AG-Strümpfe,
Angabe cH notwendig)

REF 90S42

Pos.Nr. 17.99.99.2006




Micronoppenhaftband 5 cm

REF 90S34


Pos.Nr. 17.99.99.2008



BORT AktiVen® Intense **Leibteil Standard**




Zusätze Leibteil





**Hosenteil mit erhöhter
Kompression**
REF 90L12

Pos.Nr. 17.99.99.2003




Leibteil Plus (AT/U)
REF 90L14

Pos.Nr. 17.99.99.2019




Leibteil Schlitz längs
REF 90L16

Pos.Nr. 17.99.99.2018



Leibteil Schlitz quer
REF 90L15

Pos.Nr. 17.99.99.2018



Hodensack
REF 90L27


Pos.Nr. 17.99.99.2017





Stomaöffnung
REF 90L60

Pos.Nr. 17.99.99.2020

BORT AktiVen® Intense **Ausführung Knie Standard**



Zusätze Knie



BORT AktiVen® Intense **individuelle Zusätze**



Malleolenpelotte medial
REF 90110

Pos.Nr. 17.99.99.0002




Individueller Futterstoff
(mit Tasche)
REF 90125

Pos.Nr. 17.99.99.2031



Malleolenpelotte lateral
REF 90111

Pos.Nr. 17.99.99.0002



Individueller Klettverschluss
REF 90140




Individuelle Tasche
REF 90115

Pos.Nr. 17.99.99.2031




Reißverschluss
(Standardposition im Leibteil:
linksseitig versetzt)
REF 90150

Pos.Nr. 17.99.99.2015



**Individuelles Haftpad
längs**
REF 90120

Pos.Nr. 17.99.99.2016




Haken-Ösen-Untertritt
REF 90155



**Individuelles Haftpad
quer**
REF 90121

Pos.Nr. 17.99.99.2016



**Poröser Übergang am
distalen Abschluss**
(bei mehrteiliger Versorgung)
REF 90160

Auftrag zur Maßanfertigung

Ödemtherapie / Flachstrick

BORT AktiVen® Intense Bein


Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com



Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Maße, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter s.bort.com/datenschutz einsehen können.


Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
E-Mail: (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvoranschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	

Umfangmaße links
Hautmaß | Zugmaß



Umfangmaße rechts
Zugmaß | Hautmaß

Längenmaße
links | rechts



Fußlängen	
links	
<input type="checkbox"/> innen	_____ cm
<input type="checkbox"/> außen	_____ cm
<input type="checkbox"/> gesamt	_____ cm
rechts	
<input type="checkbox"/> innen	_____ cm
<input type="checkbox"/> außen	_____ cm
<input type="checkbox"/> gesamt	_____ cm

Farben <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Bordeaux <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Karamell <input type="checkbox"/> Marine <input type="checkbox"/> Weiß <input type="checkbox"/> Natur <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Dunkelbraun <input type="checkbox"/> Silber		CCL <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	Menge _____ Paar _____ Stück links _____ Stück rechts _____ Hose	Fuß offen/gerade (Standard) einfache Ferse (Standard) <input type="checkbox"/> offen/schräg <input type="checkbox"/> 90° Fuß <input type="checkbox"/> geschlossen/gerade <input type="checkbox"/> Softspitze <input type="checkbox"/> geschlossen/schräg <input type="checkbox"/> Diabetesnaht <input type="checkbox"/> Unterfußverlängerung
Ausführungen <input type="checkbox"/> AD Wadenstrümpfe <input type="checkbox"/> CT Caprihose <input type="checkbox"/> AG Oberschenkelstrümpfe <input type="checkbox"/> B1T Leggings <input type="checkbox"/> AT Strumpfhose <input type="checkbox"/> BT Leggings <input type="checkbox"/> ATL Einbeinhose links <input type="checkbox"/> AB Strümpfe <input type="checkbox"/> ATR Einbeinhose rechts <input type="checkbox"/> AB1 Strümpfe <input type="checkbox"/> FT Radlerhose <input type="checkbox"/> B1G Beinstulpen <input type="checkbox"/> ET Bermuda <input type="checkbox"/> CG Beinstulpen <input type="checkbox"/> mehrteilige Ausführung mit porösen Übergängen		Strumpfabchlüsse gerade/proximal (Standard) <input type="checkbox"/> flache Schräge proximal <input type="checkbox"/> steile Schräge proximal <input type="checkbox"/> Oberbeinerhöhung <input type="checkbox"/> Gestrickabschluss (Standard) <input type="checkbox"/> Noppenhaftband 5 cm <input type="checkbox"/> Noppenhaftband 2,5 cm <input type="checkbox"/> Wellenhaftband 5 cm <input type="checkbox"/> Schmuckhaftband 5 cm <input type="checkbox"/> Micronoppenhaftband 5 cm		Leibteilzusätze Leibteil gerade (Standard) Zwickel (Standard) <input type="checkbox"/> Leibteil Slipform <input type="checkbox"/> Zwickel _____ cm breit <input type="checkbox"/> Leibteil Plus (AT/U) <input type="checkbox"/> Hosenteil mit erhöhter Kompression <input type="checkbox"/> Netzwickel <input type="checkbox"/> Schlitz quer <input type="checkbox"/> Hodensack <input type="checkbox"/> Schlitz längs Bund- und Taillengummi (Standard bei allen Leibteilen) <input type="checkbox"/> offener Schritt <input type="checkbox"/> Taillenband 5 cm <input type="checkbox"/> Hüftbefestigung links (cH angeben) <input type="checkbox"/> Taillenband 5 cm m. Klettverschluss <input type="checkbox"/> Hüftbefestigung rechts (cH angeben) <input type="checkbox"/> Stomaöffnung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Noppenhaftband 5 cm <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Micronoppenhaftband 5 cm
Knie Kniewinkel 180°/gerade (Standard) <input type="checkbox"/> anatomischer Kniewinkel 150° <input type="checkbox"/> anatomischer Kniewinkel 120° <input type="checkbox"/> anatomischer Kniewinkel 90° _____ lE1 Kniekehle-Boden	Individuelle Zusätze* <input type="checkbox"/> Malleolenpelotte medial <input type="checkbox"/> Futterstoff <input type="checkbox"/> Malleolenpelotte lateral <input type="checkbox"/> Klettverschluss <input type="checkbox"/> Tasche <input type="checkbox"/> Reißverschluss <input type="checkbox"/> Haftpads längs <input type="checkbox"/> Haken-Ösen-Untertritt <input type="checkbox"/> Haftpads quer			Bemerkungen/Sonderwünsche *Länge und Lage angeben.



Auftrag zur Maßanfertigung


Ödemtherapie / Flachstrick

BORT AktiVen® Intense Zehenkappe



Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
E-Mail: (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	




Achtung Längenmessung bei offenen Zehen von Schwimmhaut (X) bis Mitte des Nagels (Z)							
links	Umfang cX	Umfang cZ	Länge $\ell X - \ell Z$	rechts	Umfang cX	Umfang cZ	Länge $\ell X - \ell Z$
große Zehe				große Zehe			
Zehe II				Zehe II			
Zehe III				Zehe III			
Zehe IV				Zehe IV			
Zehe V				Zehe V			
Farben	CCL	Menge	Ausführungen				
<input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Karamell <input type="checkbox"/> Natur <input type="checkbox"/> Dunkelbraun <input type="checkbox"/> Bordeaux	<input type="checkbox"/> Marine <input type="checkbox"/> Anthrazit <input type="checkbox"/> Silber <input type="checkbox"/> Schwarz <input type="checkbox"/> Weiß	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 ___ Paar ___ Stück links ___ Stück rechts	<input type="checkbox"/> A1X Zehenkappe mit offenen Zehen <input type="checkbox"/> A1Z Zehenkappe mit offenen Zehen ohne kleine Zehe				
Bemerkungen/Sonderwünsche							

Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Maße, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter s.bort.com/datenschutz einsehen können.



Notizen



BORT AktiVen®
Zubehör

STARKE SACHE



Entdecken Sie unser Zubehörangebot
für BORT AktiVen® Medizinische
Kompressionsstrümpfe.

BORT AktiVen® Zubehör

Für den optimalen Einsatz der BORT AktiVen® Medizinischen Kompressionsstrümpfe empfehlen wir die Verwendung unseres Original-Zubehörs.

BORT AktiVen® Hautpflege für die Kompressionstherapie



REF 599 120

BORT AktiVen® Hautpflege
Reichhaltige Feuchtigkeitspflege Sanddorn

- Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit
- Zur Pflege der Beine vor und nach dem Tragen von Kompressionsstrümpfen

Inhalt: 150 ml



REF 599 126

BORT AktiVen® Hautpflege – 6er VK-Display
Reichhaltige Feuchtigkeitspflege Sanddorn

Inhalt: 6 x 150 ml



REF 599 070

BORT Spezial-Waschmittel

- Speziell für medizinische Kompressionsgestricke
- Höchste Reinheit bei der Handwäsche
- Einfache Anwendung für den täglichen Gebrauch

Inhalt: 250 ml



REF 599 076

BORT Spezial-Waschmittel – 6er VK-Display

Inhalt: 6 x 250 ml



REF 599 080

BORT Spezial-Hautkleber

- Zur sicheren Befestigung für BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe
- Wie ein Deoroller auf die Haut auftragen und Gestrickabschluss andrücken
- Hautfreundlich, lässt sich rückstandslos mit Wasser von der Haut entfernen

Inhalt: 60 ml



REF 599 086

BORT Spezial-Hautkleber – 6er VK-Display

Inhalt: 6 x 60 ml

Pos.Nr. 17.06.07.0013




REF 599 010
BORT AktiVen® Anziehhilfe
 für medizinische Kompressionsstrümpfe

- Erleichtert das Anziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Sichere und selbstständige Handhabung
- Auch bei reduzierter Kraft und eingeschränkter Beweglichkeit

Inhalt: 1 Stück

Pos.Nr. 02.40.01.3059

Umfang Wade	Größen
< 40 cm	Größe 1
> 40 cm	Größe 2



REF 599 090
BORT AktiVen® Spezial-Handschuhe
 für medizinische Kompressionsstrümpfe

- Leichtes An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Sehr gute Haftung für perfektes Verteilen und Positionieren des Gestricks

Inhalt: 1 Paar

Breite Handfl.	Größen
bis 6,5 cm	x-small
bis 7,5 cm	small
bis 8,5 cm	medium
bis 9,5 cm	large
bis 10,5 cm	x-large



REF 599 100
BORT AktiVen® Starter-Paket
 für medizinische Kompressionsstrümpfe

Inhalt:

- BORT AktiVen® Spezial-Handschuhe, 1 Paar
- BORT AktiVen® Wäschennetz, 1 Stück
- BORT AktiVen® Patienteninformation für die Venentherapie, 1 Stück
- BORT AktiVen® Intense Patienteninformation für Lip- und Lymphödeme, 1 Stück

Breite Handfläche	Handschuhgröße	Bestell. Nr. Starter-Paket
bis 6,5 cm	x-small	599 101
bis 7,5 cm	small	599 102
bis 8,5 cm	medium	599 103
bis 9,5 cm	large	599 105
bis 10,5 cm	x-large	599 106



Damit's allen passt

BORT ist Ihr Größenspezialist

Von Plus- und Doppel-Plus-Größen über spezialweit-Produkte bis hin zur Maßanfertigung – BORT bietet für nahezu jede Anatomie die passende Versorgung mit Bandagen, Orthesen und medizinischen Kompressionsstrümpfen.



Mehr erfahren

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.



Scannen und
BORT Ansprech-
partner finden



Art. Nr. 55/2025-04/003 DE | Rev. 01



BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt
Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt

Bestellannahme: Telefon (07151) 99200 – 0
Telefax (07151) 99200 – 50

Online-Bestellungen: E-Mail: medical@bort.com
Internet: www.bort.com