

# Auftrag zur Maßanfertigung Sprunggelenk

## Bestellfax: 07151/99200-56

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:		Telefax:
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

**Artikelauswahl (bitte ankreuzen):**
**Kommission:** \_\_\_\_\_

Angabe zwingend erforderlich
**054 700 BORT select® TaloStabil®**

 FARBE:  haut

 schwarz

 rechts  links

Pos. Nr. 05.99.99.0001

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

**Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):**

**b1** = \_\_\_\_\_ cm  
(muss größer als b sein)

**b** = \_\_\_\_\_ cm

**h** = \_\_\_\_\_ cm

**a** = \_\_\_\_\_ cm

**A-b1** = \_\_\_\_\_ cm  
(mind. 12 cm)

**A-b** = \_\_\_\_\_ cm  
(mind. 10 cm)

**1** = \_\_\_\_\_ cm

**2** = \_\_\_\_\_ cm

**A-a** = \_\_\_\_\_ cm  
(mind. 7 cm)

**Legende:**

- b1** Umfang Wadenansatz  
(mind. 12 cm oberhalb Punkt A)
- b** Umfang Fesselmaß  
(dünnste Stelle oberhalb Knöchel)
- h** Umfang Rist
- a** Umfang kurz hinter den Grundgelenken
- A** Bezugspunkt für Längenmaß  
(A-b, A-b1)
- 1** Strecke von Mitte Innenknöchel waagrecht über Achillessehne zu Mitte Außenknöchel
- 2** Strecke von Mitte Innenknöchel senkrecht über Fußsohle zu Mitte Außenknöchel

**Bitte beachten:**  
 Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden.

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-0 zur Verfügung.**