

Auftrag zur Maßanfertigung Sprunggelenk

Bestellfax: 07151/99200-56

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:		Telefax:
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

Artikelauswahl (bitte ankreuzen):

Kommission: _____

Angabe zwingend erforderlich

 054 900 BORT AchilloStabil® Eco

 FARBE: haut

Pos. Nr. 05.99.99.0001

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):

$b1 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 (muss größer als b sein)

$b = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

$h = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

$a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

$A-b1 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 (mind. 12 cm)

$A-b = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 (mind. 10 cm)

$A-a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$
 (mind. 7 cm)

Legende:

- b1** Umfang Wadenansatz
(mind. 12 cm oberhalb Punkt A)
- b** Umfang Fesselmaß
(dünnste Stelle oberhalb Knöchel)
- h** Umfang Rist
- a** Umfang kurz hinter den Grundgelenken
- A** Bezugspunkt für Längenmaß
(A-b, A-b1)

Bitte beachten:
 Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden.

Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-0 zur Verfügung.