

Auftrag zur Maßanfertigung Knie

Bestellfax: 07151/99200-56

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

Artikelauswahl (bitte ankreuzen):
Kommission: _____

Angabe zwingend erforderlich

114 390 BORT select® GenuZip®
 rechts

 links

Mit Silikonhaftpunkten.

Pos. Nr. 05.99.99.0001

 FARBE: haut

 kurz (30 cm, Gesamtlänge c bis f-Maß)

 lang (37 cm, Gesamtlänge c bis f1-Maß)

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):

	Umfang f1 = _____ cm f = _____ cm e = _____ cm d = _____ cm c = _____ cm	Längenhinweis lang e-f1 = 22 cm kurz e-f = 15 cm e-c = 15 cm	Legende: f1 Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte f Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte e Umfang Kniemitte d kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks c Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte
	<input type="checkbox"/> Patient ist adipös		Bitte beachten: Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk. Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden.

Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-0 zur Verfügung.