

# Auftrag zur Maßanfertigung

## Orthopädie / Kniebandage

### BORT GenuZip® Maß



Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
<b>Kunden-Nr.:</b>	Datum:	<b>Kommission/Name Patient:</b>	
<b>E-Mail:</b> (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	


### Kostenvoranschlag zur Einreichung bei der Krankenkasse

**REF 114 390 M BORT GenuZip® Maß**

Pos. Nr. 05.04.01.0999

Mit Silikonhaftpunkten. Leichtes Ausziehen durch seitlichen Reißverschluss.

Farbe	Menge	Haftband	Gesamtlänge Bandage
<input type="checkbox"/> silber	_____ Stück links  _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)  _____ <b>Umfang Ende Haftband</b>	<input type="checkbox"/> kurz Gesamtlänge 30 cm c - f Maß <input type="checkbox"/> lang Gesamtlänge 37 cm c - f1 Maß



## Maß-Schema

Lieferzeit ca. 5-7 Arbeitstage.

Patient ist adipös

Umfang	Längenvorgaben
<b>f1</b> = _____ cm Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte	lang <b>e - f1</b> = 22 cm
<b>f</b> = _____ cm Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte	kurz <b>e - f</b> = 15 cm
<b>e</b> = _____ cm Umfang Kniemitte	
<b>d</b> = _____ cm kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks	
<b>c</b> = _____ cm Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte	<b>e - c</b> = 15 cm

**Hinweise**

Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen.

Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden.

Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.

Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden.

**Längenvorgaben können nicht geändert werden.**

**Bemerkungen**