

Auftrag zur Maßanfertigung Knie

Bestellfax: 07151/99200-56

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

Artikelauswahl (bitte ankreuzen):

Kommission: _____
Angabe zwingend erforderlich

114 420 BORT select® StabiloGen®


Mit eingestricktem Silikonhafrand.

Pos. Nr. 05.99.99.0001

FARBE: haut schwarz

zusätzliches Haftband
 (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)

ohne Kniekehlenpolster
 (Standard: mit Kniekehlenpolster)



Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):

Umfang	Länge
f1 = _____ cm	e - f1 = _____ cm <small>(Mindestlänge 14 cm)</small>
f = _____ cm	e - f = _____ cm
e = _____ cm	
d = _____ cm	e - d = _____ cm
c = _____ cm	e - c = _____ cm <small>(Mindestlänge 12 cm)</small>

Legende:

- f1** Oberschenkelumfang
- f** Oberschenkelansatz
- e** Kniemitte
- d** kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks
- c** größter Wadenumfang

Bitte beachten:
 Alle Maße müssen vollständig angegeben werden.
 Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.
 Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden.

Patient ist adipös

Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-0 zur Verfügung.