

Auftrag zur Maßanfertigung

Orthopädie / Kniebandage

BORT select® StabiloGen®



Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-15 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
Telefon:	Telefax:		
Lieferanschrift/Firmenstempel:		E-Mail:	
		Frühere Maßnummer:	
		Kostenvorschlags-Nr.:	
Ansprechpartner:		Maßanfertigungs-Nr.:	

REF 114 420 M BORT select® StabiloGen®

Pos. Nr. 05.04.01.0999

Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels.

Farben	Menge	Haftband	Kniekehlenpolster
<input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> silber <input type="checkbox"/> schwarz	_____ Stück links _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)	<input type="checkbox"/> mit hoch elastischem Kniekehlenpolster (Standard) <input type="checkbox"/> ohne Kniekehlenpolster
		_____ Umfang Ende Haftband	

Maß-Schema

Umfang	Längenangabe
f1 = _____ cm Oberschenkelumfang	e-f1 = _____ cm (Mindestlänge 14 cm)
f = _____ cm Oberschenkelansatz	e-f = _____ cm
e = _____ cm Umfang Kniemitte	
d = _____ cm kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks	e-d = _____ cm
c = _____ cm größter Wadenumfang	e-c = _____ cm (Mindestlänge 12 cm)

Hinweise

Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen.

Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden.

Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.

Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden.

Bitte Mindestlängen beachten.

Patient ist adipös

Bemerkungen

Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. **Lieferzeit ca. 5 - 7 Arbeitstage.** Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Name, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter <https://www.bort.com/de/datenschutzerklaerung.html> einsehen können.