

# Auftrag zur Maßanfertigung Knie

**Bestellfax: 07151/99200-56**

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

**Artikelauswahl (bitte ankreuzen):**

**Kommission:** \_\_\_\_\_

Angabe zwingend erforderlich

**114 700 BORT Asymmetric®**


- rechts
- links

**Mit Silikonhaftpunkten.**

Pos. Nr. 23.04.05.0999

FARBE:  silber

- kurz (30 cm, Gesamtlänge ohne Haftband c bis f-Maß)
- lang (37 cm, Gesamtlänge ohne Haftband c bis f1-Maß)
- zusätzliches Haftband  
(verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)



Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

**Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):**

Umfang	Längenhinweis
f1 = _____ cm	lang e - f1 = 22 cm
f = _____ cm	kurz e - f = 15 cm
e = _____ cm	
d = _____ cm	
c = _____ cm	e - c = 15 cm

**Legende:**

- f1** Umfang 22 cm oberhalb Kniemitte
- f** Umfang 15 cm oberhalb Kniemitte
- e** Umfang Kniemitte
- d** kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks
- c** Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte

**Bitte beachten:**  
 Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk.  
 Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden.

Patient ist adipös

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-0 zur Verfügung.**