

Auftrag zur Maßanfertigung

Orthopädie / Kniebandage

BORT Asymmetric® Maß



Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com


Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
E-Mail: (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	

Kostenvoranschlag zur Einreichung bei der Krankenkasse

REF 114 700 M BORT Asymmetric® Maß


Pos. Nr. 23.04.05.0999

Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels. Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar.

Farbe	Menge	Haftband
<input type="checkbox"/> silber	_____ Stück links _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberschenkel um 5 cm)
		
		_____ Umfang Ende Haftband

Maß-Schema

Lieferzeit ca. 5 – 7 Arbeitstage.

	Umfang f1 = _____ cm <small>Oberschenkelumfang</small> f = _____ cm <small>Oberschenkelansatz</small> e = _____ cm <small>Umfang Kniemitte</small> d = _____ cm <small>kleinster Umfang unterhalb des Kniegelenks</small> c = _____ cm <small>Umfang 15 cm unterhalb Kniemitte</small>	Längenangabe e-f1 = _____ cm <small>(Mindestlänge 14 cm)</small> e-f = _____ cm e-d = _____ cm e-c = _____ cm <small>15 cm (Längenvorgabe)</small>	Hinweise Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden. Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Kniegelenk. Umfangmaße kleiner 23 cm und größer 90 cm können nicht gefertigt werden. Bitte Mindestlängen beachten.
	<input type="checkbox"/> Patient ist adipös		
Bemerkungen			

Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Name, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter <https://s.bort.com/datenschutz> einsehen können.

M8168|2024-12|005 DE | Rev.01