

# Auftrag zur Maßanfertigung

## BORT DorsoFX Rückenorthese

# Bestellfax: 07151/99200-56

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

Pos. Nr. 23.15.02.0002

### Kombinationsmöglichkeiten von Rückenplatte, Beckenkorb, Brustspange und Bandage.

Zutreffendes bitte **auswählen** und **ankreuzen**:

Brustspange Art. Nr. 180 420		<input checked="" type="checkbox"/>
Brustumfang B		
70–78 cm	Größe B0	
78–86 cm	Größe B1	
86–94 cm	Größe B2	
94–102 cm	Größe B3	
102–110 cm	Größe B4	
110–118 cm	Größe B5	

Beckenkorb Art. Nr. 180 440		<input checked="" type="checkbox"/>
Hüftumfang H		
86–94 cm	Größe H0	
94–102 cm	Größe H1	
102–110 cm	Größe H2	
110–118 cm	Größe H3	
118–126 cm	Größe H4	
126–134 cm	Größe H5	



**Bitte beachten:**

Komponenten nicht einzeln  
bestellbar. Orthese wird nur  
montiert versendet.

Rückenplatte Art. Nr. 180 460		<input checked="" type="checkbox"/>
Rückenlänge L		
35–42 cm	small	
42–50 cm	medium	
50–58 cm	large	

Bandage Art. Nr. 180 410		<input checked="" type="checkbox"/>
Umfang Taille T		
60–70 cm	Größe T0	
70–80 cm	Größe T1	
80–90 cm	Größe T2	
90–100 cm	Größe T3	
100–110 cm	Größe T4	
110–120 cm	Größe T5	

## Maß-Schema

Ermittlung Brust- und Hüftumfang	Ermittlung Rückenlänge	Legende:
		<p><b>B</b> Brustumfang unter Achselhöhle gemessen</p> <p><b>T</b> Umfang Taille gemessen oberhalb Darmbeinkamm</p> <p><b>H</b> Hüftumfang unter vorderem oberem Darmbeinstachel gemessen</p> <p><b>L</b> Rückenlänge von Gesäßfalte bis Höhe Mitte Schulterhälften (TH 7)</p>

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 071 51 / 99200-0 zur Verfügung.**