



Auftrag zur Maßanfertigung Ellenbogen

Bestellfax: 07151/99200-56

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:		Telefax:
Anschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:


Artikelauswahl (bitte ankreuzen):

Kommission: _____
Angabe zwingend erforderlich

<input type="checkbox"/> 055 100 BORT KubiTal® Pos. Nr. 05.99.99.0001 FARBE: <input type="checkbox"/> haut <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband (verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm)		<input type="checkbox"/> 122 600 BORT Epi Basic Pos. Nr. 05.99.99.0001 FARBE: <input type="checkbox"/> haut <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband (verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm)	
--	--	--	--

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):



Umfang	Längenhinweis
f1 = _____ cm	e-f1 = 7 cm
f = _____ cm	e-f = 5 cm
e = _____ cm	
d = _____ cm	e-d = 5 cm
c = _____ cm	e-c = 14 cm

Legende:

f1 Umfang 7 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte

f Umfang 5 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte

e Umfang Ellenbogen

d Umfang 5 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte

c Umfang 14 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte

Bitte beachten:
 Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Ellenbogengelenk.
 Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden.

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen!
 Für falsche Maßangaben haftet der Besteller.
 Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 071 51 / 99200-0 zur Verfügung.