

# Auftrag zur Maßanfertigung Sprunggelenk



Fax: 07151 99200-15 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	E-Mail:
Lieferanschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:
<b>Kommission:</b> _____ <small>Name Patient</small> <span style="float: right;"><small>Angabe zwingend erforderlich</small></span>		<input type="checkbox"/> Bestellung Kostenvoranschlag
<b>Artikelauswahl (bitte ankreuzen):</b>		
<b>REF 054 700 BORT select® TaloStabil®</b> <small>Pos. Nr. 05.02.01.0999</small> FARBE: <input type="checkbox"/> haut <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links	<b>REF 054 100 BORT select® TaloStabil® Plus</b> <span style="float: right; color: red; font-weight: bold;">NEU</span> <small>Pos. Nr. 05.02.01.2999</small> FARBE: <input type="checkbox"/> haut <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <small>Stabilo®-Bandlänge wird automatisch berechnet, Befestigung auf Höhe b-Maß.</small> </div>	

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

## Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):

**b1** = \_\_\_\_\_ cm  
(muss größer als b sein)

**b** = \_\_\_\_\_ cm

**h** = \_\_\_\_\_ cm

**a** = \_\_\_\_\_ cm

**A-b1** = \_\_\_\_\_ cm  
(mind. 12 cm)

**A-b** = \_\_\_\_\_ cm  
(mind. 10 cm)

**1** = \_\_\_\_\_ cm

**2** = \_\_\_\_\_ cm

**A-a** = \_\_\_\_\_ cm  
(mind. 7 cm)

**Legende:**

- b1** Umfang Wadenansatz  
(mind. 12 cm oberhalb Punkt A)
- b** Umfang Fesselmaß  
(dünnste Stelle oberhalb Knöchel)
- h** Umfang Rist
- a** Umfang kurz hinter den Grundgelenken
- A** Bezugspunkt für Längenmaß  
(A-b, A-b1)
- 1** Strecke von Mitte Innenknöchel waagrecht über Achillessehne zu Mitte Außenknöchel
- 2** Strecke von Mitte Innenknöchel senkrecht über Fußsohle zu Mitte Außenknöchel

**Bitte beachten:**  
Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden.

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen! Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

Bei Rückfragen zur Maßanfertigung stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-200 zur Verfügung.