

Auftrag zur Maßanfertigung Orthopädie / Ellenbogenbandage BORT select® EpiPlus® Maß



Tel: 07151 99200-200 | Fax: 07151 99200-6 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Kostenvoranschlag
Kunden-Nr.:	Datum:	Kommission/Name Patient:	
E-Mail: (unbedingt erforderlich)			
Telefon:	Telefax:	Frühere Maßnummer:	
Lieferanschrift/Firmenstempel:		Kostenvorschlags-Nr.:	
		Maßanfertigungs-Nr.:	
		Ansprechpartner:	


Kostenvoranschlag zur Einreichung bei der Krankenkasse

REF 122 700 M BORT select® EpiPlus® Maß

Pos. Nr. 05.08.01.1999

Hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band.

Farben	Menge	Haftband
<input type="checkbox"/> silber <input type="checkbox"/> schwarz	_____ Stück links _____ Stück rechts	<input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 2,5 cm (verlängert die Bandage am Oberarm um 2,5 cm) <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband 5 cm (verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm) _____ Umfang Ende Haftband



Maß-Schema

Lieferzeit ca. 5–7 Arbeitstage.

	Umfang f1 = _____ cm Umfang Oberarm f = _____ cm Umfang mindestens 6 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte e = _____ cm Umfang Ellenbogen d = _____ cm Umfang 5 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte c = _____ cm Umfang mindestens 10 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte	Längenangabe e-f1 = _____ cm (Mindestlänge 8 cm) e-f = _____ cm (Mindestlänge 6 cm) e-d = 5 cm e-c = _____ cm (Mindestlänge 10 cm)	Hinweise Bitte eventuell vorhandene Schwellungen berücksichtigen. Alle Maße müssen vollständig in cm angegeben werden. Maßnahme in 20 - 30° Beugung im Ellenbogengelenk. Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden. Bitte Mindestlängen beachten.
	Bemerkungen		

Bitte beachten Sie, dass Maßanfertigungen grundsätzlich von Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen sind. Der Besteller bestätigt, dass ihm eine Einverständniserklärung des Patienten zur Weitergabe dessen personenbezogener Daten (Name, Name, Geschlecht) zum Zweck der Produktion, Lieferung und Abrechnung vorliegt. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt gem. Art. 6 DSGVO unter Einhaltung unserer Datenschutzzrichtlinien, die Sie unter <https://s.bort.com/datenschutz> einsehen können.

M8162|2024-12|004 DE | Rev.01