

# Auftrag zur Maßanfertigung Ellenbogen





Fax: 07151 99200-15 200 | E-Mail: individual@bort.com

Firma:		
Kunden-Nr.:	Datum:	Ansprechpartner:
Telefon:	Telefax:	E-Mail:
Lieferanschrift:		Unterschrift und Firmenstempel:

**Kommission:** \_\_\_\_\_  
Name Patient Angabe zwingend erforderlich


Bestellung  
Kostenvoranschlag

## Artikelauswahl (bitte ankreuzen):

<input type="checkbox"/> <b>REF 055 100 BORT KubiTal®</b> Pos. Nr. 05.08.01.1999 FARBE: <input type="checkbox"/> haut <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband (verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm) Aufpreis 5,00 € 	<input type="checkbox"/> <b>REF 122 700 BORT select® Epi Plus</b> <span style="float: right; color: red; font-weight: bold;">NEU</span> Pos. Nr. 05.08.01.1999 FARBE: <input type="checkbox"/> haut <input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> zusätzliches Haftband (verlängert die Bandage am Oberarm um 5 cm) Aufpreis 5,00 € 
---	--

Lieferzeit ca. 5-7 Werktage

## Maß-Schema (bitte alle Angaben in cm):



Umfang	Längenangabe
<b>f1</b> = _____ cm	<b>e-f1</b> = _____ cm
<b>f</b> = _____ cm	<b>e-f</b> = _____ cm (Mindestlänge 6 cm)
<b>e</b> = _____ cm	<b>e-d</b> = 5 cm
<b>d</b> = _____ cm	<b>e-c</b> = _____ cm (Mindestlänge 10 cm)
<b>c</b> = _____ cm	

**Legende:**

- f1** Umfang
- f** Umfang mindestens 6 cm oberhalb Ellenbogen Beugefalte
- e** Umfang Ellenbogen
- d** Umfang 5 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte
- c** Umfang mindestens 10 cm unterhalb Ellenbogen Beugefalte

**Bitte beachten:**  
Maßabnahme in 20 - 30° Beugung im Ellenbogengelenk.  
Umfangmaße kleiner 16 cm können nicht gefertigt werden.

**Bitte evtl. vorhandene Schwellungen berücksichtigen!**  
**Für falsche Maßangaben haftet der Besteller.**  
**Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

Bei Rückfragen zur Maßanfertigung stehen wir Ihnen gerne unter 07151/99200-200 zur Verfügung.

