

BORT Pedisoft lábujj terpesztő

Használati útmutató

REF 107 010



D107010I2021-05I002 HU



Funkció

PediSoft lábujjterpesztő szétválasztja az elmozdult és a szorosan illeszkedő nagy és kis lábujjakat.

Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Közvetlenül a lábujjak közé kell helyezni. A puha anyag tökéletesen alkalmazkodik a lábujjak körvonalához, biztonságosan tapad csúszás nélkül.

A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló
- nagyon puha, lágy
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni, és végül **puderezze** be.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com

