

# BORT Pedisoft lábujj elválasztó

## Használati útmutató

**REF** 107 020



D107020|2021-05|002 HU



### Funkció

PediSoft lábujj elválasztó szétválasztja a szorosan egymáshoz érő nagy és kis lábujjakat.

### Alkalmazás

Használja tiszta, száraz bőrre. Közvetlenül a lábujjak közé kell helyezni. A puha anyag tökéletesen alkalmazkodik a lábujjak körvonalához, biztonságosan tapad csúszás nélkül.

### A szilikon előnyei

- tartós és kopásálló
- nagyon puha és sima
- higiénikus
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

### Tisztítási javaslat



Szappanos vízzel alaposan tisztítsa meg, hagyja megszáradni, és végül **puderezze** be.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.



Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,  
[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)

