

# BORT Pedisoft lábfej bütyök, sapka

## Használati útmutató

**REF** 137 040



D137040I2021-05I002 HU



### Funkció

Két összedolgozott szilikon párna a bütyök és az lábfej területén hatékonyan osztja el a nyomást és ezáltal megóvjaa az érzékeny területeket az irritációtól. Tehermentesíti a bütyköt azáltal, hogy az érintett részen kipárnázza. A textil huzat biztosítja a megfelelő és tartós elhelyezést a nyomásnak kitett ponton.

### Alkalmazás

A textil lábfej és bütyök védőt húzza fel a megfelelő oldali lábra mint egy zoknit. Az optimális hatás elérése érdekében viseljen fölötte zoknit.

### A gél előnyei

- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- higiénikus, mosógépben mosható 30 °C
- kényelmes viselet
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

### Tisztítási javaslat



### Fontos megjegyzések

Ne használja nyílt sebekre. Cukorbetegség, gyulladás, érrendszeri betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával!



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

 Gyártó: **BORT GmbH**, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, [www.bort.com](http://www.bort.com)

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,  
[www.venomed.hu](http://www.venomed.hu)