

Funkció

A kéz és lábujjak nyomásának enyhítésére. Kényelmesen felhelyezhető.

Alkalmazás

Vágja le a kívánt hosszúságúra és húzza fel a fájdalmas ujjra.

A gél előnyei


- tartós és kopásálló, többször felhasználható
- higiénikus, mosógépben mosható 30 °C
- kényelmes viselet
- a **memória effektnek** köszönhetően használat után azonnal visszaáll eredeti formájára.

Tisztítási javaslat



Fontos megjegyzések

Ne használja nyílt sebekre. Cukorbetegség, gyulladás, érrendszeri betegségek esetén használat előtt konzultáljon orvosával.

 Gyártó: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,
D-71384 Weinstadt, www.bort.com

Forgalmazó: **Veno-Med kft**, 1042 Budapest, Árpád út 56.,
www.venomed.hu



PDF:
ga.bort.com



A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.