

BORT Polster für Unterarmgehstützen Gebrauchsanweisung



Med

Mitten im
gesunden
Leben



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.

REF 190 800

Sprachen Languages

DE	deutsch	Gebrauchsanweisung	03
EN	english	Instructions for use	04
FR	français	Mode d'emploi	05
ES	español	Instrucciones de uso	06
IT	italiano	Istruzioni per l'uso	07



PDF: ga.bort.com



Die BORT Polster für Unterarmgehstützen eignen sich ideal zum Abpolstern der Unterarmhalbschalen und der Handgriffe. Die Polster haben eine textilbeschichtete Oberfläche und sind sehr formstabil.

Gebrauchsanleitung

Schutzfolie auf der Rückseite der Polster abziehen und auf staub- und fettfreie Fläche kleben.

Zur Anwendung bei

Druckbeschwerden durch außergewöhnliche Belastungen der Hand oder der Ellenbogenregion.

Hinweise

Nicht anwenden bei Empfindungs- und Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, Erkrankungen der Haut im versorgten Körperabschnitt, für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Materialzusammensetzung

80 % Nylon, 20 % Polyamid

EN BORT Pads for Forearm Crutches

The BORT Pads for Forearm Crutches are ideally suited for padding the forearm semi-shells and the handles. The fabric coated cushions are very durable in shape.

Instructions for use

Remove protective foil from the back of the cushion and stick it to the dustfree and degreased surface.

For use in case of

Pressure-related irritations caused by abnormal loads on the hand or elbow region.

Information

Do not use in case of sensory loss and blood flow disorders in the affected body part, skin disorders in the treated part of the body, keep out of the reach of children.

Material composition

80 % nylon, 20 % polyamide

Le capitonnage BORT pour appuyer les avant bras en marchant s'adapte très bien pour protéger les avant bras et les poignées. Sur le dessus, le capitonnage est recouvert de tissu et il est très stable en ce qui concerne la forme.

Mode d'emploi

Enlever la feuille protectrice au verso du capitonnage et coller sur la surface exempte de poussière et graisse.

Pour utilisation dans les cas suivants

Douleurs de compression par sollicitation inhabituelle de la main ou de la région du coude.

Remarques

Ne pas utiliser en cas de perturbation de la sensibilité et de la circulation sanguine au niveau de la région corporelle traitée, maladies de la peau dans la section du corps soignée, à conserver hors de portée des enfants.

Composition des matières

80 % nylon, 20 % polyamide



BORT Espuma para órtesis de antebrazo

La espuma de BORT para órtesis de sujeción del antebrazo es ideal para acolchar las semi-férulas de antebrazo y las asas. La espuma cuenta con una superficie forrada en tela y su forma se mantiene muy estable.

Instrucciones de uso

Retire la lámina de protección de la parte posterior de la espuma y péguela sobre una superficie libre de polvo y grasa.

Para uso en caso de

Irritaciones por presión debidas a una carga extraordinaria de la zona de la mano o el codo.

Notas

No utilizar en caso de trastornos sensitivos y circulatorios de la región corporal atendida, enfermedades cutáneas en la zona del cuerpo a tratar, mantener lejos del alcance de los niños.

Composición de los materiales

80 % nailon, 20 % poliamida

Le imbottiture BORT per stampelle si adattano perfettamente per l'imbottitura dell'alloggiamento degli avambracci e dei manici. Le imbottiture sono dotate di una superficie rivestita in materiale tessile e hanno una forma stabile.

Istruzioni per l'uso

Togliere la pellicola protettiva applicata sul rovescio dell'imbottitura e applicarla sulla superficie priva di polvere e di grasso.

Per l'utilizzo in caso di

Disturbi da pressione dovuti a sollecitazioni straordinarie della mano o della zona del gomito.

Avvertenze

Non utilizzare nel caso di disturbi della sensibilità e della circolazione nelle regioni anatomiche interessate dal trattamento, patologie cutanee nella zona del corpo interessata, tenere fuori dalla portata dei bambini.

Composizione dei materiali

80 % nylon, 20 % poliammide

BORT Polster für Unterarmgehstützen Gebrauchsanweisung



PDF: ga.bort.com



BORT GmbH

Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt | www.bort.com

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.