

BORT AktiVen®

Medizinische Kompressionsstrümpfe



BORT AktiVen®

Medizinische Kompressionsstrümpfe

Für ein aktives, venengesundes Leben: BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe sind ein in Deutschland gefertigtes Markenprodukt. Sie unterstützen medizinisch wirksam die Therapie. Die Verwendung hochwertiger Garne und modernste Herstellungstechniken gewährleisten die gleichbleibend hohe Qualität.

Sie erhalten BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe in folgenden Qualitäten:

BORT AktiVen® VITAL

Der komfortable und vielseitige Kompressionsstrumpf



VITAL-Plus

Versorgung für ein breites Indikationsspektrum



Weiche Haptik durch atmungsaktives Microfasergestrick für höchsten Tragekomfort



Passform-Plus

Konturierte Form für leichtes Anziehen



BORT AktiVen® EXTRA

Der kraftvolle Kompressionsstrumpf



EXTRA-Plus

Besonders kraftvolle Kompressionswirkung



Weiche Haptik für höchsten Tragekomfort, mit modernster Funktionsfaser Tragegefühl



Passform-Plus

Konturierte Form für leichtes Anziehen



BORT AktiVen® TREND

Der modisch-elegante Kompressionsstrumpf



TREND-Plus

Modisch-elegant mit Kompressionswirkung



Mode-Plus

Perfekter Auftritt in transparenter, feiner BORT Qualität



Passform-Plus

Konturierte Form für angenehmen Tragekomfort



BORT AktiVen® 100

Der Kompressionsstrumpf für die medizinisch notwendige Grundversorgung





Wichtige Informationen

Erstattungsfähigkeit

Für Hilfsmittelverordnungen gilt auch weiterhin:

- keine Budgetierung
- keine Richtgrößen
- 10 %ige gesetzliche Zuzahlung des Patienten, jedoch min. € 5 und max. € 10.

Darüber hinaus sehen einige Kassenerstattungsverträge die Möglichkeit einer wirtschaftlichen

Aufzahlung durch den Versicherten vor.

Hilfsmittelverzeichnis

Nach den Zulassungskriterien für das Hilfsmittelverzeichnis, können unsere Produkte wie folgt eingeordnet werden:

Pos.Nr. 17.06.01.1178

Erstattungsfähiges Produkt einer verabschiedeten

Produktgruppe.

REF-Nummern/ Bestellnummern

Die REF- und Bestellnummern der BORT AktiVen®-Produkte werden auf Basis einer klaren Systematik erstellt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 30.

Sonstiges

Zeichnungen, auch solche mit Maßangaben und deren Bezeichnungen, sind urheberrechtlich geschützt.

Alle BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe tragen das RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe e. V.

BORT, AktiVen und alle mit ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen.

Farbabweichungen zwischen der Darstellung im Internet und Katalog und der angegebenen Farbe in natura sind technisch bedingt.

Inhaltsverzeichnis

Seite 2 Produktlinienübersicht Seite 3 Wichtige Informationen

Seite 4/5 Inhaltsverzeichnis nach Kompressionsklassen/Positionsnummern

Seite 6 BORT AktiVen®: ein variantenreiches Markensortiment

Seite 7 Das Serien-Plus / Das INDIVIDUAL-Plus

BORT AktiVen® VITAL Seite 8 – 11 Seite 12 – 15 BORT AktiVen® EXTRA Seite 16 – 19 BORT AktiVen® TREND Seite 20 – 23 BORT AktiVen® 100 Seite 24 – 25 BORT AktiVen® Zubehör Seite 26 Aufbau Bestellnummern

Seite 27 Größentabelle







Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: 30.05.2023

Serienausführung

Inhaltsverzeichnis nach Kompressionsklassen/Positionsnummern

CCL	Pos. Nr.	REF	Linie/Qualität	Form	Spitze	Seite
	17.00.04.0405	511/511H	BORT AktiVen® 100	AD	offen	21
	17.06.01.0125	512/512H	BORT AktiVen® 100	AD	geschlossen	21
	17.00.00.0107	521	BORT AktiVen® 100	4.0	offen	22
1	17.06.03.0107	522	BORT AktiVen® 100	AG	geschlossen	22
	17.00.04.0100	531	BORT AktiVen® 100	AT	offen	23
	17.06.04.0109	532	BORT AktiVen® 100	AI	geschlossen	23
	17.00.04.1470	611/611H	BORT AktiVen® VITAL	AD	offen	9
	17.06.01.1178	612/612H	BORT AktiVen® VITAL	AD	geschlossen	9
	47.00.04.4007	711/711H	BORT AktiVen® EXTRA	4.0	offen	13
	17.06.01.1227	712/712H	BORT AktiVen® EXTRA	AD	geschlossen	13
	47.00.04.4400	811/811H	BORT AktiVen® TREND		offen	17
	17.06.01.1183	812/812H	BORT AktiVen® TREND	AD	geschlossen	17
	47.00.04.4404	511/511H	BORT AktiVen® 100	4.0	offen	21
	17.06.01.1181	512/512H	BORT AktiVen® 100	AD	geschlossen	21
	47.00.00.4004	621	BORT AktiVen® VITAL		offen	10
	17.06.03.1204	622	BORT AktiVen® VITAL	AG	geschlossen	10
	17.00.00.1175	721	BORT AktiVen® EXTRA	4.0	offen	14
	17.06.03.1175	722	BORT AktiVen® EXTRA	AG	geschlossen	14
2	47.00.00.4407	821	BORT AktiVen® TREND		offen	18
	17.06.03.1167	822	BORT AktiVen® TREND	AG	geschlossen	18
	47.00.00.4405	521	BORT AktiVen® 100		offen	22
	17.06.03.1165	522	BORT AktiVen® 100	AG	geschlossen	22
	47.00.04.4475	631	BORT AktiVen® VITAL		offen	11
	17.06.04.1175	632	BORT AktiVen® VITAL	AT	geschlossen	11
	47.00.04.4400	731	BORT AktiVen® EXTRA		offen	15
	17.06.04.1186	732	BORT AktiVen® EXTRA	AT	geschlossen	15
	17.00.04.4400	831	BORT AktiVen® TREND	AT	offen	19
	17.06.04.1180	832	BORT AktiVen® TREND	AT	geschlossen	19
	17.00.04.1470	531	BORT AktiVen® 100		offen	23
	17.06.04.1179	532	BORT AktiVen® 100	AT	geschlossen	23

Maßanfertigung



Inhaltsverzeichnis nach Kompressionsklassen/Positionsnummern

CCL	Pos. Nr.	REF	Linie/Qualität	Form	Spitze	Seite
	17.00.10.0004	511M/511HM	BORT AktiVen® 100	AD	offen	21
	17.06.10.0094	512M/512HM	BORT AktiVen® 100	AD	geschlossen	21
	47.00.40.0000	521M	BORT AktiVen® 100	4.0	offen	22
1	17.06.12.0080	522M	BORT AktiVen® 100	AG	geschlossen	22
	17.00.10.0070	531M	BORT AktiVen® 100	AT	offen	23
	17.06.13.0076	532M	BORT AktiVen® 100	AI	geschlossen	23
	17.00.10.1100	611M/611HM	BORT AktiVen® VITAL	AD	offen	9
	17.06.10.1128	612M/612HM	BORT AktiVen® VITAL	AD	geschlossen	9
	17.00.40.4400	711M/711HM	BORT AktiVen® EXTRA	AD	offen	13
	17.06.10.1133	712M/712HM	BORT AktiVen® EXTRA	AD	geschlossen	13
	17.00.10.1105	511M/511HM	BORT AktiVen® 100	AD	offen	21
	17.06.10.1135	512M/512HM	BORT AktiVen® 100	AD	geschlossen	21
	17.00.10.1110	621M	BORT AktiVen® VITAL	AG	offen	10
	17.06.12.1119	622M	BORT AktiVen® VITAL	AG	geschlossen	10
	17.00.10.1105	721M	BORT AktiVen® EXTRA	4.0	offen	14
2	17.06.12.1125	722M	BORT AktiVen® EXTRA	AG	geschlossen	14
	17.00.10.1101	521M	BORT AktiVen® 100	AG	offen	22
	17.06.12.1121	522M	BORT AktiVen® 100	AG	geschlossen	22
	17.00.10.1115	631M	BORT AktiVen® VITAL	AT	offen	11
	17.06.13.1115	632M	BORT AktiVen® VITAL	AI	geschlossen	11
	17.06.13.1120	731M	BORT AktiVen® EXTRA	AT	offen	15
	17.00.13.1120	732M	BORT AktiVen® EXTRA	AI	geschlossen	15
	17.00.10.1117	531M	BORT AktiVen® 100	АТ	offen	23
	17.06.13.1117	532M	BORT AktiVen® 100	AT	geschlossen	23

Mehr Informationen zu den BORT AktiVen® INDIVIDUAL Maßanfertigungen finden Sie auf S. 7.

H = Haftband, AD = Wadenstrumpf, AG = Oberschenkelstrumpf, AT = Strumpfhose

BORT AktiVen®: ein variantenreiches Markensortiment


Für eine patientenindividuelle Kompressionsversorgung

Medizinische Wirksamkeit

Moderne Fertigungstechniken und der Einsatz hochwertigster Garne sichern die zuverlässige medizinische Wirksamkeit von BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe.

Indikationsgerechter Versorgungsbereich

Der größte Anteil der täglichen Indikationsstellungen wird von BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe abgedeckt. Die Diagnose des Arztes, die Lokalisation der Abflussstörung und der klinische Befund bestimmen die Wahl von Strumpfart und Kompressionsklasse. Die Grafik zeigt die Anwendungsempfehlungen (farbig hervorgehoben) für die einzelnen BORT AktiVen® Produktlinien.



Das BORT AktiVen® Sortiment: So individuell wie Ihre Patienten

Ein breites Spektrum an Ausführungen, vom Trikotrand bis zum Leibteil Plus, sowie attraktive Strumpffarben ermöglichen Ihnen im Verkaufsgespräch größtmöglichen Freiraum. Alle BORT AktiVen® Strumpfmodelle sind mit offener und geschlossener Spitze sowie als individuelle Maßanfertigung erhältlich.



















Das Serien-Plus

BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe in Serienfertigung sind in den folgenden Farben und Varianten erhältlich:

Produktlinien	Beige	Karamell	Marine	Anthrazit	Schwarz	Natur
BORT AktiVen® VITAL					•	
BORT AktiVen® EXTRA					•	
BORT AktiVen® TREND						
BORT AktiVen® 100					•	

	Produktlinie	Trikotrand	Noppen- haftband	Spitzen- haftband	Leibteil Standard	Leibteil Plus*	offene Spitze	geschlossene Spitze	geschlossene Spitze Fuß+
AD	BORT AktiVen® VITAL BORT AktiVen® EXTRA BORT AktiVen® TREND BORT AktiVen® 100								•
AG	BORT AktiVen® VITAL BORT AktiVen® EXTRA BORT AktiVen® TREND BORT AktiVen® 100		•	•			•	•	•
AT	BORT AktiVen® VITAL BORT AktiVen® EXTRA BORT AktiVen® TREND BORT AktiVen® 100				•	•	•	•	•

*AT/U



- BORT AktiVen® EXTRA Strümpfe mit geschlossener Spitze sind zusätzlich als "**Fußlänge+**" erhältlich. Wir empfehlen diese, bei einer Beinlänge "normal" für Fußlängen ℓ Z > 26 cm (ab Schuhgröße 42) bzw. bei Beinlänge "kurz" für Fußlängen ℓ Z > 24 cm (ab Schuhgröße 39), siehe S. 12–15 BORT AktiVen® EXTRA.
- Einzelstrumpfbestellungen Alle Strümpfe in Seriengröße können auch stückweise bestellt werden. Der Preis beträgt 60 % des jeweiligen Paarpreises.

Das INDIVIDUAL-Plus

Kundenzufriedenheit nach Maß

Damit Sie Ihren Kunden BORT AktiVen® Qualität in perfekter Passform anbieten können, fertigen wir für Sie unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe der Produktlinien VITAL, EXTRA und 100 nach den individuellen Beinmaßen Ihrer Patienten als BORT AktiVen® INDIVIDUAL Medizinische Kompressionsstrümpfe.

INDIVIDUAL - für Sie nach Maß gefertigt

Jeder Strumpf entspricht dabei exakt den von Ihnen übermittelten Maßen. Die schnelle Bearbeitung Ihres Auftrags mit einem angeschlossenen Qualitätssicherungsprozess sorgt auch im Maßbereich der BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe für den gewohnt schnellen Lieferservice und höchste Fertigungsqualität von BORT.



Bestellbar im BORT Webshop




shop.bort.com/individual

BORT AktiVen® INDIVIDUAL	Beige	Karamell	Marine	Anthrazit	Schwarz	Natur
BORT AktiVen® VITAL					•	
BORT AktiVen® EXTRA					•	
BORT AktiVen® 100						

Der komfortable und vielseitige Kompressionsstrumpf

BORT AktiVen® VITAL





Versorgung für ein breites Indikationsspektrum

Passform-Plus
Konturierte Form für
leichtes Anziehen



Weiche Haptik durch atmungsaktives Microfasergestrick für höchsten Tragekomfort



BORT AktiVen® VITAL **AD-Strumpf**

REF 611	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® VITAL AD offene Spitze	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	B = Beige	1 = normal	1
			K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
THE			S = Schwarz		5
00L 0 D N 47 00 04 4470					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1178					7

Maßanfertigung REF 611M	BORT INDIVIDUAL Für Sie nach Moß gefertigt
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.	10.1128

REF 612	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® VITAL AD geschlossene Spitze	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	B = Beige	1 = normal	1
			K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
00L0 P N 47 00 04 4470					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1178					7

Maßanfertigung REF 612M CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1128

BORT AktiVen® VITAL AD-Strumpf mit Haftband

REF 611H/612H	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe			
BORT AktiVen® VITAL AD offene/geschlossene	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband, 5,0 cm	B = Beige	1 = normal	1			
Spitze mit Haftband		7 = Noppenhaftband, 2,5 cm	K = Karamell	2 = kurz	2			
			M = Marine		3			
			A = Anthrazit		4			
			S = Schwarz		5			
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1178 Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008					6			
					7			
Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Arbeit	Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Arbeitstage, Umtausch/Rücknahme ausgeschlossen.							



Beispiel Bestellnummer: 612-20 K 27











BORT AktiVen® VITAL AG-Strumpf mit Haftband

REF 621	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® VITAL AG offene Spitze	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband	B = Beige	1 = normal	1
76		2 = Noppenhaftband weit	K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
am			S = Schwarz		5
001.0 D. N. 47.00.00 4004					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1204					7

Maßanfertigung **REF 621M** CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1119

Beispiel Bestellnummer: 621-21 K 27


Bestellung	621-	2	1	K	2	7
	REF	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe

REF 622	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® VITAL AG geschlossene Spitze	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband	B = Beige	1 = normal	1
		2 = Noppenhaftband weit	K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
001.0 P. N. 47.00.00 4004					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1204					7

Maßanfertigung **REF 622M**

CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1119

Beispiel Bestellnummer: 622-21 K 27





B = Beige

K = Karamell

M = Marine

 \bigcirc A = Anthrazit

S = Schwarz

BORT AktiVen® VITAL AT-Strumpfhose

REF 631	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® VITAL AT offene Spitze	2 = CCL 2	5 = Standard	B = Beige	1 = normal	1
			K = Karamell	2 = kurz	2
10			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
001 0 D N 47 00 04 4475					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1175					7



Beispiel Bestellnummer: 631-25 K 27

Bestellung	631-	2	5	K	2	7
	REF	CCL	Leibteil	Farbe	l Länge	Größe

REF 632	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® VITAL AT geschlossene Spitze	2 = CCL 2	5 = Standard	B = Beige	1 = normal	1
(8)			K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
1			S = Schwarz		5
CCI 2. D Nr. 17 00 04 1175					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1175					7

Maßanfertigung REF 632M CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1115

Beispiel Bestellnummer: 632-25 K 27

Bestellung	632-	2	5	K	2	7
	I REF	CCL	Leibteil	Farbe	l Länge	l Größe












Der kraftvolle Kompressionsstrumpf

BORT AktiVen® EXTRA





Passform-Plus Konturierte Form für leichtes Anziehen





BORT AktiVen® EXTRA AD-Strumpf

REF 711	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® EXTRA AD offene Spitze	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	K = Karamell	1 = normal	1
			S = Schwarz	2 = kurz	2
					3
					4
					5
001.0 D. N. 47.00.04.4007					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1227					7



REF 712	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® EXTRA AD geschlossene Spitze	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	K = Karamell	1 = normal	1
			S = Schwarz	2 = kurz	2
				3 = normal/ Fußlänge+*	3
				4 = kurz/ Fußlänge+*	4
					5
CCI 2. D Nr. 17 00 01 1227					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1227					7



BORT AktiVen® EXTRA AD-Strumpf mit Haftband

REF 711H/712H	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® EXTRA AD offene/geschlossene Spitze mit Haftband	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband, 5,0 cm	K = Karamell	1 = normal	1
		7 = Noppenhaftband, 2,5 cm	S = Schwarz	2 = kurz	2
1				3 = normal/ Fußlänge+*	3
				4 = kurz/ Fußlänge+*	4
					5
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1227					6
Haftband: Pos.Nr. 17.99.99.2008					7
Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Arbeit	tstage, Umtaus	sch/Rücknahme ausgeschlosse	en.		



Beispiel Bestellnummer: 712-20 S 27

Bestellung	712-	2	0	S	2	7
	REF	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe



BORT AktiVen® EXTRA AG-Strumpf mit Haftband

REF 721	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® EXTRA AG offene Spitze	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband	K = Karamell	1 = normal	1
		2 = Noppenhaftband weit	S = Schwarz	2 = kurz	2
					3
					4
					5
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1175					6
					7

Maßanfertigung
REF 721M

CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1125

Beispiel Bestellnummer: 721-21 S 27

Bestellung	721 -	2	1	S	2	7
	 REF	CCL	Haftband	Farbe	l Länge	Größe

REF 722	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® EXTRA AG geschlossene Spitze	2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband	K = Karamell	1 = normal	1
		2 = Noppenhaftband weit	S = Schwarz	2 = kurz	2
				3 = normal/ Fußlänge+*	3
				4 = kurz/ Fußlänge+*	4
					5
COL 2. D N., 17 OC 02 117F					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1175					7

Maßanfertigung
REF 722M

CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1125

Beispiel Bestellnummer: 722-21 \$ 27

Bestellung	722 -	2	1	S	2	7
	REF	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe



BORT AktiVen® EXTRA AT-Strumpfhose

REF 731	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® EXTRA AT offene Spitze	2 = CCL 2	5 = Standard	K = Karamell	1 = normal	1
			S = Schwarz	2 = kurz	2
					3
					4
					5
001.0 D. N. 47.00.04.1100					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1186					7



Beispiel Bestellnummer: 731-25 \$ 27

Bestellung	731 -	2	5	S	2	7
	REF	CCL	Leibteil	Farbe	l Länge	Größe

REF 732	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® EXTRA AT geschlossene Spitze	2 = CCL 2	5 = Standard	K = Karamell	1 = normal	1
			S = Schwarz	2 = kurz	2
				3 = normal/ Fußlänge+*	3
				4 = kurz/ Fußlänge+*	4
					5
00L0 P N 47.00 04.4400					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1186					7

Maßanfertigung **REF 732M** CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1120


Beispiel Bestellnummer: 732-25 \$ 27

Bestellung	732-	2	5	S	2	7
	 REF	CCL	Leibteil Leibteil	Farbe	Länge	Größe

REF 599 030 BORT Taillenband Elastisches Taillenband, Zubehör für Strumpfhose	
---	--

Der modisch-elegante Kompressionsstrumpf

BORT AktiVen® TREND





Modisch-elegant mit Kompressionswirkung



Mode-Plus Perfekter Auftritt in transparenter, feiner BORT Qualität



BORT AktiVen® TREND **AD-Strumpf**


REF 811	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® TREND AD offene Spitze	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	B = Beige	1 = normal	1
			K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
001.0 D. N. 47.00.04.4400					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183					7

REF 812	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® TREND AD geschlossene Spitze	2 = CCL 2	0 = Trikotrand	B = Beige	1 = normal	1
			K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
001.0.0.0.11.47.00.04.4400					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1183					7

BORT AktiVen® TREND AD-Strumpf mit Haftband

CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
2 = CCL 2	1 = Noppenhaftband, 5,0 cm	B = Beige	1 = normal	1
	7 = Noppenhaftband, 2,5 cm	K = Karamell	2 = kurz	2
		M = Marine		3
		A = Anthrazit		4
		S = Schwarz		5
				6
				7
		2 = CCL 2 1 = Noppenhaftband, 5,0 cm	2 = CCL 2 1 = Noppenhaftband, 5,0 cm B = Beige 7 = Noppenhaftband, 2,5 cm K = Karamell M = Marine A = Anthrazit	2 = CCL 2

Beispiel Bestellnummer: 812-20 M 27



B = Beige

K = Karamell

M = Marine

 \bigcirc A = Anthrazit

S = Schwarz

BORT AktiVen® TREND AG-Strumpf mit Haftband

REF 821 BORT AktiVen® TREND AG offene Spitze	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe
	2 = CCL 2	3 = Spitzenhaftband	B = Beige	1 = normal	1
		4 = Spitzenhaftband weit	K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
001 0 D N 47 00 00 4407					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1167					7

Beispiel Bestellnummer: 821-23 M 27

Bestellung	821-	2	3	M	2	7
	[REF]	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe

REF 822	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® TREND AG geschlossene Spitze	2 = CCL 2	3 = Spitzenhaftband	B = Beige	1 = normal	1
		4 = Spitzenhaftband weit	K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
1			S = Schwarz		5
					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1167					7

Beispiel Bestellnummer: 822-23 M 27





B = Beige

K = Karamell

M = Marine

 \bigcirc A = Anthrazit

S = Schwarz

BORT AktiVen® TREND AT-Strumpfhose


REF 831	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® TREND AT offene Spitze	2 = CCL 2	5 = Standard	B = Beige	1 = normal	1
		6 = Plus	K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
			S = Schwarz		5
COL 2. D N.: 17 00 04 1100					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1180					7

Beispiel Bestellnummer: 831-25 M 27

Bestellung	831-	2	5	M	2	7
	I [REF]	CCL	l Leibteil	l Farbe	l Länge	Größe

REF 832	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® TREND AT geschlossene Spitze	2 = CCL 2	5 = Standard	B = Beige	1 = normal	1
		6 = Plus	K = Karamell	2 = kurz	2
			M = Marine		3
			A = Anthrazit		4
1			S = Schwarz		5
COL 2. D No. 17 00 04 1100					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1180					7

Beispiel Bestellnummer: 832-25 M 27



REF 599 030 BORT Taillenband

Elastisches Taillenband, Zubehör für Strumpfhose



Leibteil Plus*: Pos.Nr. 17.99.99.2019











BORT AktiVen® 100

Der Kompressionsstrumpf für die medizinisch notwendige Grundversorgung



BORT AktiVen® 100 AD-Strumpf

REF 511	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® 100 AD offene Spitze	1 = CCL 1	0 = Trikotrand	S = Schwarz	1 = normal	1
Color Color	2 = CCL 2		N = Natur	2 = kurz	2
					3
					4
					5
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.01.0125					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1181					7





CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0094 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1135

REF 512	CCL	Abschluss	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® 100 AD geschlossene Spitze	1 = CCL 1	0 = Trikotrand	S = Schwarz	1 = normal	1
	2 = CCL 2		N = Natur	2 = kurz	2
					3
					4
					5
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.01.0125					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.01.1181					7

Maßanfertigung **REF** 512M



CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0094 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1135

BORT AktiVen® 100 AD-Strumpf mit Haftband

			Länge	Größe
1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband, 5,0 cm	S = Schwarz	1 = normal	1
2 = CCL 2	7 = Noppenhaftband, 2,5 cm	N = Natur	2 = kurz	2
				3
				4
				5
				6
				7
				The state of the s


Maßanfertigung **REF** 511HM/512HM



CCL 1: Pos.Nr. 17.06.10.0094 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.10.1135

Beispiel Bestellnummer: 512-20 N 27

Bestellung	512-	2	0	N	2	7
	REF	CCL	Abschluss	Farbe	l Länge	Größe





BORT AktiVen® 100 AG-Strumpf mit Haftband

REF 521	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® 100 AG offene Spitze	1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband	S = Schwarz	1 = normal	1
	2 = CCL 2	2 = Noppenhaftband weit	N = Natur	2 = kurz	2
					3
					4
des le					5
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.03.0107					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1165					7

Maßanfertigung **REF** 521M



CCL 1: Pos.Nr. 17.06.12.0080 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1121

Beispiel Bestellnummer: 521-21 N 27

Bestellung	521-	2	1	N	2	7
		001		_ !.		0 "0
	REF	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe

REF 522	CCL	Haftband	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® 100 AG geschlossene Spitze	1 = CCL 1	1 = Noppenhaftband	S = Schwarz	1 = normal	1
73	2 = CCL 2	2 = Noppenhaftband weit	N = Natur	2 = kurz	2
					3
					4
24					5
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.03.0107					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.03.1165					7

Maßanfertigung **REF 522M**



CCL 1: Pos.Nr. 17.06.12.0080 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.12.1121

Beispiel Bestellnummer: 522-21 N 27

Bestellung	522 -	2	1	N	2	7
	REF	CCL	l Haftband	Farbe	l Länge	Größe





BORT AktiVen® 100 AT-Strumpfhose

REF 531	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® 100 AT offene Spitze	1 = CCL 1	5 = Standard	S = Schwarz	1 = normal	1
	2 = CCL 2	6 = Plus	N = Natur	2 = kurz	2
					3
					4
					5
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.04.0109					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1179					7

Maßanfertigung **REF** 531M



CCL 1: Pos.Nr. 17.06.13.0076 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1117

Beispiel Bestellnummer: 531-25 N 27

Bestellun	g	531-	2	5	Ņ	2	7
		REF	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe

REF 532	CCL	Leibteil	Farbe	Länge	Größe
BORT AktiVen® 100 AT geschlossene Spitze	1 = CCL 1	5 = Standard	S = Schwarz	1 = normal	1
	2 = CCL 2	6 = Plus	N = Natur	2 = kurz	2
					3
					4
<i>J</i>					5
CCL 1: Pos.Nr. 17.06.04.0109					6
CCL 2: Pos.Nr. 17.06.04.1179					7

Maßanfertigung **REF** 532M



CCL 1: Pos.Nr. 17.06.13.0076 CCL 2: Pos.Nr. 17.06.13.1117

Beispiel Bestellnummer: 532-25 N 27

Bestellung	532- 2		5	N	2	7
	REF	CCL	Leibteil	l Farbe	l Länge	Größe

REF 599 030 **BORT Taillenband**

Elastisches Taillenband, Zubehör für Strumpfhose



Leibteil Plus*: Pos.Nr. 17.99.99.2019





BORT AktiVen® Zubehör

Für den optimalen Einsatz der BORT AktiVen® Medizinischen Kompressionsstrümpfe empfehlen wir die Verwendung unseres Original-Zubehörs.

BORT AktiVen® Hautpflege für die Kompressionstherapie



REF 599 120

BORT AktiVen® Hautpflege

Reichhaltige Feuchtigkeitspflege Sanddorn

- Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit
- Zur Pflege der Beine vor und nach dem Tragen von Kompressionsstrümpfen

Inhalt: 150 ml



REF 599 126

BORT AktiVen® Hautpflege - 6er VK-Display Reichhaltige Feuchtigkeitspflege Sanddorn

Inhalt: 6 × 150 ml



REF 599 070

BORT Spezial-Waschmittel

- Speziell für medizinische Kompressionsgestricke
- Höchste Reinheit bei der Handwäsche
- Einfache Anwendung für den täglichen Gebrauch

Inhalt: 250 ml



REF 599 076

BORT Spezial-Waschmittel - 6er VK-Display

Inhalt: 6 × 250 ml



REF 599 080

BORT Spezial-Hautkleber

- Zur sicheren Befestigung für BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe
- Wie ein Deoroller auf die Haut auftragen und Gestrickabschluss andrücken
- · Hautfreundlich, lässt sich rückstandslos mit Wasser von der Haut entfernen

Inhalt: 60 ml



REF 599 086

BORT Spezial-Hautkleber – 6er VK-Display

Inhalt: 6 × 60 ml

Pos.Nr. 17.06.07.0013



REF 599 010 BORT AktiVen® Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe

- Erleichtert das Anziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Sichere und selbstständige Handhabung
- Auch bei reduzierter Kraft und eingeschränkter Beweglichkeit

Inhalt: 1 Stück

Pos.Nr. 02.40.01.3059

Umfang Wade	Größen
< 40 cm	Größe 1
> 40 cm	Größe 2







REF 599 090

BORT AktiVen® Spezial-Handschuhe für medizinische Kompressionsstrümpfe

- Leichtes An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Sehr gute Haftung für perfektes Verteilen und Positionieren des Gestricks

Inhalt: 1 Paar

Breite Handfl.	Größen
bis 6,5 cm	x-small
bis 7,5 cm	small
bis 8,5 cm	medium
bis 9,5 cm	large
bis 10,5 cm	x-large



Breite Handfläche



REF 599 100

BORT AktiVen® Starter-Paket für medizinische Kompressionsstrümpfe

Inhalt:

- BORT AktiVen® Spezial-Handschuhe, 1 Paar
- BORT AktiVen® Wäschenetz, 1 Stück
- BORT AktiVen® Patienteninformation, 1 Stück

Breite Handfläche	Handschuhgröße	Bestell. Nr. Starter-Paket
bis 6,5 cm	x-small	599 101
bis 7,5 cm	small	599 102
bis 8,5 cm	medium	599 103
bis 9,5 cm	large	599 105
bis 10,5 cm	x-large	599 106

Bestellen Sie das Starterpaket immer in Verbindung mit der benötigten Handschuhgröße

Aufbau der AktiVen® Bestellnummern

Die Bestellnummern der BORT AktiVen®-Produkte basieren auf einer klaren Systematik.

Sie setzen sich zusammen aus:

- Der 3-stelligen REF-Nummer (definiert Qualität, Form und Spitze)
- Der 5-stelligen Varianten-Nummer (definiert Kompressionsklasse, Haftband/Leibteil, Farbe, Länge und Größe)

So ergibt sich eine 8-stellige Bestellnummer, die jedes Kompressionsstrumpf-Modell eindeutig definiert.

Hinweis: Bei AD-Strümpfen mit Haftband erweitert sich die 3-stellige REF-Nummer um ein H (Beispiel: 511H).

	REF -Nun	nmer	Varianten-Nummer								
Qualität (Ziffer 1)	Form (Ziffer 2)	Spitze (Ziffer 3)	CCL (Ziffer 4)		Haftband/Leibteil (Ziffer 5)		Farbe (Ziffer 6)		Länge (Ziffer 7)		Größe (Ziffer 8)
5 = 100	1 = AD	1 = offen	1 = CCL 1	100	0 = Trikotrand	AD	B = Beige	VITAL TREND	1 = normal		1
6 = VITAL	2 = AG	2 = geschlossen	2 = CCL 2		1 = Noppenhaftband 5,0 cm	AD/AG VITAL	K = Karamell	VITAL TREND EXTRA	2 = kurz		2
7 = EXTRA	3 = AT				2 = Noppenhaftband weit	EXTRA 100	M = Marine	VITAL	3 = normal/ Fußlänge+*	EXTRA geschl. Sp.	3
8 = TREND					3 = Spitzenhaftband 5,0 cm	AG TREND	A = Anthrazit	TREND	4 = kurz/ Fußlänge+*	EXTRA geschl. Sp.	4
					4 = Spitzenhaftband weit		S = Schwarz				5
					5 = Leibteil Standard	AT	N = Natur	100			6
					6 = Leibteil Plus (AT/U)	TREND 100					7
			7 = Noppenhaftband 2,		7 = Noppenhaftband 2,5 cm	AD					

Beispiel Bestell-Nummer: 512-20 N 27 100, AD, geschlossene Spitze, CCL 2, Trikotrand, Farbe Natur, Länge kurz, Größe 7 *Fußlänge+ = Fußlänge: £Z > 26 cm (Länge normal) / £Z > 24 cm (Länge kurz)

REF-Nummer Varianten-Nummer

Detailinformationen zu den einzelnen BORT AktiVen® Produktlinien können Sie den zugehörigen Kapiteln entnehmen.

Größentabelle Phlebologie

Für die Auswahl der perfekt sitzenden Kompressionsstrümpfe werden zuerst die Umfangmaße der Beine ermittelt. Die Größentabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung der wichtigsten Messpunkte.

				1	2	3	4	5	6	7
			Leibteil Plus	75-105	80-115	95-125	100-130	110-140	115-145	120-155
		сТ	Leibteil Standard	60 - 90	65-95	75-110	80-115	85 - 120	90-125	95-130
			Leibteil Plus	100 - 120	105-125	110-135	115-140	120 - 145	125 - 150	135-160
		сН	Leibteil Standard	85-105	90-110	95-120	100-125	105 - 130	110-135	115-140
			AT-Strumpfhose	42 - 57	45-62	49-67	53-72	56 - 77	60 - 82	63-85
			Haftband weit	49-57	53-62	57-67	62-72	66 - 77	70-82	73-85
		cG	Haftband normal	42-49	45-53	49-57	53-62	56 - 66	60-70	63-73
1			cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57–78
			-	00 07	00 40	05 40	07. 40	00 40	44 54	40. 54
<u>8</u>			cE	30-37	33-40	35-43	37-46	39-48	41-51	43-54
AG/AT (ℓG-Maß) -Maß) →			cD	27 – 33	29-35	32-38	34-40	36-44	38-48	40-50
NT (6C			cC	28-34	30-37	34-40	36-43	38-46	40-48	42-51
AG//	\ <u>.</u>		cB1	23-27	24-29	26-31	29-34	31-37	33-39	35-41
AG/AT AG/AT AD (£D-Maß)	,,,,,,		сВ	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
 			cY	27-31	29-33	30-35	31-37	32-38	33-40	35-43
\downarrow		>	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35

Länge AD (l D-Maß) kurz 34-39 normal 40-46 Länge AG/AT (ℓG-Maß) kurz 61-70 normal 71-81

Hinweis zur Fußlänge: Die geschlossene Fußspitze der Qualitäten VITAL, TREND und 100 kann bei Schuhgröße 36-45 getragen werden.

AktiVen® EXTRA Strümpfe mit geschlossener Spitze sind zusätzlich als "Fußlänge+" erhältlich.

Beinlänge "normal" + Fußlängen ℓ Z > 26 cm (ab Schuhgröße 42) = **normal/Fußlänge+** Beinlänge "kurz" + Fußlängen ℓ Z > 24 cm (ab Schuhgröße 39) = **kurz/Fußlänge+**



Ihr leistungsstarker Partner in der Patientenversorgung





Vertrauen Sie auch bei der Kompressionstherapie auf bewährte BORT Qualität

Sie kennen uns als kompetenten Partner für qualitativ hochwertige orthopädische Hilfsmittel. Bandagen und Orthesen von BORT überzeugen seit über 40 Jahren Patienten und Fachhandel durch ihre therapeutische Wirkung und das erstklassige Preis-Leistungsverhältnis.

Wir erweitern unser Sortiment für Sie:

BORT AktiVen® Medizinische Kompressionsstrümpfe sind ein in Deutschland gefertigtes Markenprodukt. Der Einsatz hochwertigster Garne und modernste Fertigungstechniken sichern die medizinische Wirksamkeit der Kompressionsstrümpfe aus dem BORT AktiVen® Sortiment in bewährter BORT Qualität.