




Gezielte Unterstützung für Ihre Patientinnen



Spezifische Hilfsmittel zur prä- und postnatalen Anwendung

- ⊕ Entlastung im Rücken- und Bauchbereich
- ⊕ Gute therapeutische Wirkung
- ⊕ Angenehmer Tragekomfort

Med
Mitten im
gesunden
Leben



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Gezielte Unterstützungen für Ihre Patientinnen



Pos.Nr. 05.11.03.5007
(Früher: 05.11.03.0048)

Zuzahlungsfrei für Schwangere

Art. Nr. 104 620
BORT Abdominalstütze für Schwangere


- Elastische Bandage zur Unterstützung des Bauches
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Vier Stützstäbe, bei Bedarf entnehmbar
- Höhe dorsal: 24 cm

FARBE

- weiß

INDIKATIONEN

Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft, Adipositas, Mehrlingsschwangerschaft



GRÖSSEN	Umfang Beckenkamm
Größe 0	75 – 90 cm
Größe 1	90 – 105 cm
Größe 2	105 – 120 cm
Größe 3	120 – 135 cm

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich

Pos.Nr. 23.14.03.1037

Zuzahlungsfrei für Schwangere

Art. Nr. 104 580
BORT Rückenbandage für Schwangere


- Elastische Rückenbandage zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung des Bauches
- Individuelle Regulierung der Weite durch flexibel verstellbare Bänder
- Dünne Federstäbe zur Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- Höhe dorsal: 21 cm

FARBE

- weiß

INDIKATIONEN

Zur Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck während der Schwangerschaft, zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich



GRÖSSEN	Umfang Hüfte
Größe 0	75 – 91 cm
Größe 1	91 – 105 cm
Größe 2	105 – 119 cm
Größe 3	119 – 140 cm

Pos.Nr. 23.11.01.0006
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 102 700
BORT Symphysen-Gürtel


- Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
- Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
- Anatomischer Schnitt
- Gepolsterte Innenseite
- Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm

FARBE

- silber

INDIKATIONEN

Symphyseninsuffizienz, Symphysensprengung, Gefügelockerung des ISG/Symphysis pubica, nach Geburt



GRÖSSEN	Umfang Hüfte
small	85 – 95 cm
medium	95 – 105 cm
large	105 – 115 cm
x-large	115 – 125 cm

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich

Pos.Nr. 23.11.01.1003
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 104 750
BORT Stabilo® ISG-Orthese


- Orthese zur Stabilisierung des Iliosakralgelenkes
- Spezielles Funktionsgestrick in Kombination von elastischen und unelastischen Zugrichtungen
- Zweigeteilte ISG-Pelotte zur Förderung der Durchblutung und Beschleunigung des Heilungsprozesses
- Zirkuläre Spannung über zusätzliche Zuggurte einstellbar

FARBE

- silber

INDIKATIONEN

ISG-Arthrose, ISG-Instabilität, ISG-Blockierung, Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion, Gefügestörungen nach Spondylodesen an der LWS



GRÖSSEN	Umfang Beckenkamm
Größe 1	70 – 85 cm
Größe 2	85 – 100 cm
Größe 3	100 – 115 cm
Größe 4	115 – 130 cm
Größe 5	130 – 145 cm

Pos.Nr. 20.39.01.0017
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 190 530
BORT Codyn® Sitzkissen

- Spezielles Ringkissen mit Aussparung im Steißbeinbereich
- **Aufblasbar**, mit Ventil
- Lieferung inkl. Handluftpumpe
- Maße: ca. 45 cm x 45 cm, Innendurchmesser ca. 16 cm

FARBE

- blau

INDIKATIONEN

Coccygodynie, Zustand nach Steißbeinprellung und -fraktur, perianale Entlastung bei Hämorrhoiden, nach Enddarmoperationen, periproktitischer Abszess, Zustand nach Episiotomie

GRÖSSEN
nur eine Größe

BORT GmbH

Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt
Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50
www.bort.com | medical@bort.com



M2010/0-11/18

