

BORT activemed Bandagen



- ⊕ Gute therapeutische Wirkung
- ⊕ Komfortables Anlegen
- ⊕ Angenehmer Tragekomfort

Die medizinische Grundversorgung



Med



Pos.Nr. 05.08.01.1051
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 220 200 BORT activemed Ellenbogenbandage

- Rundgestrickte Ellenbogenbandage
- Nahtlos, aus Mikrofaser
- Ulnare und radiale Silikonpelotten
- Länge: 20 cm
- Vermeidung von Druckirritationen in der Ellenbogenbeuge durch elastische Komfortzone

FARBEN


- haut
- mineralgrau

GRÖSSEN

Umfang Unterarm
(5 cm unter Ellenbogengelenk)

x-small	22 – 24 cm
small	24 – 26 cm
medium	26 – 28 cm
large	28 – 30 cm
x-large	30 – 32 cm

rechts und links gleich



Pos.Nr. 05.07.02.0145
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

Art. Nr. 220 100 BORT activemed Handgelenkbandage

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris
- Nahtfreie Dehnzone im Kommissurbereich, fasst hervorragend den Daumenansatz ein und passt sich optimal den anatomischen Gegebenheiten an

FARBEN

- haut
- mineralgrau

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk

small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben



BORT activemed Bandagen



Art. Nr. 220 800 BORT activemed Rückenbandage

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 22 cm
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Hoher Tragekomfort


FARBEN

- haut
- mineralgrau


GRÖSSEN

Größe	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

Umfang Taille



Pos.Nr. 23.14.03.2079
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10



Art. Nr. 220 400 BORT activemed Kniebandage

- Rundgestrickte Kniebandage zur Weichteilkompression, Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Anatomisch formgestrickt
- Silikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II
- Nahtloses Rundgestrick
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform


FARBEN

- haut
- mineralgrau

GRÖSSEN

Gr.	d-Maß	f-Maß
Gr. 1 (small)	26 – 29 cm	32 – 36 cm
Gr. 2 (medium)	29 – 33 cm	36 – 40 cm
Gr. 2+ (medium plus)	29 – 33 cm	40 – 44 cm
Gr. 3 (large)	33 – 37 cm	40 – 44 cm
Gr. 3+ (large plus)	33 – 37 cm	44 – 48 cm
Gr. 4 (x-large)	37 – 41 cm	44 – 48 cm
Gr. 4+ (x-large plus)	37 – 41 cm	48 – 52 cm
Gr. 5 (xx-large)	41 – 45 cm	52 – 56 cm
Gr. 5+ (xx-large plus)	41 – 45 cm	56 – 60 cm
Gr. 6 (xxx-large)	45 – 49 cm	60 – 64 cm
Gr. 6+ (xxx-large plus)	45 – 49 cm	64 – 68 cm

Pos.Nr. 05.04.01.0115
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10



rechts und links gleich



Art. Nr. 220 600 BORT activemed Knöchelbandage

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressions-Klasse II
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform


FARBEN

- haut
- mineralgrau

GRÖSSEN

Größe	Fesselumfang
small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

Pos.Nr. 05.02.01.0072
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10



rechts und links gleich



Art. Nr. 220 900 BORT activemed Achillessehnenbandage

- Achillessehnenbandage
- Viscoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressions-Klasse II
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform


FARBEN

- haut
- mineralgrau

GRÖSSEN

Größe	Fesselumfang
small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

Pos.Nr. 05.02.01.1xxx
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10



rechts und links gleich

BORT GmbH

Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt
Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50
www.bort.com | medical@bort.com



MZ036/0-11/18

