

BORT select⁺

Die erste Wahl für Anspruchsvolle



select⁺

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Spitzenqualität hat einen Namen: BORT select®

Mobilität ist Lebensqualität. Ob im Alltag oder in der Freizeit. Die hochwertigen BORT select® Bandagen fördern den Therapieerfolg. Kompromisslos hochwertig in Funktion, Ausstattung und Qualität.

Nur erstklassige Hightech-Funktionsfasern, deren sorgfältigste und innovative Verarbeitung sowie ein attraktives Design werden solchen Ansprüchen gerecht. Die Produkte der select® Linie bieten exklusive Mehrwerte in Material und Komfort, von denen Patienten vom ersten Moment an profitieren.

Unsere besten Produkte sind das Beste, was man für sich und seine Gesundheit tun kann. Ausgesucht und einzigartig: eben select®.




BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Innovativ in perfekter Verbindung

SOFTflex Plus-Funktionsgestrick mit kühlender **BREEZE** Komfort-Faser

select® SOFTflex Plus-Funktionsgestrick
in Wohlgefühlqualität: weicher als je zuvor

Das von BORT weiterentwickelte SOFTflex Plus-Funktionsgestrick verbindet eine besonders weiche, der Haut zugewandte Oberflächenstruktur mit optimaler Stabilisierungsfunktion.




SOFTflex Plus-Funktionsgestrick

BREEZE

Die kühlende Komfort-Faser

Im perfekten Zusammenspiel von modernster Stricktechnologie und innovativer Hightech-Funktionsfaser kühlt BREEZE durch Wärmeaustausch die Haut und sorgt für spürbar mehr Wohlgefühlqualität.



select® Produkte mit SOFTflex Plus-Funktionsgestrick und kühlender **BREEZE** Komfort-Faser:

REF 122 700 BORT **select**® EpiPlus® Ellenbogenbandage

REF 114 420 BORT **select**® StabiloGen® Kniebandage

REF 054 700 BORT **select**® TaloStabil® Sprunggelenkbandage

REF 054 100 BORT **select**® TaloStabil® Plus Sprunggelenkbandage

REF 053 100 BORT **select**® AchilloStabil® Plus Achillessehnenbandage

REF 114 390 BORT **select**® GenuZip® Kniebandage

BORT select® StabiloGen® Kniebandage

Ganz weich im Griff – in Wohlgefühlqualität



EXTRA WEICHER ABSCHLUSSRAND

Formstabil, langlebig und dennoch extra-weich.

INGESTRICKTE SILIKON-HAFTZONE

Eingestrickte Haftzone im Oberschenkelbereich verbessert den Sitz und vermeidet ein Rutschen der Bandage.

NEUE FUNKTIONSPELOTTE

Neue, anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung der Patella.

KNIEKEHLENPOLSTER

Passt sich hochelastisch jeder Bewegung an und sorgt für bestmöglichen Tragekomfort in der Kniekehle.

SPIRALFEDERSTAB

Doppelt gut: für die seitliche Stabilisierung und den rutschfreien Sitz beim Beugen und Strecken.

PLUS-GRÖSSEN-SYSTEM

Sehr gute Passform durch erweitertes Größenraster für große Größen.

**BORT select® StabiloGen®**

REF 114 420



Pos.Nr. 05.04.01.0001

BREEZE

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte, zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskoelastischen Pelotte für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- **Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort**
- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressions-Klasse II

FARBEN:  beige  silber  schwarz

DAS select®-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- **Anatamisch und funktionell optimierte Pelottenform** zur sicheren Führung der Patella
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

d-Maß	f-Maß	GRÖSSEN
26 - 29 cm	32 - 36 cm	Größe 1
29 - 33 cm	36 - 40 cm	Größe 2
29 - 33 cm	40 - 44 cm	Größe 2+
33 - 37 cm	40 - 44 cm	Größe 3
33 - 37 cm	44 - 48 cm	Größe 3+
37 - 41 cm	44 - 48 cm	Größe 4
37 - 41 cm	48 - 52 cm	Größe 4+
41 - 45 cm	52 - 56 cm	Größe 5
41 - 45 cm	56 - 60 cm	Größe 5+
45 - 49 cm	60 - 64 cm	Größe 6
45 - 49 cm	64 - 68 cm	Größe 6+

rechts und links gleich
Maßanfertigung möglich.

MESSPUNKTE

d = 15 cm unterhalb, f = 15 cm
oberhalb von Patella gemessen

INDIKATIONEN


Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

BORT select® EpiPlus®

Entlastung und Unterstützung für das Ellenbogengelenk



Steckbrief



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge
- Längselastische Dehnungszone im Ellenbogenbereich sorgt für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 20 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS select®-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter, extra-weicher Abschlussrand
- Sehr guter Tragekomfort, ergonomisch und rutschfrei

Umfang Unterarm

(5 cm unter Ellenbogengelenk)

GRÖSSEN

20 - 22 cm	xx-small
22 - 24 cm	x-small
24 - 26 cm	small
26 - 28 cm	medium
28 - 30 cm	large
30 - 32 cm	x-large
32 - 34 cm	xx-large

rechts und links gleich

Maßanfertigung möglich.

MESSPUNKT

Umfang Unterarm

5 cm unter Ellenbogengelenk



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch), Tendomyopathie

BORT select® ManuZip® volar

Stabilisiert und komprimiert das Handgelenk

Steckbrief

BORT select® ManuZip® volar

REF 112 220



Pos.Nr. 05.07.02.0004

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, anatomisch vorgeformt
- Stabilo®-Band, frei positionierbar
- Viscoelastische Silikonpelotte zur intermittierenden Massage
- Anatomisch formgestrickt

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS select®-PLUS

- Reißverschluss im Handrückenbereich, dadurch sehr komfortables An- und Ablegen
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Integrierte Schlupfhilfe

Umfang Handgelenk	GRÖSSEN
13 - 15 cm	small
15 - 17 cm	medium
17 - 19 cm	large
19 - 21 cm	x-large

rechts oder links angeben

MESSPUNKT

H = Handgelenkumfang
proximal von Styloideus



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

BORT select® Rückenbandage mit Pelotte

Zur Stabilisierung der LWS

Steckbrief

BORT select® Rückenbandage mit Pelotte

REF 104 650 für Herren

REF 104 640 für Damen



104 650: Pos.Nr. 23.14.03.2086

104 640: Pos.Nr. 23.14.03.2085

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Lady-Variante mit tailliertem Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm
- Lady Variante:
Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS select®-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

Umfang Taille	GRÖSSEN
60 - 70 cm	Größe 0 (REF 104 640)
70 - 80 cm	Größe 1
80 - 90 cm	Größe 2
90 - 100 cm	Größe 3
100 - 110 cm	Größe 4
110 - 120 cm	Größe 5
120 - 130 cm	Größe 6
130 - 140 cm	Größe 7 (REF 104 650)

MESSPUNKT

Umfang Taille



INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

BORT select® Stabilo® Rückenbandage mit Pelotte

Kreuzzügelsystem erleichtert Stabilisierung und Entlastung

Steckbrief

BORT select® Stabilo® Rückenbandage mit Pelotte

REF 104 710 für Herren

REF 104 740 für Damen



Pos.Nr. 23.14.03.3051

PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Lady-Variante mit tailliertem Schnitt: speziell für Damen
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS select®-PLUS

- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

Umfang Taille	GRÖSSEN
60 - 70 cm	Größe 0 (REF 104 740)
70 - 80 cm	Größe 1
80 - 90 cm	Größe 2
90 - 100 cm	Größe 3
100 - 110 cm	Größe 4
110 - 120 cm	Größe 5
120 - 130 cm	Größe 6
130 - 140 cm	Größe 7 (REF 104 710)

MESSPUNKT

Umfang Taille



INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

BORT select® LWS-Orthese zur Mobilisierung

Mit abnehmbarer Zügelung

Steckbrief

BORT select® LWS-Orthese zur Mobilisierung


REF 104 700



Pos.Nr. 23.14.02.0019

PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur funktionellen Mobilisierung der LWS
- Zwei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Dosierbarer Stütz- und Entlastungseffekt durch unelastische Zuggurtung
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE:  silber

DAS select®-PLUS

- **Abnehmbare Zügelung** zur Anpassung an den Therapieverlauf
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

Umfang Taille	GRÖSSEN
70 - 80 cm	Größe 1
80 - 90 cm	Größe 2
90 - 100 cm	Größe 3
100 - 110 cm	Größe 4
110 - 120 cm	Größe 5
120 - 130 cm	Größe 6
130 - 140 cm	Größe 7

MESSPUNKT

Umfang Taille



INDIKATIONEN

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgie, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf) Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps

BORT select® GenuZip®

Seitlicher Reißverschluss für leichtes An- und Ausziehen

Steckbrief

BORT select® GenuZip®

REF 114 390



select®

Pos.Nr. 05.04.01.0080

BREEZE

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit seitlichem Reißverschluss**
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskoelastischen Pelotte sorgt für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- **Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort**
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung

FARBE:  silber

DAS select®-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen durch seitlichen Reißverschluss
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

d-Maß	f-Maß	GRÖSSEN
26 - 29 cm	32 - 36 cm	Größe 1
29 - 33 cm	36 - 40 cm	Größe 2
29 - 33 cm	40 - 44 cm	Größe 2+
33 - 37 cm	40 - 44 cm	Größe 3
33 - 37 cm	44 - 48 cm	Größe 3+
37 - 41 cm	44 - 48 cm	Größe 4
37 - 41 cm	48 - 52 cm	Größe 4+
41 - 45 cm	52 - 56 cm	Größe 5
41 - 45 cm	56 - 60 cm	Größe 5+
45 - 49 cm	60 - 64 cm	Größe 6
45 - 49 cm	64 - 68 cm	Größe 6+

rechts oder links angeben
Maßanfertigung möglich.

MESSPUNKTE

d = 15 cm unterhalb, f = 15 cm oberhalb von Patella gemessen



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

BORT select® TaloStabil®

Stabilisierung und Entlastung des Sprunggelenks

Steckbrief

BORT select® TaloStabil®

REF 054 700



Pos.Nr. 05.02.01.0008

BREEZE

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN:  beige  silber  schwarz

DAS select®-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

Fesselumfang	GRÖSSEN
bis 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large
27 - 29 cm	xx-large

rechts oder links angeben

Maßanfertigung möglich.

MESSPUNKT

b = Fesselumfang
entspr. b-Maß
Kompr.Strümpfe



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

BORT select® TaloStabil® Plus

Achterzügelung sichert das Sprunggelenk

Steckbrief

BORT select® TaloStabil® Plus

REF 054 100



select®

Pos.Nr. 05.02.01.2005

BREEZE

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS select®-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

Fesselumfang	GRÖSSEN
bis 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large
27 - 29 cm	xx-large

rechts oder links angeben

Maßanfertigung möglich.

MESSPUNKT

b = Fesselumfang
entspr. b-Maß
Kompr.Strümpfe



INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

BORT select® AchilloStabil® Plus

Kompression und Massage der Achillessehne

Steckbrief

BORT select® AchilloStabil® Plus

REF 053 100





Pos.Nr. 05.02.01.1016

BREEZE

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige **Aktiv-Achillessehnenbandage** zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im Fußrückenbereich
- Großflächige, strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage von Achillessehne und Muskelsehnenübergang zur Wadenmuskulatur

FARBEN:  silber  schwarz

DAS select®-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch halboffene Bauweise
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über drei Klettverschlüsse
- Fersenkeil zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase

Fesselumfang	GRÖSSEN
bis 21 cm	small
21 - 23 cm	medium
23 - 25 cm	large
25 - 27 cm	x-large
27 - 29 cm	xx-large

rechts und links gleich

MESSPUNKT

b = Fesselumfang
entspr. b-Maß
Kompr.Strümpfe




INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

Unsere Besten heißen select®

BORT select® EpiPlus®
REF 122 700



Pos.Nr. 05.08.01.1048
BREEZE

BORT select® ManuZip® volar
REF 112 220



Pos.Nr. 05.07.02.0004
BREEZE

BORT select® Rückenbandage mit Pelotte
REF 104 650



REF 104 640

104 650: Pos.Nr. 23.14.03.2086
104 640: Pos.Nr. 23.14.03.2085

BORT select® Stabilo® Rückenbandage mit Pelotte
REF 104 710



REF 104 740

Pos.Nr. 23.14.03.3051

BORT select® LWS-Orthese zur Mobilisierung
REF 104 700




Pos.Nr. 23.14.02.0019

BORT select® StabiloGen®
REF 114 420




Pos.Nr. 05.04.01.0001
BREEZE

BORT select® GenuZip®
REF 114 390



Pos.Nr. 05.04.01.0080
BREEZE

BORT select® TaloStabil®
REF 054 700



Pos.Nr. 05.02.01.0008
BREEZE

BORT select® TaloStabil® Plus
REF 054 100



Pos.Nr. 05.02.01.2005
BREEZE

BORT select® AchilloStabil® Plus
REF 053 100



Pos.Nr. 05.02.01.1016
BREEZE

Das select® Plus von BORT

- ⊕ select® SOFTflex Plus-Funktionsgestrick in Wohlfühlqualität mit kühlender **BREEZE** Komfort-Faser Nur bei den gekennzeichneten Produkten
- ⊕ Modernste Stricktechnologie für höchsten Tragekomfort und perfekten Sitz
- ⊕ Attraktives Produktdesign, hochwertig verpackt

select®

Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Versorgung
mit BORT Bandagen und Orthesen (Ihr Händlereindruck)

M2078|2023-09|005 DE | Rev.01

