

BORT StabiloGen® Eco

Umfassende Standardversorgung im Kniebereich



Med
Mitten im
gesunden
Leben

NEU:

Doppel-Plus-Größen

Extraweiter Umfang für ein noch
breiteres Versorgungsspektrum



BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®



INDIVIDUALITÄT DER PASSFORM

Das gleichmäßige Dehnungsverhalten des Kompressionsgestricks passt sich der Körperform an.

FUNKTIONELLE WIRKUNG

Die kompressive massierende Wirkung des Gestricks setzt permanent propriozeptiv neuromuskuläre Reize. Das heißt, Muskeln werden aktiviert, das Kniegelenk kann stabilisiert und Schmerzen können gelindert werden (Gate-Control).

VISKOELASTISCHE PELOTTE

Zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks.

HOHE FORMSTABILITÄT

Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab für konstanten Sitz der Bandage am Bein.

BORT StabiloGen® **Eco** - Die Bandage für Ihre Standardversorgung

Vielseitig in Funktion und Produktvarianten

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone** in der Kniekehle
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Angenehmer Tragekomfort
- Silikonhafrand ab Größe 5
- Länge der Bandage in Größe 3, 32 cm

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

KOMFORTZONE KNIEKEHLE

Atmungsaktive Funktions-Komfortzone.



SOFTflex-Gestrick: MODERNE STRICK-TECHNOLOGIE MIT WOHLFÜHLEFFEKT

Samtig weiche Oberflächenstruktur – mit hohem Tragekomfort auf der Haut zu tragen.



Weiter gedacht: BORT Plus- und Doppel-Plus-Größen für die Versorgung von außergewöhnlichen Bein-Proportionen

Vertrauen Sie dem Original: BORT entwickelte 2006 als Erster ein Plus-Größen-System für Kniebandagen und ist bis heute einer der führenden Anbieter in diesem Bereich.

- ⊕ 6 Plus-Größen und 2 Doppel-Plus-Größen als Zwischengrößen im f-Maß für stärkere Oberschenkelumfänge
- ⊕ Bessere Passform, bessere Funktion, höherer Tragekomfort



NEU:

Doppel-Plus-Größen

Extraweiter Umfang
für ein noch breiteres
Versorgungsspektrum

Die variantenreiche Lösung im Serienbereich

BORT StabiloGen® Eco

REF 114 520



PRODUKTMERKMALE

- Der Klassiker im Standard-Format für die allermeisten bzw. geraden Beinformen
- In Plus-Größen erhältlich
- Länge der Bandage in Größe 3: 32 cm

BORT StabiloGen® Eco

mit Haftband kurz

REF 114 520 HK



Zusätzliches Silikonhaftband in allen Größen,
Höhe 5 cm

PRODUKTMERKMALE

- Großflächige Fassung des Oberschenkels bei kurzen Oberschenkelängen
- In Plus- und Doppel-Plus-Größen erhältlich
- Zusätzliches Silikonhaftband, Höhe 5 cm, in allen Größen
- Länge der Bandage in Größe 3: 32 cm

BORT StabiloGen® Eco

mit Haftband

REF 114 520 H



PRODUKTMERKMALE

- Großflächige Fassung des Oberschenkels
- In Plus- und Doppel-Plus-Größen erhältlich
- Zusätzliches Silikonhaftband, Höhe 5 cm, in allen Größen
- Länge der Bandage in Größe 3: 37 cm

Produktvarianten und Größenübersicht



BORT StabiloGen® Eco

REF 114 520

Plus-Größen: 2+, 3+, 4+, 5+, 6+

Pos.Nr. 05.04.01.0098

FARBEN:

■ beige ■ silber ■ schwarz

GRÖSSEN KNIE

| | d-Maß | f-Maß |
|--------------------|------------|------------|
| *Kinder (nur blau) | 23 – 26 cm | 28 – 32 cm |
| Größe 1 | 26 – 29 cm | 32 – 36 cm |
| Größe 2 | 29 – 33 cm | 36 – 40 cm |
| Größe 2+ | 29 – 33 cm | 40 – 44 cm |
| Größe 3 | 33 – 37 cm | 40 – 44 cm |
| Größe 3+ | 33 – 37 cm | 44 – 48 cm |
| Größe 4 | 37 – 41 cm | 44 – 48 cm |
| Größe 4+ | 37 – 41 cm | 48 – 52 cm |
| Größe 5 | 41 – 45 cm | 52 – 56 cm |
| Größe 5+ | 41 – 45 cm | 56 – 60 cm |
| Größe 5++ | 41 – 45 cm | 60 – 64 cm |
| Größe 6 | 45 – 49 cm | 60 – 64 cm |
| Größe 6+ | 45 – 49 cm | 64 – 68 cm |
| Größe 6++ | 45 – 49 cm | 68 – 72 cm |
| Größe 7 | 49 – 53 cm | 68 – 72 cm |
| Größe 7+ | 49 – 53 cm | 72 – 76 cm |

rechts und links gleich * Kindergröße nur für REF 114 520



Messpunkt:
d = 15 cm unterhalb
f = 15 cm oberhalb
von Patella gemessen.



BORT StabiloGen® Eco mit Haftband

REF 114 520 H

Doppel-Plus-Größen: 5++ 6++

Plus-Größen: 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+

Pos.Nr. 05.04.01.0098

FARBE: ■ silber



BORT StabiloGen® Eco mit Haftband kurz

REF 114 520 HK

Doppel-Plus-Größen: 5++ 6++

Plus-Größen: 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+

Pos.Nr. 05.04.01.0098

FARBE: ■ silber



BORT StabiloGen® Eco

REF 114 520

Plus-Größen: 2+, 3+, 4+, 5+, 6+

Pos.Nr. 05.04.01.0098

FARBE: ■ jeans



BORT StabiloGen® Eco

REF 114 520 KIDS

Pos.Nr. 05.04.01.0098

FARBE: ■ blau

BORT Übungsvideos für Rücken und Knie

10 ausgewählte Übungen für Einsteiger und Fortgeschrittene zur Verbesserung der Beweglichkeit und zur Verbesserung der muskulären Stabilität.



Los geht's unter:
uebungen.bort.com



MZ0882022-10|004 DE | Rev.01

