

BORT MalleoXpress Sprunggelenk-Orthesen



Modulare Sprunggelenk-Soft-Orthesen
mit variabler Anpassung an den Therapieverlauf

- ⊕ Sichere Stabilisierung des Sprunggelenks
- ⊕ Einfache und sichere Handhabung
- ⊕ Dem Therapieverlauf anpassbar



BORT MalleoXpress Active

Art. Nr. 100 580

Pos.Nr. 23.02.02.1xxx

NEU

BORT MalleoXpress

Art. Nr. 100 560

Pos.Nr. 23.02.04.0006

BILATERALE ORTHESENSCHALEN

Abrüstbar in der Abschlusphase

BOA-VERSCHLUSS

Stabilisierung des Sprunggelenks durch
stufenlose Einstellung

ZÜGELFÜHRUNG

Reduziert den Talusvorschub

EINFACHE HANDHABUNG

Komplett zu öffnende Orthese

MIT SOHLENMODUL

Zusätzlich für die Stabilisierung in der
Akutphase, abrüstbar in der Genesungsphase

Med

BORT MalleoXpress Active, BORT MalleoXpress

Modulare Orthesensysteme zur phasenweisen Therapie des Sprunggelenks.

Mit den Sprunggelenk-Orthesen BORT MalleoXpress Active und BORT MalleoXpress stehen alternative modulare Versorgungsmöglichkeiten mit Anpassungsmöglichkeiten an den Therapieverlauf zur Verfügung.

Die besonderen Produktmerkmale



Sehr einfache Anlage: Komplett zu öffnende Orthese



Abrüstbare bilaterale Schalenmodule (innen-seitig mit weichem Memoryschaum abgepolstert)



Sohlenmodul: Zusätzliche Stabilisierung in der Akutphase, abrüstbar je nach Therapieverlauf

Nur Art. Nr. 100 560

Zwei BORT Sprunggelenk-Orthesen für unterschiedliche Therapieanforderungen

Je nach Schweregrad der vorliegenden Verletzung kann ein höherer oder geringerer Stabilisierungsgrad für das Sprunggelenk therapeutisch erforderlich sein.

Mittlerer Stabilisierungsgrad
(Distorsion Grad I – II)



Hoher Stabilisierungsgrad
(Distorsion Grad II – III)

Steckbrief

BORT MalleoXpress Active NEU
Art. Nr. 100 580

Pos.Nr. 23.02.02.1xxx
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

- PRODUKTMERKMALE**
- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks
 - Reduzierung des Talusvorschubs durch intelligente Zügführung
 - Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum
- FARBE: ■ schwarz
- DAS MED-PLUS**
- **Komplett zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen**
 - Einfache und sichere Handhabung
 - Stufenlose Stabilisierung durch Boa-Verschluss-System
 - Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen (Grad I-II) und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Arthritis, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

BORT MalleoXpress
Art. Nr. 100 560

Pos.Nr. 23.02.04.0006
Gesetzliche Zuzahlung € 5 - 10

- PRODUKTMERKMALE**
- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung und phasenweisen Mobilisierung des Sprunggelenks
 - **Modularer Aufbau, im Therapieverlauf abrüstbar:**
 - Sohlenmodul, zusätzliche Stabilisierung in der Akutphase
 - Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum
 - Reduzierung des Talusvorschubs durch intelligente Zügführung
- FARBE: ■ schwarz/bordeaux
- DAS MED-PLUS**
- Dem Therapieverlauf anpassbar
 - **Komplett zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen**
 - Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
 - Einfache Handhabung und stufenlose Stabilisierung durch Boa-Verschluss-System

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen (Grad II-III) und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, postoperative Protektion nach Bandaht/-rekonstruktion, chronische Instabilitäten des OSG und USG, akute und chronische Kapselbandinstabilitäten

Fesselumfang	GRÖSSEN
19 – 21 cm	small
21 – 23 cm	medium
23 – 25 cm	large
25 – 27 cm	x-large

rechts oder links angeben

