

BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal



Lumbalorthese mit integriertem Beckenkorb aus Kunststoff

BORT Stabilo®
Rückenorthese lumbal
REF 180 100
Pos.Nr. 23.14.02.2004

NEUES
DESIGN

Med
Mitten im
gesunden
Leben

ZÜGELSYSTEM


- Dosierte Einstellung der Stabilisierung durch Boa-Technologie

INTEGRIERTER BECKENKORB

- Integrierter Beckenkorb aus Kunststoff zur Sicherung der Segmente LWK 1 – LWK 5

MODULARE KONSTRUKTION

- Integrierte Lumbalbandage, Beckenkorb dem Therapieverlauf nach abrüstbar



Steckbrief

BORT Stabilo®
Rückenorthese lumbal
REF 180 100



Pos.Nr. 23.14.02.2004

PRODUKTMERKMALE

- Lumbalorthese mit integriertem Beckenkorb aus Kunststoff zur Sicherung der Segmente LWK 1 – LWK 5
- Dosierte Einstellung der Stabilisierung durch Boa-Technologie (Zügelsystem)
- Integrierte Lumbalbandage mit abdominaler Verschlussplatte

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Effektive Einschränkung der Rotation der LWS
- Modulare Konstruktion: dem Therapieverlauf nach abrüstbar
- Einfache Anpassung: Einstellung der Lendenlordose durch Kaltverformung möglich

INDIKATIONEN

Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation, OP-Kontraindikation, bei OP-Ablehnung, schwerstes radikuläres und pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien, schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose, Z. n. WS-OP, z. B. Fusion dorso-ventral/dorso-lateral, Spinalkanaldekompensation (einetagig mit Deformität und mehretagig), BS-OP mit großem Prolaps/lumbaler Instabilität, Spinalkanalstenosen mit Paresen, Wirbelfrakturen posttraumatisch mit erheblichem Wirbelkörperschaden

MESSPUNKT



GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

BORT Stabilo® FA Rückenorthese



Lumbal-Orthese zur Teilentlastung der LWS
und der Facettengelenke

**BORT Stabilo®
FA Rückenorthese**

REF 180 500

Pos.Nr. 23.14.04.0037

NEU

Med
Mitten im
gesunden
Leben

ELASTISCHES Gurtsystem


– Zur Teilentlastung der LWS und der Facettengelenke

ERGONOMISCHE HANDSCHLAUFEN

– Kraftsparendes und komfortables Anlegen

REGULIERBARE WEITE

– Mittels ergonomischer Verschlussplatten lässt sich die Weite individuell regulieren



Lumbale Entlastung der
Lendenwirbelsäule
durch 3-Punkt-Prinzip



Steckbrief

**BORT Stabilo®
FA Rückenorthese**

REF 180 500



Pos.Nr. 23.14.04.0037

PRODUKTMERKMALE


- Lumbal-Orthese zur Teilentlastung der LWS und der **Facettengelenke**
- Zwei seitliche Verstärkungsstäbe
- Höhe ventral 15,5 cm, dorsal 30 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Elastisches Gurtsystem zur Entlordosierung der LWS
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Regulierbare Weite mittels ergonomischer Verschlussplatten

MESSPUNKT



GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

INDIKATIONEN

Facettengelenkarthrose, Bandscheibenprotusionen/Prolaps, schwere Lumbalgie, Lumboischialgien, Lumbago, Lumbago mit ISG-Beteiligung, chronische Schmerzen im lumbosakralen Bereich, Spondylolisthese, muskuläre Dysbalance, Segmentinstabilität, lumbale Spinalkanalstenosen

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT GmbH Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50 | www.bort.com | medical@bort.com

1422071204561001 DE

