

BORT OA-Knieorthesen

Modellauswahl



Verordnung Knieorthese: 23.04.04.1xxx

BORT Generation Soft OA-Knieorthese
REF 215 440

Bestimmen Sie die Größe (Größe 1–5) anhand des Oberschenkelmaßes (f-Maß) und des Unterschenkelmaßes (d-Maß)

Pos.Nr. 23.04.04.1024



BORT OA-Xpress
REF 101 600

Nur eine Größe

Pos.Nr. 23.04.04.1018



Um welches Bein handelt es sich?

Linkes Bein

Rechtes Bein

Welche Fehlstellung soll korrigiert werden?

Welche Fehlstellung soll korrigiert werden?

X-Bein (Genu Valgum)

Entlastung bei Schmerz außen, durch Druck von innen

O-Bein (Genu Varum)


Entlastung bei Schmerz innen, durch Druck von außen

X-Bein (Genu Valgum)


Entlastung bei Schmerz außen, durch Druck von innen

O-Bein (Genu Varum)

Entlastung bei Schmerz innen, durch Druck von außen




Modell A



Modell B



Modell B



Modell A

Glossar

lateral = nach außen/ Außenseite	medial = nach innen/ Innenseite	Varisierung = Korrektur X-förmigen Gelenkfehlstellungen	Valgisierung = Korrektur O-förmigen Gelenkfehlstellungen
---	--	--	---