

BORT AktiVen®

Medizinische Kompressionsstrümpfe



Größentabelle

VITAL	TREND	100	Größe	1	2	3	4	5	6	7
			cT	60–90	65–95	75–110	80–115	85–120	90–125	95–130
			cH	85–105	90–110	95–120	100–125	105–130	110–135	115–140
			AT-Strumpfhose	42–57	45–62	49–67	53–72	56–77	60–82	63–85
			Haftband weit	49–57	53–62	57–67	62–72	66–77	70–82	73–85
			cG Haftband normal	42–49	45–53	49–57	53–62	56–66	60–70	63–73
			cF	39–52	41–56	44–60	47–65	50–69	53–73	57–78
			cE	30–37	33–40	35–43	37–46	39–48	41–51	43–54
			cD	27–33	29–35	32–38	34–40	36–44	38–48	40–50
			cC	28–34	30–37	34–40	36–43	38–46	40–48	42–51
			cB ¹	23–27	24–29	26–31	29–34	31–37	33–39	35–41
			cB	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30	30–32
			cY	27–31	29–33	30–35	31–37	32–38	33–40	35–43
			cA	17–22	19–24	21–26	23–29	25–32	27–34	28–35

Länge AD (ℓD-Maß)	kurz 34–39	normal 40–46
Länge AG/AT (ℓG-Maß)	kurz 61–70	normal 71–81

Aufbau der AktiVen® Bestellnummer



Die Bestellnummern der BORT AktiVen®-Produkte basieren auf einer klaren Systematik.

Sie setzen sich zusammen aus:

- Der 3-stelligen Artikel-Nummer (definiert Qualität, Form und Spitze)
- Der 5-stelligen Varianten-Nummer (definiert Kompressionsklasse, Haftband/Leibteil, Farbe, Länge und Größe)

So ergibt sich eine 8-stellige Bestellnummer, die jedes Kompressionsstrumpf-Modell eindeutig definiert.

Artikel-Nummer			Varianten-Nummer						
Qualität (Ziffer 1)	Form (Ziffer 2)	Spitze (Ziffer 3)	CCL* (Ziffer 4)	Haftband/Leibteil (Ziffer 5)		Farbe (Ziffer 6)		Länge (Ziffer 7)	Größe (Ziffer 8)
5 = 100	1 = AD	1 = offen	2 = CCL2	0 = Trikotrand	AD	B = Beige	VITAL, TREND	1 = normal	1
6 = VITAL	2 = AG	2 = geschlossen		1 = Noppenhaftband	AG VITAL 100	K = Karamell		2 = kurz	2
8 = TREND	3 = AT			2 = Noppenhaftband weit		M = Marine			3
				3 = Spitzenhaftband	AG TREND	A = Anthrazit			4
				4 = Spitzenhaftband weit		S = Schwarz		VITAL, TREND 100	5
				5 = Leibteil Standard	AT	N = Natur		100	6
									7

Beispiel Bestell-Nummer: 512-20 N 27 100, AD, geschlossene Spitze, CCL 2, Trikotrand, Farbe Natur, Länge kurz, Größe 7

*CCL = Kompressionsklasse

5	1	2-	2	0	N	2	7
Art.-Nr.			Varianten-Nummer				

