

# BORT AktiVen®

Medizinische Kompressionsstrümpfe



## Größentabelle Phlebologie

		1	2	3	4	5	6	7	
	cT	Leibteil Plus	75–105	80–115	95–125	100–130	110–140	115–145	120–155
		Leibteil Standard	60–90	65–95	75–110	80–115	85–120	90–125	95–130
	cH	Leibteil Plus	100–120	105–125	110–135	115–140	120–145	125–150	135–160
		Leibteil Standard	85–105	90–110	95–120	100–125	105–130	110–135	115–140
	cG	AT-Strumpfhose	42–57	45–62	49–67	53–72	56–77	60–82	63–85
		Haftband weit	49–57	53–62	57–67	62–72	66–77	70–82	73–85
		Haftband normal	42–49	45–53	49–57	53–62	56–66	60–70	63–73
	cF		39–52	41–56	44–60	47–65	50–69	53–73	57–78
	cE		30–37	33–40	35–43	37–46	39–48	41–51	43–54
	cD		27–33	29–35	32–38	34–40	36–44	38–48	40–50
	cC		28–34	30–37	34–40	36–43	38–46	40–48	42–51
	cB1		23–27	24–29	26–31	29–34	31–37	33–39	35–41
	<b>cB</b>		<b>18–20</b>	<b>20–22</b>	<b>22–24</b>	<b>24–26</b>	<b>26–28</b>	<b>28–30</b>	<b>30–32</b>
	cY		27–31	29–33	30–35	31–37	32–38	33–40	35–43
cA		17–22	19–24	21–26	23–29	25–32	27–34	28–35	

<b>Länge AD (D-Maß)</b>	kurz 34–39	normal 40–46
<b>Länge AG/AT (G-Maß)</b>	kurz 61–70	normal 71–81

**Hinweis zur Fußlänge:** Die geschlossene Fußspitze der Qualitäten VITAL, TREND und 100 kann bei Schuhgröße 36–45 getragen werden.

AktiVen® EXTRA Strümpfe mit geschlossener Spitze sind zusätzlich als „Fußlänge+“ erhältlich.

Wir empfehlen: Beinlänge „normal“ + Fußlängen  $\ell Z > 26$  cm (ab Schuhgröße 42) = **normal/Fußlänge+**  
 Beinlänge „kurz“ + Fußlängen  $\ell Z > 24$  cm (ab Schuhgröße 39) = **kurz/Fußlänge+**

# Aufbau der AktiVen® Bestellnummern



Die Bestellnummern der BORT AktiVen®-Produkte basieren auf einer klaren Systematik.

## Sie setzen sich zusammen aus:

- Der 3-stelligen **REF**-Nummer (definiert Qualität, Form und Spitze)
- Der 5-stelligen Varianten-Nummer (definiert Kompressionsklasse, Haftband/Leibteil, Farbe, Länge und Größe)

So ergibt sich eine 8-stellige Bestellnummer, die jedes Kompressionsstrumpf-Modell eindeutig definiert.

**Hinweis: Bei AD-Strümpfen mit Haftband erweitert sich die 3-stellige REF-Nummer um ein H (Beispiel: 511H).**

REF-Nummer			Varianten-Nummer								
Qualität (Ziffer 1)	Form (Ziffer 2)	Spitze (Ziffer 3)	CCL (Ziffer 4)		Haftband/Leibteil (Ziffer 5)		Farbe (Ziffer 6)		Länge (Ziffer 7)		Größe (Ziffer 8)
5 = 100	1 = AD	1 = offen	1 = CCL 1	100	0 = Trikotrand	AD	B = Beige	VITAL TREND	1 = normal		1
6 = VITAL	2 = AG	2 = geschlossen	2 = CCL 2		1 = Noppenhaftband 5,0 cm	AD/AG VITAL EXTRA 100	K = Karamell	VITAL TREND EXTRA	2 = kurz		2
7 = EXTRA	3 = AT				2 = Noppenhaftband weit		M = Marine	VITAL TREND	3 = normal/ Fußlänge+*	EXTRA geschl. Sp.	3
8 = TREND					3 = Spitzenhaftband 5,0 cm	AG TREND	A = Anthrazit		4 = kurz/ Fußlänge+*	EXTRA geschl. Sp.	4
					4 = Spitzenhaftband weit		S = Schwarz				5
					5 = Leibteil Standard	AT	N = Natur	100			6
					6 = Leibteil Plus (AT/U)	TREND 100					7
					7 = Noppenhaftband 2,5 cm	AD					

**Beispiel Bestell-Nummer: 512-20 N 27** 100, AD, geschlossene Spitze, CCL 2, Trikotrand, Farbe Natur, Länge kurz, Größe 7

\*Fußlänge+ = Fußlänge:  $tZ > 26$  cm (Länge normal) /  $tZ > 24$  cm (Länge kurz)

5	1	2-	2	0	N	2	7
REF-Nummer			Varianten-Nummer				

