

<b>1 Erteilende Zollbehörde</b> Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung Dienstsitz Berlin Grellstraße 18, 24 10409 Berlin	<b>2 Unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatzsteuerzwecke</b>  ZT 0270 B - 61458/2013/1 - TB36			
<b>3 Antragsteller (Name und Anschrift)</b>  DE2378221 / 0000 Bort GmbH Ziegeleistr. 39-43 71384 Weinstadt	<b>4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift)</b> DE2378221 / 0000 Bort GmbH Ziegeleistr. 39-43 71384 Weinstadt <span style="color: blue; font-size: 2em; margin-left: 20px;">053200</span>			
<b>Wichtige Hinweise</b>  Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind <b>unverbindlich</b> . Es kann aus dieser Auskunft <b>kein</b> Rechtsanspruch auf entsprechende Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.	<b>5 Datum der Erteilung</b> 2014/01/29  <b>6 Datum und Nummer des Antrags</b> 2013/11/18 ohne			
	<table border="1"> <tr> <td><b>7 Einreihung in die Zollnomenklatur</b></td> <td><b>9021 1010 00 1</b></td> </tr> <tr> <td><b>Umsatzsteuersatz:</b></td> <td><b>7%</b></td> </tr> </table>	<b>7 Einreihung in die Zollnomenklatur</b>	<b>9021 1010 00 1</b>	<b>Umsatzsteuersatz:</b>
<b>7 Einreihung in die Zollnomenklatur</b>	<b>9021 1010 00 1</b>			
<b>Umsatzsteuersatz:</b>	<b>7%</b>			

**8 Warenbeschreibung**

Sprunggelenkbandage, sog. BORT Helix-S Spiraldynamik USG-Bandage, Art.-Nr. 053 200, in fünf verschiedenen Größen, im Wesentlichen bestehend aus einer strumpfähnlichen, elastischen Spinnstoffvorrichtung aus 65 % Polyamid, 28 % Elastodien und 7 % Viskose, welche im Bereich des Vorfußes offen ist, einem unelastischen, fest angenähten, zweifarbigen Torsionsband im Bereich des unteren Sprunggelenks (USG) und Rückfußes sowie im Bereich des Knöchels beidseitig mit einer eingenähten Druckpelotte aus Silikon versehen. Die Vorrichtung wird über den Fuß gezogen, bedeckt Knöchel und Ferse sowie einen Teil des Fußes und des Unterschenkels. Äußere Form: siehe Abbildungen in der Anlage.

Die Orthese dient der Unterstützung der Rückfuß-Torsion und der Aufrichtung des Fußgewölbes. Die spezielle Führung des unelastischen Zügels erzeugt einen Korrekturzug auf das Fersenbein zur Körpermitte hin, unterstützt die Haltefunktion der Bänder und entlastet die Gelenke in physiologisch korrekter Stellung. Zudem werden Fehlbewegungen vermieden. Sie wird insbesondere bei Fuß-Deformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuß) und chronischen, posttraumatischen oder postoperativen Weichteilreizzuständen im Bereich des USG und der Fußwurzel (z. B. bei Arthrose, Bänderschwäche, fehlstatischen Fußbeschwerden und Fußfehlformen aufgrund einer Dysfunktion des USG) verwendet.

Die Ware, welche in einem Pappkarton verpackt ist, wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereiht.

**9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben**

vertrauliche Daten


**11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:**

Beschreibung  Kataloge  Fotos  Muster/ Proben  Sonstiges  Stempel

Ort Berlin

Unterschrift Im Auftrag

Datum 29. Januar 2014

  
(Schumann)

