

1 Erteilende Zollbehörde  
Generalzolldirektion - BWZ  
Dienstort Berlin  
Grellstraße 18, 24  
10409 Berlin

2 Unverbindliche Zolltarifauskunft  
für Umsatzsteuerzwecke

ZT 0270 B - 59519/2017/1 - DIX.B.T13.06

3 Antragsteller (Name und Anschrift)

Bort GmbH  
Am Schweizerbach 1  
71384 Weinstadt

4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls  
abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift)

Bort GmbH  
Am Schweizerbach 1  
71384 Weinstadt

13. Juni 2018

055 450

Wichtiger Hinweis

Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind **unverbindlich**. Es kann aus dieser Auskunft **kein** Rechtsanspruch aus entsprechender Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.

5 Datum der Erteilung

2018/06/07

6 Datum und Nummer des Antrags

2017/11/21 -

7 Einreihung in die Zollnomenklatur **9021 1090 00 0**

Umsatzsteuersatz: **19%**

8 Warenbeschreibung

Ellenbogen-Orthese, sog. KubiFX lang light, Art.-Nr. 055 450, in Form einer Warezusammenstellung in Aufmachung für den Einzelverkauf, im Wesentlichen bestehend aus einer unelastischen, gepolsterten Spinnstoffmanschette für den Ellenbogenbereich mit einem eingekletteten, ovalen Ellenbogenpolster und mit zwei integrierten, parallel verlaufenden, starren, ca. 39 cm langen, den Ellenbogen und Teile des Unter- und Oberarmes bedeckenden, herausnehmbaren Aluminiumschienen, welche von 0° - 90° entsprechend der gewünschten Gelenkstellung verformbar sind (charakterbestimmender Bestandteil in Bezug auf die Verwendung). Die Unterarmlänge ist durch Lösen der beiden Schrauben an der Klemmverbindung mittels des beiliegenden Schraubenschlüssels stufenlos einstellbar. Die Ellenbogenspitze (Olecranon) liegt in der eingearbeiteten Biegung (Kurvatur) der Aluminiumschienen. Der Vorrichtung wird mit insgesamt vier unelastischen Klettverschlussbändern am Arm des Patienten fixiert, wobei sich die Gurtbänder distal der Ellbogen-Beuge im Bereich des Unterarms kreuzen. Ein Klettband dient zur Fixierung am Oberarm. Die Ware ist zusätzlich mit einem Handgriff ausgestattet. Zur Fixierung verläuft hier ein Klettband um die Hand des Patienten.

Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage.

Die Ellenbogenschiene dient der posttraumatischen und postoperativen Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks z. B. bei Zustand nach Bursektomie oder Sulcus ulnaris Syndrom, kann aber auch zum Stützen und Halten bei Tendopathien (z. B. Epicondylitis humeri) verwendet werden.

Die Bestandteile der Warezusammenstellung sind gemeinsam in einem Polybeutel verpackt.

Die Ware wird als "Vorrichtung zum Behandeln von Knochenbrüchen (einschließlich Verrenkungen und Gelenkverletzungen)" eingereicht.

9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben

vertrauliche Daten

11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:

Beschreibung  Kataloge  Fotos  Muster / Proben  Sonstiges

Ort Berlin

Im Auftrag

Datum 07. Juni 2018

Holländer

Dieses Dokument wurde automatisiert erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

