

1	1 Erteilende Zollbehörde Hauptzollamt Hannover Waterloostr. 5 30169 Hannover	2 VZTA-Nummer DE 7314/12-1
	3 Berechtigter (Name und Anschrift) DE2378221 / 0000 Bort GmbH Ziegeleistr. 39-43 71384 Weinstadt	4 Datum der Erteilung 2012/08/03
1	Wichtige Hinweise Unbeschadet des Artikels 12 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates bleibt diese VZTA 6 Jahre, vom Datum der Erteilung an gerechnet, gültig. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Kommission der Europäischen Gemeinschaften für Zwecke der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission gespeichert, und die VZTA-Daten, einschließlich etwaiger Fotos, Abbildungen, Broschüren, usw., jedoch ohne die Angaben in den Feldern 3 und 8, können der Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht werden. Der Berechtigte hat das Recht, einen Rechtsbehelf gegen die VZTA einzulegen.	5 Datum und Nummer des Antrags 2012/03/16
		6 Einreihung in die Zollnomenklatur 9021 1090 00 ***** 0***

100 200

7 Warenbeschreibung

Unterschenkel-Fuß-Orthese, sog. Air Walking Boot, in Form einer Wareneinzelverpackung für den Einzelverkauf, im Wesentlichen bestehend aus

1. einer im Hinblick auf die Bedeutung für die Verwendung charakterbestimmenden Orthese, in Form von zwei ca. 35 cm langen und ca. 3 cm breiten, festen Metallschienen, die über ein einstellbares Gelenk an einem patientenseitig gepolsterten Fußteil aus Kunststoff mit Abrollsole befestigt sind. An den Metallschienen, die patientenseitig mit Klettband, außen mit Spinnstoff versehen sind, wird ein den gesamten Unterschenkel und den Fuß (Zehenbereich offen) umschließender Innentiefel aus spinnstoffüberzogenem Schaumstoff befestigt. In den Innentiefel eingearbeitet ist ein Luftkammersystem, welches über einen integrierten Blasebalg und ein Ventil be- bzw. entlüftet werden kann. Die beiden ROM-Gelenke sind über einen Steckmechanismus in 7,5 ° Schritten in der Plantar- und der Dorsalflexion von 0° bis 45° den Patientenbedürfnissen entsprechend einstellbar. Der Walker wird mit 5 Klettverschlussbändern am Unterschenkel und Fuß des Patienten befestigt.
2. einem Inbusschlüssel
3. vier Begrenzungssteckern aus Metall
4. drei Polstern zum Schutz von Knöcheln und Ferse.

Zur äußeren Form siehe Abbildung in der Anlage.

Die Vorrichtung dient der Ruhigstellung und Lagerung von Fuß und Unterschenkel bei Fuß- und Sprunggelenksfrakturen, Arthrodesen des oberen und unteren Sprunggelenks, schweren Bandverletzungen oder nach dem Einsatz einer Sprunggelenksprothese.

Die Ware wird als "Vorrichtung zum Behandeln von Knochenbrüchen" eingereiht.

8 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben

Art.Nr. 100200

vertrauliche Daten

10 Die VZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:

Beschreibung Kataloge Fotos Muster/Proben Sonstiges Stempel

Ort Hannover Unterschrift
Datum 03. August 2012 Im Auftrag

Hänschen
(Hänschen)

