

1 Erteilende Zollbehörde

Generalzolldirektion - BWZ
Dienstort Berlin
Grellstraße 18, 24
10109 Berlin

2 Unverbindliche Zolltarifauskunft
für Umsatzsteuerzwecke

ZT 0270 B - 59524/2017/1 - DIX.B.T13.06

3 Antragsteller (Name und Anschrift)

Bort GmbH
Am Schweizerbach 1
71384 Weinstadt

4 Person, die die Auskunft verwenden will - falls
abweichend vom Antragsteller (Name und Anschrift)

Bort GmbH
Am Schweizerbach 1
71384 Weinstadt

215200

Wichtiger Hinweis

Alle Angaben in dieser Zolltarifauskunft, insbesondere die Codenummer und die Einreihung der beschriebenen Ware sind **unverbindlich**. Es kann aus dieser Auskunft kein Rechtsanspruch aus entsprechender Einreihung in die Kombinierte Nomenklatur hergeleitet werden. Die mitgeteilten Angaben werden in einer Datenbank der Bundeszollverwaltung gespeichert.

5 Datum der Erteilung

2018/06/14

6 Datum und Nummer des Antrags

2017/11/21 -

7 Einreihung in die Zollnomenklatur **9021 1010 00 1**

Umsatzsteuersatz: **7%**

8 Warenbeschreibung

Handgelenkorthese, sog. Generation Daumen - Handorthese, Art.-Nr. 215 200, im Wesentlichen bestehend aus einer ca. 18 cm langen, unelastischen Vorrichtung aus Spinnstoffen mit zusätzlicher Polsterung im palmaren Bereich, mit einem dehnbaren Einsatz über dem Handrücken (integrierte Anziehhilfe) sowie einem Einschluss für den Daumen mit einem Klettverschluss mit Umlenköse. In die Orthese sind zwei jeweils in Taschen gelagerte, herausnehmbare Schienen eingearbeitet, eine volare, löffelförmig geformte, ca. 16 cm lange und ca. 3 cm breite Schiene aus unedlem Metall und eine seitlich verlaufende, daumenseitig eingearbeitete, flexible, ca. 17 cm lange und ca. 1,3 cm breite, anatomisch vorgeformte Schiene aus Kunststoff.

Die Orthese wird über den Unterarm, das Handgelenk sowie den Handteller gezogen und mit Hilfe eines unelastischen Kordelschnür-Systems mit Klettverschluss fixiert.

Äußere Form: siehe Abbildung in der Anlage.

Sie dient hauptsächlich zum Stützen und Halten (Bewegungsbeschränkung) bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen (z. B. Rhizarthrose) oder bei degenerativen Erkrankungen (z. B. CTS). Zusätzlich kann sie aber auch zur Teil-Immobilisation des Daumens nach Bandrekonstruktion am Daumen eingesetzt werden.

Die Ware wird als "orthopädische Vorrichtung für Menschen" eingereiht.

9 Handelsbezeichnung und zusätzliche Angaben

vertrauliche Daten

11 Die uvZTA wird auf der Grundlage folgender vom Antragsteller vorgelegter Unterlagen erteilt:

Beschreibung Kataloge Fotos Muster / Proben Sonstiges

Ort Berlin

Im Auftrag

Datum 14. Juni 2018

Holländer

Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

